

Unsere Produkte im Katalog



16.11.2017

Produktübersicht "Pflegehilfsmittel" für stationäre Pflege und Reha Kliniken



Liefer- und Zahlungskonditionen:

Lieferzeit: kurzfristig nach Vereinbarung

Lieferung: „ab Werk“ / Transport- / Verpackungskosten pro Paket/Großkarton = pauschal 8,00

Preise : zzgl. 19 % MWSt.

Zahlung: innerhalb 14 Tagen ohne Abzüge

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir bei Kleinaufträgen in Rechnung stellen müssen:

bei Netto-Auftragswerten unter € netto 50,-- + € netto 10,-- Mindermengen- bzw.
 Bearbeitungszuschlag
 dto. bis € netto 100,-- + € netto 5,-- dto.

HINWEIS:

Liebe Anwender im Pflegebereich,

diesen Hinweis bitte einlesen und beim Einsatz von Lagerungs-/Hilfsmitteln berücksichtigen.

Es gibt leider kein universell einsetzbares System, das allen Patienten/Betroffenen/Bewohnern gleichermaßen hilft. Insofern müssen die Bedürfnisse des zu versorgenden sehr genau abgewogen werden.

In der täglichen Praxis fällt es oft schwer, das geeignete Antidekubitus-System für den Patienten/Betroffenen/Bewohner zu finden, das genau seinen Bedürfnissen entspricht.

Denn:

Es gibt kein Wirkprinzip, das bei jedem zum bestmöglichen Therapieerfolg führt. Anhand dieser Ausführung wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten/Betroffenen/Bewohners von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

Angeregt durch den Prozess der Professionierung in der deutschen Pflege, entwickelten sich pflegerische Konzepte, wie z.B. Kinästhetik oder bereits bestehende und wissenschaftlich belegte Konzepte, die für die Pflege modifiziert wurden, wie beispielsweise die Basale Stimulation. Die daraus resultierende gesteigerte Pflegefachkompetenz ermöglicht es, den Betroffenen ganzheitlich zu betrachten und zu pflegen.

Nach dem heutigen Wissensstand ist das Hinzuziehen der Grunderkrankung ein entscheidendes Kriterium zur Auswahl des geeigneten Lagerungssystems.

Alle dargestellten Lagerungsarten werden im Verlauf eines Tages mehr oder weniger intensiv und häufig eingesetzt. Sie werden individuell auf den Betroffenen und dessen Belastbarkeit und Toleranz hin ausgewählt.

Bei Patienten mit Mehrfacherkrankungen kann es notwendig sein, von den beschriebenen Methoden abzuweichen. Die notwendigen Kompromisse sollten jedoch nicht leichtfertig, sondern unter Berücksichtigung aller Aspekte getroffen werden.

Ein Auszug aus unserer vielseitigen Produktpalette mit zahlreichen Eigen- und Weiterentwicklungen speziell für den Pflegebereich

Chrispal-Ambiente steht für: **organisierte Arbeitsabläufe – Zeitersparnis – Qualität**

Chrispal-Ambiente ist ein Unternehmen, dass sich auf Pflegeprodukte spezialisiert hat.

Wir haben für Sie ein variables/ ausgewogenes Programm entwickelt, um folgende Ziele zu erreichen:

1. Wirtschaftlichkeit für den Betreiber (alles muss sich rechnen und abwägen lassen)
2. Erleichterung und Lebensqualität für den Bewohner im Alltagsleben = Lebensabend
3. Entlastung und Zeiteinsparung für das Personal in den jeweiligen Aufgabenbereichen
4. Schönheit durch Farben + Design (für Bewohner, Besucher, Mitarbeiter)
5. Zukunftsorientierende Arbeit, Entwicklung durch Erfahrungsaustausch
6. Qualitätssicherung
7. Seminare mit Einsatz unserer innovativen Lagerungsprodukte in Praxis und Theorie
8. Seminare – Weiterbildung
9. **Flexibilität, Entwicklung seit 15 Jahren und Service ist unsere Stärke**
10. **Bundesweit entwickelt mit stationären Einrichtungen nach Expertenstandards.**

Aus eigener Fertigung möchten wir Ihnen vorstellen:

- **Antidekubitus-Therapie-Matratzen, Therapie-Sitzkissen,**
- **Antidekubitus-Matratzen-Weichlagerungsaufgabe** – Sekundenreaktion –
- **Extremitätenelemente, Spitzfußprophylaxen, usw.**
- **Weichlagerungssysteme mit Rückkopplung** (Erhalt der Wahrnehmung)
- spezielle Entwicklungen **für Kontrakturen, Spasmen und Gelenkfehlstellungen**
- Druckverteilungs-Systeme
- **Produkte aus thermoelastischen Visco-Spezialschaum** (Eigenentwicklungen)
 - 1 Element für mehrere Pflegevorgaben, den Prüfungskriterien entsprechend
 - **unser Motto: mit wenig mehrere Krankheitsverläufe bedienen!**
- Lagerungshilfen (z.B. Lagerungs-Bananen, -Schlangen, -Universalkissen, (mit neu entwickelten, praxisbewährten Füllungen für viele Anwendungen und Gegebenheiten) **NEU mit Lufteinschlüssen**
- Lagerungsplatten Max und Mäxchen
- Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte
- Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Kissen – auch Ganzkörperlagerungselement - nach orthopädischer Chirurgie entwickelt
- Seitenschutz für Pflegebetten; Seitengitter mit gleichzeitigem -schutz = variabel einstellbar
- Therapiewürfel, Handsäckchen, Handlagerungs-Kissen, Snoozelen-Produkte, Wahrnehmungssysteme
- Essschürzen (Molton + Frottee/PU) in diversen Längen und Dekoren
- Anlegetücher, Kissen-Nässeschutz, Universaltücher
- Gleit-Transfer-Matte - Gleithilfe
- Matratzenhüllen (Reißverschluss) – Neuentwicklung „light“ hoher DIN-Wert bzgl. Verdunstung
- Hüftprotektoren – Slips; Anti-Hüft-Fraktur-Hosen – (Eigenentwicklung)
- Schutz-Decke für desorientierte und unruhige Menschen = Care Schlafdecke
- Verschiedene Overalls
- Geschirr- und Trinkgefäße (aus „unkaputtbarem“ Polycarbonat glasklar) für Hauswirtschaft und Pflege
- Geschirr /Küchenausstattung aus Arcoroc / Porzellan; unzerbrechliche Materialien (wie z.B. Polycarbonat, Melamin) u.s.w. besonders für den Demenzbereich empfehlenswert.
- Tischdekor – wie z.B. Tischdecken und Tisch-Set's
- Geruchsvernichter /Neutralisierer
-
- Pflegehilfsmittel oder Sonderanfertigungen, die Sie seither von Sanitätshäusern beziehen, können Sie auch bei **Chrispal-Ambiente** anfragen. **Ein Preisvergleich lohnt sich.**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitte eine kurze Mail an uns – wir antworten sofort.

Mit freundlichem Gruß

Ihr **Chrispal-Ambiente** Team

Inhaltsverzeichnis

1. Positionierungselemente und –hilfen

Schlange.....	6
Lagerungs- und Sitz-Banane.....	6
Neu – Schlange 2010 (MRSA).....	7
Universal -Kissen...(Lagerung).....	7

2. Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

Platte „Max“.....	9
Platte „Mäxchen“.....	10
Universal-Lagerungsplatte...90 x 100 x 5 cm.....	10
Bewegungs-Therapie Lagerungselement	11
Auflage (3-geteilt).....	12
Liegestuhl-Therapie-Auflagen	13
Multifunktionale –Lagerungs- Therapieplatte.....	14
Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen.....	15
Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystem.....	16
Rechts-/Links Drall-Element (Rollstuhlkissen).....	17
Therapeutisches Sitz-/Stützelement für den Rollstuhl.....	18
Vielsitzer-Sitzkissen mit Seitenerhöhung.....	19
Therapie-Sitzkissen mit Wölbung	20
Antidekubitus Vielsitzer-Sitzkissen.....	21
Sitzbanane/Bauchbanane / Positions-Banane.....	22
Auflagekissen mit Zwischenteil für versch. Einsatzmöglichkeiten	23
Rekli-Kissen-Set.....	24
Wohlfühl-Liege-Auffang-Element „Fallsack“	25
Druckentlastungselement / Keilform	26

3. Ergotherapie – Produkte und Snoezelen

Spielwürfel, Zupfwürfel, Snoezelwürfel.....	27
Spiel- und Beschäftigungs Puppe.....	27
Spiel- und Therapiebälle.....	27

4. Wohlfühl- und Therapie-Kissen

Wohlfühl- / Therapiekissen.....	28
Therapiekissen „Herz“.....	28
Wellness-Therapie-Kissen Bauchkissen/Wahrnehmungskissen Stimulierend.....	28
Nackenhörnchen.....	29
Nackenrollen / Knierolle.....	29
Halbrolle	29
„Chrispal“-Pflege-Nackenkissen.....	30
Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen.....	30
Gleit-Transfer-Matte	30
Gleitschlauch.....	30

5. Spezialmatratzen für Schmerztherapie und Prophylaxen

Komfort-Antidekubitus-Reaktions-System Matratze (ARS-System).....	31/32
Matratze 8000.....	33/34
Kausal-Mehrschicht-Auflage System.....	35/36
Prophylaktische Matratze.....	37
Standardpflegebett-Matratze (Richtlinien AOK)	38
Matratzenhüllen.....	39
Bettwäsche Schutz-Bezüge aus Polyurethan.....	39
Antidekubitus-Matratzen-Auflage.....	40
Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen „Ultra“light.....	41

6. Individuelles nach Krankheitsbild

Seitengitterschutz mit gleichzeitiger Zusatzpolsterung + Erhöhung	42
Seitengitterschutz für Pflegebetten.....	42
Bett- / Stuhl – Stecksysteme	43
Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element.....	44
Funktions-Rückstellungs-Element.....	45
Pflege-Handrollen.....	45
Fingerseparator Viscorolle mit Klett.....	46
Kegel- und Fingerseparator.....	46
Fuß- und Zehenseparator.....	46
Druckentlastungselement „ Molle „	47
Pflege-Fersenschuh.....	48
Technisches Infoblatt für BiStretch (Buntres Polyurethan).....	49
Funktions-Overall.....	50
Pflegeoverall.....	50
Sommeroverall.....	50
PflegeSchlafsack.....	50
Funktions-Decke-Schutzdecke.....	51
Hüftprotektoren mit Slips für „Sie“ und „Ihn“.....	51
Protektoren-Hüftgürtel	51
Medizinische Trinkhilfe.....	52
Haltehilfe mit 2 Griffen.....	52
„Glas“ unkaputtbar	52
Nasalto Trinkbecher	52
Schutzserviette / Eßschürze	53
Inkontinenz Polster-Sitzauflagen	53

7. Accessoires

Therapie Puppen „ Rubens Baby“	54
Elektrische Duftlampen.....	54
Ätherische Öle.....	55
AirActiv Raumduft Diffuser.....	55

Dokumentation Einsatzbereiche Therapie-Überstreckungs-Element mit Kammersystem	57/58
Dokumentation Einsatzbereiche Antidekubitus Vielsitzerkissen	59
Dokumentation Einsatzbereiche Kausal-Mehrschicht-Matratze	60

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	61
Kundenbestellschein	62

Positionierungselemente und - Hilfen

Hinweis:

alle Artikel sind autoklavierbar, wischdesinfizierbar und waschbar (siehe Hygieneanleitung bei Lieferung)



Schlange mit wiederkehrenden Lufteinschüssen

Patent: Chrispal Ambiente

- Hochgradig variabel für viele Makro- und Mikropositionswechsel
- nur ein Element von Kopf bis Fuß
- hervorragend geeignet für die Dekubitusprophylaxe und -therapie
- ermöglicht eine hohe Positionsvielfalt
- bietet Halt, Geborgenheit (Nestwärme) und Schutz
- passt sich vollkommen den Körpergegebenheiten an.
- gibt durch Luftpolster (atmungsaktives POLYURETHAN-Inlett) zusätzlich nochmals verbesserte Druckentlastung
- kein Hitzestau
- individuell formbar und flexibel einsetzbar, auch bei Körperdeformationen
- für stabile (adipöse) Bewohner einstellbar durch „Stopfen“
- wischdesinfizierbar (kein Waschen erforderlich)
- variabel in der Länge

Material:

- Flocken aus visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen (erleichtern das Aufschütteln und neue Lufteinschlüsse für Druckentlastung und gutes Bettklima)
- Polyurethan-Hülle - **atmungsaktiv**
- inkl. Baumwollbezug

Pflege: Wischdesinfektion, ganze Schlange waschbar bis 60° C

Maße: Ø: ca. 25 x 280 cm lang

Gewicht: 1900 g

Art.-Nr.
LS 8

171,00 €
Netto/Stück



Lagerungs- und Sitz-Banane = Stillkissen

- bequeme Sitz- bzw. Positionierungsstütze für den Rücken beim Einsatz im Rollstuhl/ Sessel, aber auch für die Rückenlage
- unterstützt die Atmung (Lungenbelüftung) durch Rückenfreilagerung
- ermöglicht Mikrolagerungen und -bewegungen
- gibt Geborgenheitsgefühl

Material + Materialeigenschaften: siehe unter „Schlange“

Pflege: siehe unter „Schlange“

Maße: Ø: ca. 25-30 cm x 190/ 200 cm

Gewicht: 1800 g

Art.-Nr.
LB 07

161,00 €
netto/Stück



▲ Schiefe Ebene



▼ Kopfpositionierung

Entlastung bei Fehlstellung ▲
modulierbar im Gelenkbereich
–Muskeltonus wird entspannt



▲ Modulierbar im Fußbereich
(Gelenkfehlstellungen)
komplette Entlastung durch
Kuhlenlagerung im Fersenbereich und
der hohen Modulierfähigkeit
Positionen werden vom Produkt
gehalten

NEU

Ummantelung aus Polyurethan

einsetzbar bei MRSA/Viren Bakterien - da resistent:
komplett eingenäht in zertifiziertem **Polyurethan-Bezug**

BiStretch blau

(= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-

Lieferbar in 180 cm + 280 cm Länge
(auf Wunsch auch in anderen Größen)

- angenehmer Liegecomfort -atmungsaktiv - kein Schwitzen
- urin-,blut- u. sekretundurchlässig
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall (schwer entflammbar nach Crib 5)
- für Allergiker geeignet - kein möglicher Pilzbefall
- Viren - u. Bakteriendicht (MRSA)
- abwaschbar - wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- PVC-frei

Techn. Infoblatt Bi-Stretch

Pflegehinweise:

- kochfest
- tumblerbeständig
- nicht heiß bügeln
- Chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig
- Chlorbleiche nicht möglich
- sterilisierbar

Maße/Pflege: siehe Schlange oben

Art.-Nr. LS 8a

178,00 € netto/Stück

= Länge 280 cm

Art.-Nr. LS 8b

138,00 € netto/Stück

= Länge 180 cm

Art.-Nr. LS 8c

158,00 € netto/ Stück

= Länge 220 cm

**Zusätzlicher
Baumwollbezug**

**Farbe: je nach
Lagerbestand**

**Aufpreis
29,50 € netto/Stück**



Universal-Kissen

- Besonders form- und modulierbar
- hält die Einsatzposition
- Positionierungen nach Bobath für die Wahrnehmungsförderung

Material + Materialeigenschaften: siehe unter „Schlange“

Maße ca. 60 cm x 40 cm ;

Gewicht: 535 g

auch in 80x40 cm;
110x40 cm

Lagerungskissen auch in anderen Größen lieferbar.

z.B.: Bobath - Lagerungselemente

**Art.-Nr.
ULK**

60x40cm

61,50 € netto/Stück

80x40cm

80,50 € netto/Stück

110x40 cm

95,00 € netto/Stück

Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

Seit September 2011 in Reha-Kliniken, Hospitzen, **Intensivstationen** und stationären Einrichtungen im Einsatz

Indikationen / Einsatz der Materialien

Grundsätzlich sind die Materialien für alle erkrankten Menschen mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit geeignet. Dazu zählen:

- Betagte mit eingeschränkter Beweglichkeit, bedingt durch z.B. Altersdepressionen, körperliche Behinderung / Desorientierung
- Sturzrisiko Patienten/Bewohner, da individuell fixierbar über Klettverschlüsse + Rutschbremsen
- langzeitbettlägerige Patienten/Bewohner
- Patienten/Bewohner, die Chemotherapien oder andere Infusionen erhalten
- Bewohner/Patienten mit Lähmungen/Hemiplegie
 - mit Sensibilitätsstörungen
 - mit Kachexie (Untergewicht)
 - mit Adipositas (Übergewicht)
 - mit Fieber
 - mit Multiple Sklerose / ALS
 - mit Verbrennungen oder Verletzungen in Gelenknähe
 - mit unkontrollierten Bewegungen (z.B. Epilepsie, Chorea Huntington, Spastik oder anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems)
 - mit Schonhaltungen (z.B. nach OP / Unfall Behandlungen)
 - Wachkomapatienten
 - Herzinsuffizient

- Dekubitus (Druckgeschwür)
- Kontraktur (Gelenkversteifung) / Überstreckung / Embrionalhaltung
- Thrombose (Gefäßverschluss durch Blutgerinnsel)
- Pneumonie (Lungenentzündung) Bronchial-Lungenkarzinom
- Erkrankungen der Mundschleimhaut und der Ohrspeicheldrüse / Kopf-OP
- Frakturen (Knochenbrüche) der Arme und Beine (frisch operiert, bzw. in Rehabilitation)
- Bandscheiben-OP
- Nachsorge von Operationen

Alle Produkte sind mit **MRSA** = Viren, keimresistenter Ummantelung / wischdesinfizierbar ausgerüstet

Risiken-Hinweis!

- **Sicherheitshinweise – bitte beachten!!**
-
- Die Balance zwischen Lagerung und Fixierung muss individuell von der Pflegekraft beobachtet werden
- um Risiken zu erfassen. Es ersetzt nicht die Ihnen bekannten Fixierungsprodukte.
- Hier ist das Krankheitsbild nach Risiko von der Pflegefachkraft einzuschätzen.

- **Risiko-Hinweis:** (vorläufiger Hinweis)
- Klettverschlüsse außer Reichweite des Bewohners / Patienten halten und so anbringen oder zu verbinden,
- dass der Bewohner / Patient sich nicht verletzen kann.

Schwerpunkt: Palliativ / Mobilisation



Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
40 x 55 x 2 cm Gewicht: 185 gr.

ingenäht in Polyurethan (PU)-Ummantelung "Ultra"
wisch desinfizierbar siehe Datenblatt

oder

nur Schaum (bis 40° waschbar)
Handwäsche ohne Netzbeutel – Schongang ohne Schleudern

Vielseitig einsetzbar

- als Mikrolagerung, Druckentlastung
- z.B. Schulterspitzen, Dornfortsätze, Trochonder, Knierolle, Fersenfreilagerung, spastische Haltung im Arm und Beinbereich
- Schmerztherapie –
- Sitzposition z.B. Schiefstellung

Sekundenreaktion durch hohe Rückstellung des Schaumes

Minimierte Bewegungsabläufe werden rückbeantwortet.

oder

60 x 40 x 3 cm
8000er Visco- Thermo-Schaum

Conteur Ummantelung (blau)MRSA bei Inkontinenz und bakterieller-(Viren) Erkrankung einzusetzen.

Absolut Flüssigkeitsdicht

Bis 70 ° waschbar – Trockner geeignet



Hinweis: →

ISO-Nr.: DIN-EN 14971



Risiko: nicht bekannt

„Max“ Variation (A)

- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, **mit Polyurethan- Hülle, weiß**
- **Pflege:** **wischdesinfizierbar, Dampf sterilisierbar,**
Abwaschbar mit Seifenlauge

„Max“ Variation (B)

- für MRSA in blauer POLYURETHAN-Hülle
- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, ingenäht in wischdesinfizierbarer POLYURETHAN-Ummantelung "Ultra" (B)
- **Farben:** weiß und **neu:**
- **Polyurethanfarben dunkelblau,**
Polyurethan-Hülle siehe Datenblatt Seite



weiß
Art.-Nr.:
Chris 49 a

54,60 € netto



(A) weiß



(B) blauer Bezug

* Spezial-Beschichtung

- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, **Viren**, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...
Zertifikat Seite

dunkelblau
Art.-Nr.:
Chris 49 a

58,60 € netto

Bewegungs-Therapie-Lagerungselement



im Einsatz leicht zu formen



Abduktion Beinlagerung



Osteoporose
Schulterschmerzen
Armpositionierung



Spitzfußprohylaxe
Fersenfreilagerung

Maße: 90x20x5 cm – eingenäht in PU „light“ weiß (zertifiziert) aus Visco-Thermo-Reaktivschaum weich (Sofortreaktion)

Schwerpunkt: Mobilisation/Schmerztherapie/Druckverteilung

Bewegungsabläufe durch Sekundenreaktion des Therapie-Schaumes (Thermoelastisches Material)

Einsatz: Schultergelenk, Hemi Arm, Dornfortsätze, Abpolsterung ohne Kantendruck, Arthrose, Beinlagerung, Spitzfuß u.v.m

Funktionalität in der Mikrolagerung, Schultergürtel und Gelenk Einsatz – muskuläre Entspannung wischdesinfizierbar, zertifizierte PU-Ummantelung (siehe Zertifikat)

Art.-Nr. chris 99b

Maße: 90x20x5 cm
Preis: 68,50 € netto/Stück

Modellierbares Therapie-Element 200 cm

Das „Druckentlastungs-und Lagerungselement“ in einem mit Sekundenreaktion – jede minimierte Bewegung wird rückbeantwortet.



Einsatzbereich in Hospizen / Kliniken und stationären Einrichtungen

Indikationen:

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- starke Deformierung in den Extremitäten
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- spastische Zustände
- psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten
- extreme Embryonalhaltung
- Knochenvorsprünge

Maße: 200x30x5 cm
ingenäht in PU „light“ weiß (zertifiziert)
aus Visco-Thermo-Reaktivschaum
weich (Sofortreaktion)

Durch Einarbeitung von einem Handtuch in Anlehnung an Kinästhetik wird die Körperwahrnehmung und -haltung unterstützt. (ohne Kantendruck)




Art.-Nr. chris 99c

Preis: 165,00 € netto/Stück

Antidekubitus Schmerz Therapie Systeme

Schwerpunkt: Palliativ / Intensiv Pflege

Seit Jahren im Einsatz in Hospitzen / Kliniken und stationären Einrichtungen



▲ Platte
90 x 80 x 5 cm

▲ Platte
90 x 100 x 5 cm

▲ Platte
90 x 20 x 5 cm

Indikationen

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- Spastischen Zuständen
- Psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten (Matratze)

u.v.m.

Reinigung: wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

Maße: Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Hinweis: Risiko nicht bekannt

Risiko-ISO-Nr.: DIN-EN 14971

***Für beschichtete Produkte gilt:**



Die von Chrispal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.

Auch als komplette Schmerztherapie / Antidekubitus Auflage für 90 x 200 Matratzen einzusetzen.

Artikel.-Nr.: Chris 99 a – 3-teilig

Preis:	90x80x5 cm	178,00 Euro
	90x100x5cm MRSA Bezug blau PU	189,00 Euro
	90x20x5cm	68,50 Euro

Komplette Auflage siehe Seite 39

Liegestuhl-Therapie-Auflagen

Schwerpunkt Mobilisation + Palliativ

Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz)
mit Zertifikat für Sesselplatten / Palliativ Pflege + Mobilisation besonders geeignet

Artikel-Nr. (komplett) : „Culla-Auflage“ und 2 x „chris 49 a“

3-teiliges kompl.-Set



Komplett ▲

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an Druckaufhebung/-reduzierung
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastikern oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an (Sekundenreaktion)
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

Eigenschaften und Beschaffenheit :

Material:

- visco thermo-Reaktivschaum(Sekunden Reaktion) eingenäht in Polyurethan (zertifiziert) WEISS
- PU dunkelblau (MRSA) – **Mehrpreis: 12,00 € netto**



Ideal für die Palliativpflege + die Mobilisation der Bewohner Patienten Betroffenen
165 x 45 x 5 cm



Platten (2x)
45 x 56 x 2 cm



Reinigung: wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

Maße: B/ L/ H: 165 x 45 x 5 cm
Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Gewicht: 1.020 g

Hinweis: Risiko nicht bekannt
Risiko-ISO-Nr.: DIN-EN 14971

*Für beschichtete Produkte gilt:



Die von Chrupal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.

Produkte sind auch einsetzbar im Pflegebett
- Mikro- Makrolagerung -

Art.-Nr.: Culla-Auflage

Preis: 198,00 Euro netto(PU weiß)

ART.NR.:

Chris 49 a (2x)

Je 54,60 € netto -Stück

5 Hilfsmittel in einem

Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte

Art.-Nr.
MMC

Standard
137,00 € netto

Anwendungsbeispiele im Liegen



Knierolle



Seitenlage

Fersenentlastung



Fersen- und Knöchelentlastung



Seitenunterstützung und Mikrolagerung



Hinweis: Risiko nicht bekannt
Risiko-ISO-Nr.:
DIN-EN 14971

Anwendungsbeispiele im Sitzen



Abduktion



den Stuhl „passend“ machen



bei z.B. Deformationen/
Lähmungen



Sitzhöhe
8 cm vorne, 4 cm hinten



Lagern und Positionswchsel im Sitzen mit Chrispal-Fußstütze und Armunterstützung

Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz) mit Zertifikat

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastiken oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

Eigenschaften und Beschaffenheit der Multifunktionalen Lagerungs- und Therapieplatte:

Material:

- visco thermo-Reaktivschaum eingenäht in Polyurethan (zertifiziert)
- in weiß, dunkelblau (MRSA) siehe Zertifikat Seite 37

Reinigung: wischdesinfizierbar, autoklavierbar

Maße:

B/ L/ H: 88 cm x 56 cm x 2 cm
Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Gewicht: 1.020 g



Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen



Maße: Länge: 300 cm x Breite 40 cm

3 verstellbare Innenschlaufen und die Möglichkeit über seitliche Befestigungen das Element zu befestigen.

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild (**neuentwickelte modellierbare Füllung**)
mit Polyurethan-Ummantelung kein Auflagedruck



Klett - lösbar und ▲ verstellbar
Keine Auflage/Berührung



▲
Klettverschluss mit innenliegenden Schlaufen



Körperummantelung
Wirbel/Steiß
liegen ohne Druck
Geborgenheit / Halt /
Orientierung



Seitliche Entlastungs- und Freilagerungslagerung
mit Druck-aufnahme linke Schulter
Rollhügel/Steiß
Sicherheit für die Nacht
Entlastung für die Nachtwache



Körperhaltungsschlange
seitliche Lagerung mit
Unterstützung der Hüfte /
Rollhügel
(Kontrakturprophylaxe)



▲ Beugstellung



Unterstützung
eine von vielen
Variationsmöglichkeiten in der
Anwendung



▲ Fersenfreilagerung
z.B. über Bettdecke
Beugstellung wird unterstützt
um langanhaltige Streckstellung
sowie Versteifung der Kniegelenke zu vermeiden

Art.-Nr.: 2011 a

Preis 299,50 Euro netto

Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystemen

Nur für stationäre Einrichtungen



In Reha und Kliniken und Hospitalen erprobt und im Einsatz
(Eigenmarke Chrispal Ambiente)

- mit Beantwortung unterschiedlicher Krankheitsabläufen siehe Indikationen

Maße: Seitenlänge 88 cm; Innenlänge 1,10 m; verstellbare Innenschlaufen; 2 x Schulterkammersystem 45 cm

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild Unterstützung des Atem-Apperates (**neuentwickelte Füllungen**) für häusliche Pflege und auch „rezeptierbar“

Erhöht die Sauerstoffsättigung lt. Dokumentationen Reha Klinik bei Einsatz in 10 Min. von 85 % auf 95 % siehe 1.Blatt Indikationen.



Art.-Nr.: 2011 c

Preis = 499,50
-Euro netto

innen verstellbar und lösbar
durch die Befestigungen seitlicher Lappen auch ohne Befestigung durch eingenähte Rutschbremsen, die unter dem Element eingearbeitet ist bleibt das Element in der Positionierung (**Scherkräfte werden dadurch nicht aktiviert**)
kann auch am Bett, Sessel oder Liege- /Rollstuhl befestigt werden.
unabhängig von Gewicht und Größe



▲ Atmung + Muskulatur werden unterstützt und beantwortet

▲ Rollhügel und Steiß werden entlastet

- Überstreckung des Kopfes
- Nackenfreilagerung (Reizaufhebung bei Überstreckung)
- Schultermuskulatur wird entlastet (der gesamte Bereich ist modellierbar)
- **Gasaustausch Lunge / Lungenvolumen wird unterstützt u.v.m. – siehe Indikationen**
- Dornfortsätze liegen druckfrei / ebenso der Steiß
- Rollhügel wird entlastet + aufgehoben
- Schultergelenk liegt druckentlastet + Auflagedruck verteilt
- Geborgenheit / Halt
- Kopf wird positioniert / Nacken liegt frei ohne Reizvermittlung
- Schmerztherapie
- **Beatmung**
 - o **Tracheostoma-Pflege**
 - o **Trachealkanülen samt Sprechkanülen**
 - o **Heimbeatmung**

- Siehe Indikations-Aufstellung Seite 57 + 58
auch einsetzbar in Liegesitzstuhl oder Sessel.

Neu!

Rechts-/Links-Drall-Element Rollstuhl-Kissen - patentiert

Material:

EPS-Schaumflocken

MRSA

in blauem Polyurethan + 2-farbigem Bezug

Therapie-Einsatz

- Vorbeugende Sitzpositionierung gegen das Wegkippen- bzw. -rutschen im Sitzen (Rollstuhl, Sessel) nach rechts, links und vorne
- Vorbeugung (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)
- Verbesserung und Verhinderung von Deformationen des Knochengerstes und der Nacken-/Rückenmuskulatur
- gerades und bequemes Sitzen
- Unterstützung der betroffenen Seite in der Sitzposition z.B. bei Hirninfarkt (Wahrnehmungen)
- Gleichzeitig auch Lagerung für die Hände, Ellenbogen und Arme

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Kreislaufsituation
Prophylaxen (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)

Unterstützt bei Hirninfarkt die betroffenen Seite in der Sitzposition.
(Wahrnehmungen)

Sonderanfertigungen
für Menschen mit Adipositas möglich

Hinweis:

Bei Nektel –Patienten bedarf es beim Einsatz
des Rechts-/links Drall-Kissens therapeutischer Begleitung

Gewicht: 1500 gr.

Größe: Länge: 2,30 m



Hinweis:

➔ Risiko nicht bekannt

ISO-Nr.: DIN-EN 14971
Therapiekissen für Extremitäten
(Rechts--Links-Drall)



Art.-Nr.: R / L

Preis: 187,50 Euro netto

Therapeutisches Sitz-/Stützelement

Schwerpunkt: Mobilisation/Eigenwahrnehmung/Orientierung für Demenzbetroffene



- Körperwahrnehmung
- Druckreduzierung
- Schmerztherapie
- vermeidet Rötungen in der Analfalte

Im Sitzbereich und am Rücken individuell einstellbar
(verstellbare Verbindungsschlaufen mit Klett für Breiteneinstellung)



- Immer wiederkehrende Lufteinschüsse
- Druckentlastung – Positionierung
- Modellierbar
- Körperbegrenzung
- Seitenstabilität
- Korrektur der Beinstellung – Innen-/Außenrotation
- Orientierung durch Formung des Materials
- im Bett einsetzbar zu Sitzpositionsunterstützung
- Mobilisation im Rollstuhl / Sessel / Bett
- Einsatz auch im Snoezelraum (Nestwärme / Stimulation der Sinne)

Durch die Füllmaterialien (spezielle Fülltechnik) wird erreicht:

- intensive Druckverteilung
- Schmerztherapie
- Vermeidung von Kontrakturen durch Positionierung
- stimulierende Nestwärme
- Körperwahrnehmung/Orientierung
- optimal als Mikrostimulation einzusetzen



Durch Positionsänderungen (Aufschütteln) wird der Auflagedruck über Lufteinschüsse aufgehoben. (Mikrolagerung)

3-teilig

Bezug : PU blau – MRSA zertifiziert
Bezug: PU-Ummantelung 0,5 kg
Füllung: Gemisch PU-Kaltschaum + EPS 2,3 kg
Länge 100 x 100 cm
Breite 9 cm
45 cm Rücken
9 cm breit oben
am Rollstuhl 20 cm breit

Dieses Produkt ist mit MRSA (Zertifiziert) ausgerüstet und nach MPG der Klasse 1 entwickelt.

- vieren- und keimresistenter Ummantelung (blau)
 - wischdesinfizierbar
 - atmungsaktiv (siehe techn. Daten MRSA)
- Alle Inhalte /Materialien sind zertifiziert.
ISO-Nr. DIN-EN 14971



Art.-Nr. 2015

Preis: 169,00 Euro netto

NEU

Neuentwicklung 2010

Jetzt passt jeder Rollstuhl - Sitzverkleinerung –

Vielsitzer-Sitzkissen - mit Seitenerhöhung rechts / links

Antidekubitus-Therapie-Mehrschicht-Kissen mit Luftschneisen

Bewegungsabläufe und Wahrnehmung
über Positionsänderungen im Sitzen



Indikation:

▶ orientierend - vermittelt Halt

Einsatz: in Rollstuhl, Sofa, Sessel

- ▶ z.B. bei kachektischen Patienten/Bewohnern
- ▶ Parkinson
- ▶ Desorientierung (z.B. Demenz)

Technische Daten:

Breite : 46 cm, nach vorne 42 cm

Höhe gesamt: 14 cm, mittig: 8 cm

5 cm Visco-Thermo-Therapieschaum rohem

3 cm fester Kaltschaum

Bauchgürtel/Klett 95 cm mit PU blau Verarbeitung

Befestigung Klett hinten rechts/links 39 cm verstellbar

◀ HR-Qualitätsschaum (= Rückkopplung)

**Schaumstoff komplett eingenäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug
MRSA**

blau (= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-

(absolut flüssigkeitsundurchlässig, abwaschbar, wisch-
desinfizierbar, hoch atmungsaktiv, robust,
langlebig u.a.m.)

Abmessung: 46 x 42 cm x 14 cm

Gewicht: 985 gr.

Auch in Sondergrößen lieferbar

Vielsitzer Sitzkissen
mit Seitenerhöhung
kompl. eingenäht in zertifiziertem
Polyurethan



Visco-thermo Platte mit
Polyurethanummantelung
auch im Liegen einsetzbar

rechts: Armlehnenpolsterschutz

Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971

➔ **Anwendungs-Risiko
nicht bekannt**



Chrispal-Ambiente haftet nicht, wenn durch Fremdeinwirkung Nähte
platzen (z.B. Reinigung, Wäscherei, unsachgemäße Handhabung)
Darum sollten vor jedem neuen Einsatz die Nähte kontrolliert werden!



rechts:
Armlehnenpolsterschutz



Visco-thermo Platte mit
Polyurethanummantelung
auch im Liegen einsetzbar



Befestigung mit Klett hinten



Bauchgürtel / Klett mit
PU blau verarbeitet

Indikation: Hüft OP / Fehlstellung des Beckens – gibt Orientierung und Halt

Art.-Nr.: chris V (ohne Klett) + chris V1 (mit Klett)

Preis: 189,00 Euro netto (ohne Klett)

198,00 Euro netto (mit Klett)

Therapie-Sitzkissen mit Wölbung

(je nach Krankenkasse können Kosten übernommen werden)

Antidekubitus-System (anatomische Form) bei Demenz/Parkinson/apallisches Syndrom

Standard bei Verordnung:
Schaumstoff komplett eingenäht
in zertifiziertem Polyurethan-Bezug
blau (= Inkontinenzbezug)

Baumwoll/PE Stoffbezug zusätzlich
in div. Farben
(reiner optischer Aspekt)

Hochwertige Ausführung mit zusätzlichem
hochwertigen Molton-Einsteckschutzbezug
mit untergenähter Rutschbremse
(Gummierung) (Optik und Antirutsch)
und für Distanzplatteneinarbeitung

Bezug:

- ▶ einfarbig creme/weiß
- ▶ Polyurethan-blau



Technische Daten und Zertifikate
werden bei der Lieferung beigelegt.

ab 50 - 120 kg Körpergewicht mit Distanzplatten



Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971

➔ Anwendungs-Risiko nicht bekannt

Maße:

Wölbungshöhe vorn: ca. 11 cm,
Wölbungshöhe hinten: ca. 8,5 cm
Höhe mittig: ca. 7 cm
Größe: 42 x 42 cm
Distanzplatte: 42 x 42 x 2 cm (in Polyurethan Hülle)
(Datenblatt siehe Seite 16)
Gewicht: 1090 g

Material:

aus visco-thermo-elastischem Reaktivschaum
mittlere Härte,

➤ kpl. mit blauer Polyurethan-Hülle

Pflege: Wischdesinfektion

- inklusive Distanzplatte zur Höhen- und Gewichtseinstellung bei sehr adipösen Personen und zur Berücksichtigung der Beinlängen
- zur Stabilisierung und Unterstützung der Sitzposition und der Rückenhaltung
- gewichtsunabhängig
- untergenähte **Rutschbremse**
- einsetzbar bei Demenz, Morbus Parkinson, apallisches Syndrom
- Fehlstellung der Hüftgelenke
- gerader Sitz, gibt Sicherheitsgefühl zurück,
- kein ungewolltes Herausrutschen in Sitzposition.


Gewichts- und Körperanpassung

(z.B. Beinlängen usw.) durch Einarbeitung von
Distanzplatten 42 x 42 x 2 cm (Kaltschaum)
möglich.

Distanzplatte – entnehmbar

Vom MDK geforderte Nachweise über Sitzpositionswechsel
realisierbar

Positionswechsel= Mikro durch Drehung des Kissens
(siehe Fotos unten)



**Ideal zum Einsatz für Bein /
= Oberschenkel - Amputationen**

Art.-Nr.: chris W

Preis: 198,00 € netto


Aufpreis: 8,90 € netto PU – blau

Antidekubitus – Vielsitzer - Sitzkissen

zuordbare Hilfsmittel-Gruppe/Nr. = 11.39.01.1000

Art.-Nr:
Chris A

von Krankenkassen empfohlen



- Lufteinschnitte über Gesamtlänge verteilt
- Rückkopplung von Eigenbewegungen durch **2-Schicht-System**
- verbessertes Sitzklima durch Luftzirkulation
- Druckentlastung. Durch Projektläufe wurde bewiesen, dass Rötungen und Dekubitalulcera 1. + 2. Grades innerhalb kurzer Zeit aufgehoben bzw. wesentlich verbessert wurden.
- Mikrobewegungen* können sehr gut eingebunden werden

101,50 € netto

Mehrpriis für farbigen Baumwollbezug

16,95 € netto

Material:

- 5 cm = visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- 3 cm = HR-Schaum mit eingeschnittenen Luftrillen / -kanälen,
- kpl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan, wischdesinfizierbar, robust, absolut dicht
- (Datenblatt siehe Seite)
- auf Wunsch mit farbigen Baumwollbezug (Aufpreis)
- **Neu** Bezug blau

Aufpreis
6,- € netto

für Ummantelung mit blauem PU

Maße: 42 x 42 x 8 cm

Gewicht: 695 g

Siehe Indikations-Aufstellung Seite 59

* Durch Einsatz von z.B. Tüchern wird der Sitzende in der Position „mikrobewegt“ (s. Fotos). So werden Körperwahrnehmung und Eigenbeweglichkeit gefördert, Versteifungen und Kontrakturen entgegengewirkt und durch immer andere Druckverteilungen Dekubitalulcera verhindert (Antidekubitus bei Vielsitzern).

Das Vielsitzer Sitzkissen ist auch durch hinten angenähte Klettverschlüsse für Befestigung am Rollstuhl lieferbar.

Gibt Sicherheit bei Beinbewegungen und vermeidet Herausrutschen.

Aufpreis
15,- € netto

Steißentlastungskissen mit Antirutsch

Schwerpunkt Mobilisation



- auf das Gewicht des Sitzenden einstellbar durch 1 mitgelieferte Distanzplatte
- mit Rutschbremsmatte
- zusätzliche Druckreduzierung durch Lufteinschnitte
- prophylaktischer Einsatz bei Dekubitusgefahr oder schon vorhandenen Rötungen durch Positionierung des Ausschnitts im Steißbereich
- umgekehrte Ausschnittpositionierung auch für Erkrankungen der Prostata, der Hoden oder ähnliches im Genitalbereich

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- Inkontinenzbezug aus hochwertigem, atmungsaktiven Polyurethan (wischdesinfizierbar, dicht) (Datenblatt siehe Seite 37) und zusätzlichem Baumwollbezug für Distanzplatten

Pflege: Wischdesinfektion

Maße: 40 x 40 x 2 cm

Gewicht: 1000 g

Art.-Nr:
Chris 140

komplett
225,00 € netto

in blauem Polyurethan mit Klettverschluß – Rutschbremse und Distanzplatte mit Baumwoll-Polyester Steckbezug
40 x 40 x 2 cm

Distanzplatten einzeln zum nachbestellen
27,50 € netto

Auch einsetzbar bei adipösen Patienten / Bewohnern
Druckverteilung durch Drehungen des Kissens mit Ausschnitt.

kann Bauchgurt ersetzen

individuelle Befestigung seitlich und hinter oder vor dem Rollstuhl

mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild – vermittelt Nestwärme / Korrekturen der
Armlagerung (Embryonalhaltung) auch als Hemi – Armkissen einsetzbar.



Vermittelt Auflagehalt
für Hände und Gelenke Druckaufhebung



rechts und links ▲
Befestigungen am Stuhl per Klett möglich
verhindert herausrutschen auf den Fußboden



Entlastung Rücken ▲
(Bewegungsplan) Sitzposition
Arm / Schultergelenk



Orientierung,
angenehmes Bauchgefühl
Entlastung für Ellenbogen, Unterarm
(Positionsänderung)
Dekubitusprophylaxe



▲ Zwischenarm Spreizung /Dehnung
bei Embryonalhaltung
passt sich der Handstellung an

Maße:

Länge: 60 cm x 40 cm breit – verstellbare
Befestigung seitlich und im Rückenbereich
(auch ohne Befestigung einsetzbar)

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen (Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturrenprophylaxen

Art.-Nr.: 2011 e

Preis 149,50 Euro netto

Auflagekissen mit Zwischenteil für verschiedene Einsatzmöglichkeiten



**individuelle Befestigung
seitlich und hinter
oder vor dem Rollstuhl**
(auch ohne Befestigung einsetzbar)
mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim
Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar
je nach Krankheitsbild
(z.B. Arme / Schultergelenk / Hände)



Maße: Länge 55 cm; Breite 38 cm;
Beinzwischenteil 30 cm lang ; 15 cm breit ;
mit 4 verstellbaren Befestigungsschlaufen
– variable einsetzbar

**Das Auflagekissen ersetzt einen Therapietisch,
ohne Dekubitusrisiko an den Ellenbogen.
Die Abduktion kommt auch hier zum Tragen.**

Verhindert Fehlhaltung der Beine
Druckaufhebung

**Dies ist keine „Freiheit einschränkende
Maßnahme“.**



Anhebung der Arme und Schultern
(Positionsänderung)
Kissen wird angehoben

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen (Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturenprophylaxen

Art.-Nr.: 2011 d

Preis 149,50 Euro netto

Rekli-Kissenset

entwickelt gemeinsam mit Prof. Dr. Freitag aus der Ruhrlandklinik Essen

Speziell hergestellt für die Lagerung des Kopfes in der Reklination:



zur:

- Intubation
- starren Bronchoskopie
- Laryngoskopie
- Trachealkanülenpflege, -wechsel

bei einem chirurgischen Eingriff, z.B.:

- Tracheotomie, Laryngotomie, Tonsillektomie (HNO)
- Strumektomie (Allgemeinchirurgie)
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Während der Vorbereitungsphase unterstützt der Keil den Kopf und lässt somit eine für den Patienten komfortable Lagerung zu.

Die beiden Seitenteile ermöglichen eine Freilagerung des Kreuzbeins und der Wirbelsäule intraoperativ/während der Untersuchung. Durch die bewährte Füllung lässt sich unser Rekli-Kissen individuell formen und passt sich somit den Körpergegebenheiten an.

Die Klettverschlüsse verhindern ein Verrutschen.

Die sachgerechte Positionierung verhindert Lagerungsschäden während des Eingriffs.

Technische Daten:

Maße:

ca. 1,25 lang und ca. 0,90 breit

Ummantelung aus Polyurethan:

einsetzbar bei Bakterien (MRSA) und Viren, da bakterien dicht

komplett eingenäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug (BiStretch blau=Inkontinenzbezug) mit Zertifikat.

- angenehmer Liegekomfort (atmungsaktiv-kein Schwitzen)
- Reduktion der Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- elastisch und keine Faltenbildung
- Urin, Blut und Sekret undurchlässig
- abwaschbar und wischdesinfizierbar
- für Allergiker geeignet
- PVC-frei
- schwer entflammbar nach Crib 5 (zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall)



Füllung:

- Flocken aus visco-thermo-elastischem Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen

Pflegehinweise:

- kochfest
- tumblerbeständig
- chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig, sterilisierbar
- Chlorbleiche nicht möglich
- nicht heiß bügeln

Art.-Nr.:

Preis: 521,00 Euro netto komplett

Neu

Auf Wunsch Ihrer Kollegen / Einrichtungen wurde von uns neu entwickelt

Das Wohlfühl-Liege-Auffang-Element

auch konzipiert für Niedrigfloorbetten als „Fallsack“

ISO-Nr.: DIN-EN 14971

Länge 1,80 m Auflage



Maße:

◀ 0,76 m Ø Oben

◀ 1,04 m Ø Mitte

◀ 1,10 m Ø Unten

Bezug :

PU blau - MRSA Zertifikat

PU Ummantlung Bezug 0,9 kg
Gemisch PU-Kaltschaum + EPS 6,5 kg

Gesamtgewicht: 6,8 bis 7,4 kg

- **auch als Hocker / Sitzsack einsetzbar**

Immer wiederkehrende Lufteinschlüsse
Druckentlastung – Positionierung
Modellierbar
Körperbegrenzung
Orientierung durch Formung des Materials
Im Bett als Entspannung - Druckreduzierung
Schlaufen zum modulieren und zum Befestigen zu einem Sitzsack

Mobilisation im Freiluftbereich – z.B. im Garten
Einsatz auch im Snoozelraum (Nestwärme / Stimulation der Sinne)

Durch die Füllmaterialien (speziell durch die Fülltechnik) wird erreicht:

- Intensive Druckverteilung
- Schmerztherapie ► Wohlfühl Faktor
- Stimulierende Nestwärme
-

Immer wiederkehrende Luftaufpolsterung durch verschieben und bewegen der Materialien
modulierbar. Füllmittel lassen sich beliebig formieren und verschieben.

Gibt Körperbegrenzung, fördert Wahrnehmung, vermittelt Stabilität in verschiedenen Lagerungspositionen.

Der Bewohner kann auch auf dem Sack schlafen. Bei großer Hitze ein Laken darauf legen ohne das es Auswirkungen auf die Druckverteilung hat.

Laufendes Aufschütteln und verschieben.

Dieses Produkt ist mit MRSA (Zertifikat) ausgerüstet und nach MPG der Klasse 1 entwickelt.

- viren- und keimresistenter Ummantlung (blau)
- wischdesinfizierbar
- atmungsaktiv (siehe techn. Daten MRSA)

alle Inhalte / Materialien sind zertifiziert.

Einsatz nach [Chorea Huntington](#) für desorientierte Bewohner.

- Bewegungsdrang – Rastlosigkeit – Unruhezustände

Kann auch im Bett eingesetzt werden oder in den Außenanlagen z.B. Garten im Liegestuhl oder als Sitzstuhl, da durch die Schlaufen fixierbar.

➔ Risiko

Man kann stolpern.

Bei absoluter Bewegungsimmobilität und Versteifung im Kopf-, Nacken-, Schulterbereich kann die Atmung durch verkehrte Kopflage eingeschränkt werden (Erstickungsgefahr)

Art.-Nr.: 2014

Preis: 275,00 Euro netto

Neu

Mit Wenig viel erreichen

Druckentlastungselement/Keilform Aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum (Sekunden Reaktion)



Keil
Maße ca. L 25cm, B 12cm, H 4 cm
in zertifizierte PU -"light"
Ummantelung, weiß
wischdesinfizierbar
autoklavierbar / atmungsaktiv
Sekundenreaktion in der Rückstellung



Indikationen:

< Gelenkunterstützung
< vorbeugende Maßnahmen
von Kontrakturen

Individuelle Einstellungen
durch Klettverschluss



<Handauflage und Unterstützung bei
Hemiplegie
<Versteifte Handhaltung im
Streckbereich



Druckaufhebungen in
Sitzpositionen



<Druckverteilung unterm
Rollhügel
<Aufhebung vom Aufliegedruck



Schulter Spitzen Einsatz
Punktdruckverteilung



<Spitzfußprohylaxe
<Fersendruckaufhebung
<Entlastung für
Knochenvorsprünge
(Knöchel/Dornfortsätze)



Embryonalhaltungen

Art.-Nr.: Keil

Preis: 45,80 Euro netto

Ergotherapie und Snoezelen

Produkte für Beschäftigung, Anregung der Sinne, Menschen mit Demenz

Bei Interesse an unseren Ergotherapie- und Snoezelen-Produkten fordern Sie gerne den entsprechenden Sonderkatalog an.

Risiko: Bitte beachten!

Vor oder nach jedem Wasch- oder Reinigungsvorgang bitte Nähte nachsehen.

Bei geplatzten Nähten besteht bei größerer Entnahme von EPS-Perlen und Verschlucken derselben, Erstickungsgefahr.

Für geplatzte Nähte übernimmt der Hersteller keine Garantie bzw. Gewährleistung – keine Entschädigung!



Spielwürfel Zupfwürfel



Snoezelenwürfel



Spielwürfel, Zupfwürfel

Zupfwürfel:

Therapiewürfel in verschiedenen Farben und angenähten Zupfecken aus div. Materialien

Spielwürfel = s.o. jedoch ohne Zupfecken.

Material: Schaumstoff in Baumwoll-/ PE Bezug

Maße: ca. 7,5cm

Gewicht: 75 g

Art.-Nr. Chris 44

33,50 € netto
mit Stoff

23,95 € netto

Art.-Nr. SW

51,50 € netto
mit Stoff

61,95 € netto
mit PU

Snoezelenwürfel für Therapie-Einsatz

- angenähte Zupfecken und verschiedene Teile aus diversen Materialien und mit verschiedenen Füllungen

Material: Schaumstoff in Baumwoll-/ PE Bezug und zusätzlichem Außenbezug aus Baumwolle/PE

Maße: ca. 17,5 x 17,5 x 17,5 cm

Gewicht: 100 g

Auch lieferbar in Polyurethanummantelung
wischdesinfizierbar

aufwendige Verarbeitung - mit Tastprodukten

Spiel- und Beschäftigungs-Puppe

- Wahrnehmungsförderung,
- Hand- und Fingertraining,
- zur Beschäftigung, Anregung, auch für Menschen mit Demenz

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: ca. 35 – 38 cm

Gewicht: 150 g

Art.-Nr.: WP

29,90 € netto

Aufpreis für
Tuch 1,20 € netto

Spiel- und Therapiebälle

für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

- Wahrnehmungsförderung
- Hand- und Fingertraining
- zur Beschäftigung, Anregung,
- auch für Menschen mit Demenz

Material und Pflege:
siehe unter „Wohlfühl-Kissen“

Art.-Nr.: TB

7,80€ netto / Stück



Wohlfühl- und Therapie-Kissen



Wohlfühl- /Therapiekissen

- Beschäftigungstherapie,
- Wahrnehmungsförderung,
- Bewegungsanregung durch weiche fließende Bewegungen,
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: Quadrat ca. 38 x 38 cm

Gewicht: Quadrat 178 g

Sonderpreis

Art.-Nr.
Wohlfühl-K.

quadratisch

28,95 € netto



Therapiekissen - Herz

- wird eingesetzt bei Überstreckung des Kopfes
- Halswirbel liegt frei um Reizungen zu vermeiden
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: Herzform ca. 38 cm

Gewicht: ca.180g

Art.-Nr.:
Wohlfühl-K.H.

29,50 € netto



Wellness- /Therapiekissen

Bauchkissen/ Wahrnehmungs- und Stimulationskissen, groß

- verhindert Überbeugung/ Wegfallen nach vorn
- fördert die Wahrnehmung (z. B. Körperhaltung)
- fördert Finger- und Armbewegungen.
- Positionierung im Sitzen
- Fördert die Entspannung

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: ca. 60 x 40 cm

Art.-Nr.:
EPS

Sonderpreis

71,50 € netto



► für spastische Haltung
– Wahrnehmung-Fehlstellung

Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen

Therapeutischer Einsatz

**1-seitig verstärkt mit Seitenstabilisierung
eingenäht in Polyurethan Bezug wischdesinfizierbar**

**mit Seitenverstärkung zur Vermeidung
von Fehlstellungen des Kopfes.**

Maße ca. 25 x 60 cm

**Kopflagerungskissen für rechts oder links,
zum positionieren der Kopfhaltung um
z.B. Sehnenversteifungen/Überstreckungen zu vermeiden**

Fehlhaltung ist über Wahrnehmung korrigierbar.

**Auch dieses Therapiekissen ist auf Wunsch mit
Befestigungen lieferbar.**

**z.B. Fehlstellung des Kopfes
Therapie**

Art.-Nr.
Chris 5001

88,00€ netto



Nackenhörnchen

Marmorierter oder einfarbiger Baumwollbezug
in verschiedenen, schönen Farben.
Füllung: „Chrispal-Ambiente“
- Polyurethan-Flocken / EPS Kugelmix
Auf Wunsch auch mit Polyurethan-Inlett
Besonders für Allergiker geeignet.

Art.-Nr.:
NH

bei Einzelabnahme
Baumwollbezug
12,50 / Stück netto
Polyurethan Inlett
20,95 / Stück netto



mit PU-Bezug blau
Zertifikat siehe Seite

Nackenrolle Knierolle

nicht nur eine praktische und schöne Nackenrolle, sondern
auch ein Lagerungselement

- zur Druckentlastung
- bei Embryonalhaltungen
- für Fersenfreilagerung
- gibt Entspannung bei spastische Haltung des Kopfes,
- ermöglicht Mikroveränderungen und Mikrobewegungen
- normalisiert den Muskeltonus
- auch im Sitzen bequem und angenehm

Material: hochatmungsaktiver Qualitätsschaum 8000
mit höchster Pflege-Zertifikatsstufe, Bezug Baumwolle/ PE oder
POLYURETHAN

Farben: verschiedene Farben lieferbar, mit zwei angenähten
Einstellbändern

Pflege: waschbar auch im Bezug (die Rolle mit PU-Bezug ist nicht
waschbar.

Nur wischdesinfizierbar, oder abwischbar mit Seitenlauge.

Gewicht: 230 g

Art.-Nr.:
NR

**Baumwollbezug-
Bezug**

29,95 € netto

PU-Bezug

35,90 € netto

Halbrolle (für Mikrolagerungen + Pflege)

Art.-Nr.:
HR



Maße: 7,5 x 45 cm



Medical-Schaum zertifiziert

- ▶ auch einsetzbar für Armkontrakturen
- ▶ rückfedernde Wirkung in seitlicher Sitzposition
- ▶ Entlastungen für Nacken, Knie, Fersen, Rücken

22,95 € netto/Stück

Material:
hochatmungsaktiver Qualitätsschaum 8000
mit höchster Pflege-Zertifikatsstufe, sehr weich
komplett eingenäht in hochwertigem Baumwollbezug
mit angenähten Bändern für Einstellung und Optik

Farben: **grün, braun, terracotta, creme**

Pflege:

komplett waschbar bis 60°!
Trocknergeeignet



Armlagerung



für den Rücken



Knie-, Bein-



und Fersenlagerung



«Chrispal» Pflege-Nackenkissen

Art.-Nr.
Chris 12a

- Optimale Druckentlastung (Nackengebiet, Ohren usw.)
- höchster Schlafkomfort durch Sofortreaktionen
- mit 2 Distanzplatten für die individuelle Einstellung der Höhe

Material: visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich mit eingeschnittenen Kanälen/ Rillen zur Luftzirkulation, kpl. eingenäht in zertifiziertem POLYURETHAN hochatmungsaktiv für 100%-Schutz

Gewicht: 650 g

kpl. eingenäht in zertifiziertem PU hochatmungsaktiv für 100%-

73,50 € netto

16,95 € netto

Schutz
Zusatzbezug aus Frottee-Stretch beige



mit Inkontinenzauflage

Gleit-Transfer-Matte



Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung März 2008

Art.-Nr.:

Gleitmatte 1

- Transfers in jede Richtung des Bettes (Kopfende, Fußende, beiden Bettseiten und Diagonale) ohne Seitenwechsel der Gleitmatte
- Positionswechsel in Seiten-, Rücken- und 135°-Lage
- Transfers auf die Bettkante
- Ermöglicht Einbeziehung von Bewegungsressourcen und physiologischen Bewegungsmustern
- Rückenschonende Arbeitsweise durch hohe Gleitfähigkeit
- keine Reibungs- und Scherkräfte
- 1 sichere Eingriffsschlaufen auf jeder Seite
- Variante für Menschen mit Adipositas
- Leichte Anwendung und Einsatzerweiterung nach Grundeinführung

69,00 € netto

ab 5 Stück
65,00 €
netto/Stück

Material: hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)

Maße: 125 x 88 cm (Standard)
20 x 5 cm Schlaufengröße

Pflege: wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung
Gewicht: 50 g

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.



Gleitschlauch



Art.-Nr.:

Gleitschlauch 1

Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung 2016

58,90 €

netto/Stück

Beschreibung

siehe

Gleit-Transfer-Matte oben

Gleitschlauch 2

Maße:

Gleitschlauch 1 = 100 cm x 75 cm

Gleitschlauch 2 = 150 cm x 75 cm

75,60 €

netto/Stück

Material: hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)

Pflege: wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.

Spezialmatratzen für Schmerztherapie und Prophylaxen

ARS-System Komfort Antidekubitus Reaktions-System Matratze

Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/EWG

Neuentwicklung Dezember 2005 / Stand: 17.01.2010

Hilfsmittelgruppe zuordbar: alt 11.11.03.5000



Mehrschichtsystem mit Rückkopplung

Pflegematratze für die Intensivpflege besonders bevorzugt in Hospizen und in der Palliativpflege

<p>1. Schicht</p> <p>visco-thermo-elastischer Reaktivschaum weiß, weich, offenporig</p> <p>Höhe: 5 cm mit Einschnitten</p>	<p>3-Schicht-System Gesamthöhe: 14 cm</p>  <p>Polyurethan Hülle „Ultra“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene, • atmungsaktiv, • desinfizierbar <p>(siehe Zertifikat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sofortige Reaktion ohne Wärmeeinwirkung • erhöhte Reaktion und Anpassung an die Körperform (Sekundenreaktion) mit schmerztherapeutischer Wirkung • optimale Druckentlastung (Dekubitustherapie 1.-2.-3. Grades) Intensivpflege • erhöhte Luftzirkulation • optimale Gewebeversorgung durch erhöhten Kapillarblutfluss • schlaffördernd • Einschnitte zur Entnahme der Oberflächenspannung • Einschnittfläche = Auflagefläche • kein Auflagedruck der Dornfortsätze • z.B. Fersen / Ellenbogen • Schmerztherapie
<p>2. Schicht</p> <p>Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum gelb, fest, feinporig</p> <p>Höhe : 3 cm (4 cm ab 125 kg Körpergewicht)</p>	<p>Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!</p>  <p>Sekundenreaktion (sofortige Reaktion und Anpassung an die Körperform)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ wärmereagierend ▶ erhöhte Rückkopplung von (Mikro-) Bewegungen (MiS Micro-Stimulation → s. Erläuterungen nächste Seite) ▶ wahrnehmungs- und bewegungsfördernd ▶ Rückkopplung durch Mehrschichtsystem
<p>3. Schicht</p> <p>Visco-HR – Kaltschaum</p> <p>Höhe: 6 cm</p>	<p>Rückkopplung von Eigenbewegungen durch Luftschneisen zur Verhinderung von Mobilitätsverlust</p> <p>Wahrnehmungs- und Orientierungsförderung,</p> <p>zusätzliche Luftzirkulation und Belüftung</p>	

Größe (B/ L/ H): 90 cm x 200 cm x 14 cm (bis 100 kg Körpergewicht)

Matratzen-Gewicht: 14 kg

Maße der Einschnitte: 5 cm im Quadrat, 4 cm in der Tiefe, 5 mm Luftabstand zum Quadrat

Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig
- garantieren eine lange Lebensdauer
- sind toxikologisch unbedenklich
- sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet

Zertifizierte Polyurethan-Hülle „Ultra“ mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss:

- ist dicht gegen Bakterien, Viren und Allergene.
- ist absolut flüssigkeitsabweisend.
- ist hochatmungsaktiv.
- wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch autoklaven
- hoher DIN-Wert.
- 2-seitiger verdeckter Reißverschluß
- Milbenresistent Hausstaubmilben

Art.-Nr.: Matratze ARS

Preis: Einzelmatratze incl. PU-Hülle „Ultra“

645,-- € netto

Unser ARS-System, die Komfort Antidekubitus Reaktions-System Matratze, entspricht den Anforderungen der MiS-Micro-Stimulation®.

Indikationen für die Komfort Antidekubitus Reaktions-System Matratze

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- Spastischen Zuständen
- Psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung erhalten

u.v.m.

Darüber hinaus werden durch das **ARS-System** unerwünschte Nebenwirkungen auf Bewohner und Patienten, wie sie beim Einsatz von Wecheldrucksystemen auftreten können, vermieden (vgl. Gegenüberstellung in folgender Tabelle)

Beobachtbare Nebenwirkungen beim Einsatz von Wecheldrucksystemen	Wirkungen des ARS-Systems
<ul style="list-style-type: none"> • eine negative Gewöhnung (Degenerative Habituation) auf Grund ständig wiederkehrender, gleichförmiger Reize • Störung des Körperbildes und der körperbezogenen Wahrnehmung • Koordinationsstörungen • Umweltreize können fehlinterpretiert werden • räumliche und zeitliche Desorientierung • Kommunikationsstörungen • Verhaltensauffälligkeiten • emotionale Störungen • Verstärkung vorhandener Schmerz-symptomatik durch Hubbewegungen und temporäre Spitzendrücke • Beeinträchtigung der Schlafqualität durch Geräusche, Vibrationen sowie eine unphysiologische Liegeposition • negative Veränderungen des Haut- und Bettklimas • eingeschränkte Beweglichkeit, dadurch Förderung von Kontrakturen • mögliches Auftreten von Spastiken <p>negative Beeinflussung des Wohlbefindens durch mangelnde, bedürfnisgerechte Anpassbarkeit</p> <p>Quelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Institut für Innovationen im Gesundheitswesen und angewandte Pflegeforschung e.V. – IGAP (2006). Pflege-Info 2. MiS Micro-Stimulation® - eine neue Dekubitustherapie verändert die Pflege! 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugung von Spastiken und Kontrakturen • Unterstützung des Körperbildes und der körperbezogenen Wahrnehmung • Förderung der Eigenbewegung des Patienten • Habituationsprophylaxe • Förderung und Unterstützung der Schmerztherapie durch physiologische Lagerung ohne Druckspitzer • Vermeidung negativer Einflüsse auf die zeitliche und örtliche Orientierung des Patienten • anatomisch korrekte Lagerung und ein physiologisches Mikroklima durch Verarbeitung atmungsaktiver Materialien • positive Auswirkungen auf die Schlaf- Liegequalität • Förderung des Wohlbefindens des Patienten und Unterstützung des Genesungsprozesses <p>Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf. Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.</p> <p>Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.</p>



Neben den positiven Auswirkungen des ARS-Systems für Bewohner und Patienten bedeutet das ARS System die Einsparung von hohen Wartungskosten, das Entfallen von Reinigung und MPG-Prüfung und Einsparung von Bürokratie!

Einsatz in Hospitzen, Palliative Stationen, Intensivpflege und in stationären Einrichtungen.

Seit 2005 durch Projektläufe Bundesweit in Kliniken und in stationären Einrichtungen belegt.

Studien und Dokumentationen können zur Verfügung gestellt werden Projektläufe der Matratzen sind bundesweit mit sehr gut und gut bewertet worden.

Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971 ➔ Risiko nicht bekannt DIN 13014 Norm 1977-12

Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling (verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen. Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.

Matratze 8000

Eigenentwicklung von Chrispal-Ambiente
Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/EWG

Weichlagerungs-Mehrschichtsystem

Verschreibungsfähige Matratze **Hilfsmittelgruppe zuordbar: alt 11.11.03.5000**



Stand 18.01.2013

<p>1. Schicht 8000er HR-Kaltschaum (offenporiger zertifizierter Medicalschaum/ Kaltschaum) Auch für Säuglingshaut im Medicalbereich zugelassen</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> • sofortige Reaktion ohne Wärmeeinwirkung • erhöhte Reaktion und Anpassung an die Körperform (Sekundenreaktion) mit schmerztherapeutischer Wirkung • erhöhte Luftzirkulation - optimale Belüftung • hochatmungsaktiv • optimale Gewebeversorgung durch erhöhten Kapillarblutfluss • schlaffördernd • Einschnitte zur Entnahme der Oberflächenspannung • Einschnittfläche = Auflagefläche
<p>2. Schicht Kaltschaum offenporig atmungsaktiv Höhe: 7 cm</p>	<p>Polyurethan Hülle „Ultra“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene, atmungsaktiv, desinfizierbar <p>(siehe Zertifikat) Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rückkopplung von Eigenbewegungen • Wahrnehmungs- und Orientierungsförderung • Dekubitus Stadium I und II +

Dieser neuartige, hochatmungsaktive Reaktivschaum ist ein High-Tech-Produkt aus dem Bereich der Spezialschäume (HR-Kaltschaum). Qualitätsanalyse auch auf Babyhaut zugelassen / Zertifikat kann angefordert werden.

Einsatz in Hospitzen, Palliative Stationen, Intensivpflege und in stationären Einrichtungen.

Seit 2005 durch Projektläufe Bundesweit in Kliniken und in stationären Einrichtungen belegt. Studien und Dokumentationen können zur Verfügung gestellt werden Projektläufe der Matratzen sind bundesweit mit sehr gut und gut bewertet worden.

Größe (B/ L/ H): 90cm x 200cm x 14cm (14 cm bis 190 kg Körpergewicht; oder 12 cm bis 10 kg Körpergewicht)
Matratzen-Gewicht 9 kg

Maße der Einschnitte: 5cm im Quadrat, 4cm in der Tiefe, 5mm Luftabstand zum Quadrat

Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig.
- garantieren eine lange Lebensdauer.
- sind toxikologisch unbedenklich.
- sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet.

Zertifizierte Polyurethan-Hülle „Ultra“ mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss(siehe Datenblatt)

- ist dicht gegen Bakterien, Viren und Allergene.
- ist absolut flüssigkeitsabweisend.
- ist hochatmungsaktiv.
- wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Anleitung Datenblatt)
- hoher DIN-Wert.
- 2-seitiger verdeckter Reißverschluß

Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf. Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.

Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

Unsere produktgerechten (bezahlbaren) Preise resultieren aus der Tatsache, dass wir selbst den Spezialschaumstoff aus einem EU-Nachbarstaat importieren. Durch Großmengen/ Großhandel-Abnahmen entfällt der Groß und Zwischenhandel.



Achtung ! Beim Preisvergleich unbedingt auf das Raumgewicht achten! Die Qualität des Kaltschaumes lässt sich am Raumgewicht ablesen. Eine Matratze mit hohem Raumgewicht ist in der Regel elastischer, haltbarer und tragfähiger als eine mit kleinem Gewicht. Je geringer das Raumgewicht, desto geringer ist das Wiederaufrichtvermögen, was die Kuhlenbildung fördert.
 Eine hochwertige Matratze wiegt mindestens 40-50 kg/m³, eine mittlere Qualität 30 bis 35 kg/m³.
 Das Raumgewicht einer Matratze hat nichts mit dem Härtegrad zu tun. So kann eine harte Unterlage ein niedriges Raumgewicht aufweisen und umgekehrt. An der scheinbaren Härte lässt sich die Matratzenqualität also nicht erkennen!

Wartungskosten und zusätzliche Dokumentationen werden seitens der Einrichtung eingespart.

Vorteile auf einen Blick	Indikationen
<ul style="list-style-type: none"> • anpassungsfähig/ rückfedernd • hohe Atmungsaktivität durch offenporige Struktur = angenehmes Schlafklima • formstabil, extrem lange haltbar • geruchlos • gewichtsoptimiert • offenporig • punktelastisch • sterilisierbar • thermoelastisch • FCKW- und formaldehydfrei • Ohne Latex • Brandklasse NF EN ISO 12952-1/2 (gut) • Ökotex Standard 100 Produktklasse I • Stauchhärte unabhängig vom Raumgewicht • Garantie auf die physikalischen Eigenschaften bei gewerblichem Einsatz bis zu 5 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Kachexie (Abzehrung, Kräfteverfall) • Apoplexie (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen) • SHT (Schädel-Hirn-Trauma) • Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten) • Schulter – Syndrom • Deformitäten / Kontrakturen • Spastischen Zuständen • Psychiatrischen Erkrankungen • Atemwegserkrankungen • Chronische Schmerzen • Dekubitus-Prophylaxe und –therapie • Stadium II und II + Grades • u.v.m.


Schaumstoffmatratzen gelten als besonders hygienisch und atmungsaktiv.

Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling (verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen.

Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Druckunterschiede zwischen einer herkömmlichen Matratze (1.) und der **Matratze 8000** (2.):

1. Die Pfeile markieren den hohen Aufliegedruck der Körperpartien bei z.B. Federkernmatratzen – und Billigmatratzen
2. Minimaler Aufliegedruck – durch Entnahme der Oberflächenspannung - Durch das Entstehen der Luftwellen über die Einschnitte wird der Aufliegedruck aufgehoben.



Bei Verordnung über ein Sanitätshaus sollte beachtet werden:

Wenn nicht alle Kosten dieses Antidekubitus-Systems von der Krankenkasse übernommen werden, müssen die Einrichtung, die Angehörigen oder der Patient/Bewohner selbst die Differenz tragen.

Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971 ➔ Risiko nicht bekannt DIN 13014 Norm 1977-12

- Nähere Materialbeschaffenheiten wie z.B. Raumgewicht und Stauchhärte werden auf Anfrage mitgeteilt.

Art.-Nr.: Matratze 8000

Einzelmatratze incl. Polyurethan Hülle

415,00 € netto

NEU

Kausal-Mehrschicht-Auflage-System

Wahrnehmungsaktivierende Kausal-Mehrschicht-Therapie-Matratze



Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/EWG
Mehrschicht mit Luftschneisen (Wahrnehmungsförderung)

Hilfsmittelgruppe zuordbar: 11.29.05.0000



<p>1. Schicht visco-thermo-elastischer Reaktivschaum weiß, weich, offenporig Höhe: 3 cm</p> <p>Unterteilt in 3 Aufлагeschichten</p> <p>Mittlere Aufлагeschicht greift schmerztherapeutisch im Lenden und Hüftbereich</p>	<p>3-Schicht-System Gesamthöhe: 12 cm Mehrschicht Auflage 150 kg</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Reaktion ohne Wärmeeinwirkung • sofortige Reaktion und Anpassung an die Körperform (Sekundenreaktion) mit schmerztherapeutischer Wirkung • optimale Druckentlastung • (Dekubitusprophylaxe und -therapie Stadium I - III) • luftzirkulierend • schlaffördernd / Bettklima • über Einschnitte und Luftröhrensystem hervorragend gewährleistet
<p>2. Schicht visco-thermo-elastischer Reaktiv-Schaum gelb, fest, feinporig Höhe : 3 cm + Schaum 8000 offenporiger Kaltschaum</p>	<p>Polyurethan Hülle „Ultra“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene, • atmungsaktiv, • desinfizierbar (siehe Zertifikat) <p>Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wärmereagierend • Rückbeantwortung von (Mikro-) Bewegungen (MiS Micro-Stimulation) • unterstützt Lendenwirbel • Rollhügel • Fehlstellung der Hüftgelenke • Positive Wahrnehmungsreize/Eigenbewegung
<p>3. Schicht Visco-HR – Kaltschaum Höhe: 6 cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rückkopplung von Eigenbewegungen durch Luftschneisen zur Verhinderung von Mobilitätsverlust • Wahrnehmungs- und Orientierungsförderung, zusätzliche Luftzirkulation und Belüftung /Bettklima

Höhe: Variationen zur Anpassung an das jeweilige Krankheitsbild:

- a) Gesamthöhe: 12,0 cm = 3,0 cm + 3,0 cm + 6,0 cm
- b) Gesamthöhe: 14,0 cm = 3,5 cm + 3,5 cm + 7,0 cm (z.B. bei Adipositas) ab 160 kg

Matratzen-Gewicht: 10 kg

Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig
- garantieren eine lange Lebensdauer
- sind toxikologisch unbedenklich
- sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet

Zertifizierte Polyurethan-Hülle „Ultra“ (siehe Anleitung Datenblatt) mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss:

- ist dicht gegen Bakterien, Viren und Allergene.
- ist absolut flüssigkeitsabweisend.
- ist hochatmungsaktiv.
- wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Anleitung Datenblatt)
- hoher DIN-Wert.
- 2-seitiger verdeckter Reißverschluß

Einsatz in Hospitern, Palliative Stationen, Intensivpflege und in stationären Einrichtungen.

Seit 2005 durch Projektläufe Bundesweit in Kliniken und in stationären Einrichtungen belegt. Studien und Dokumentationen können zur Verfügung gestellt werden Projektläufe der Matratzen sind bundesweit mit sehr gut und gut bewertet worden.

Hinweis:

ISO-Nr.: DIN-EN 14971 ➔ Risiko nicht bekannt DIN 13014 Norm 1977-12 (Matratzen aus Polyurethan Schaum)

- Nähere Materialbeschaffenheiten wie z.B. Raumgewicht und Stauchhärte werden auf Anfrage mitgeteilt.

- **Bewertung / Indikationen** Siehe Indikations-Aufstellung Seite 60

Die Antidekubitus-Kausal-Matratze wird seit Jahren im Pflegebereich eingesetzt und positiv bewertet. Uns liegen bis heute keine negativen Ergebnisse vor. Sie ist erfolgreich in der Dekubitusprophylaxe und in der Dekubitustherapie Stadium II bis III. Positive Auswirkungen auf Kontrakturen für Wahrnehmung über Mehrschichtsystem = Wahrnehmung / Sinnesreize Schmerztherapeutisch greifend bis 150 kg lt. Dokumentation Rehaklinik.

Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf.

Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.

Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

Art.-Nr.: Matratze KM

Einzelmatratze 545,00 € Stück netto

Prophylaktische Matratze



Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/ EWG

Stand 18.01.2013

2-Schicht-System aus hochwertigem

1. Schicht =Visco-Kaltschaum offenporig mit Noppen (Eierkarton-System)

2, Schicht
Kaltschaum

bis 120-140 kg Körpergewicht




Eigenschaften:

Durch die Noppen als Oberflächenstruktur wird der Auflagedruck spürbar vermindert und die Oberflächenspannung gebrochen. Sie garantieren eine fortlaufende Luftzirkulation zur Epidermis (Oberhaut).

Daraus folgt:

- Vermeidung von Druckpunkten (Dekubitusprophylaxe und –therapie- Stadium I bis II)
- Verbesserung der Durchblutung
- Entlastung der Wirbelsäule, Bandscheiben und Gelenke
- Linderung von Schmerzen durch Verteilung des Auflagedruckes
- Verbesserung des Bettklimas
- Förderung eines ruhigen Schlafs
- Hohe Luftzirkulation ist durch die Noppen zur Epidermis = Oberhaut gewährleistet.



Standard-Maß: (B/ L/ H): 90cm x 200cm x 12cm - auch in Sondergrößen lieferbar -

Matratzen-Gewicht: 6 kg

Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig
- garantieren eine lange Lebensdauer
- sind toxikologisch unbedenklich sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet

Dieses Matratzen-System kann mit einer **zertifizierten Polyurethan-Hülle „Ultra“ (siehe Datenblatt Seite 22)) mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss** ausgestattet werden.

Die Polyurethan-Hülle ist: (siehe Zertifikat)

- Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene,
- hochatmungsaktiv,
- desinfizierbar wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Anleitung Datenblatt)
- kochwaschbar
- u.v.a.m

- Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!
- Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf. Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.
- Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

- **Nähere Materialbeschaffenheiten wie z.B. Raumgewicht und Stauchhärte werden auf Anfrage mitgeteilt.**

Alle Therapie-Matratzen sind auch für adipöse-Therapie und in Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling (verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen. Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.

Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971 → Risiko nicht bekannt

Art.-Nr.: Matratze PRO

Einzelmatratze ohne Hülle


Mehrpreis für aufgezogene zertifizierte PU-Hülle

185,00 € netto

41,95 € netto

Angefertigt nach den Richtlinien der Krankenkassen

z.B. AOKs Bayern, Thüringen, Niedersachsen



Als Standardpflegebett-Matratze geeignet
Einsatz im Bereich der Dekubitusprophylaxe


Standardmaß: 90x200x12cm
Auch Sondermaße erhältlich

- 7 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung
- offenporiger Kaltschaum RG 40
nach DIN ISO 84548
- schwer entflammbar
nach DIN ISO 597 Teil 1 und 2
- inklusive Trikot Unterbezug aus Trevira
schwer entflammbar nach DIN EN 4102

Technische Daten

Patientengewicht: 40 - 135 kg
Raumgewicht (DIN EN ISO 845): 40 kg/m²

Stauchhärte 3,0kPa
Zugfestigkeit: 120 kPa
Bruchdehnung: 160%
Druckverformungsrest: 4%
Gewicht: ca. 8 kg



Art.-Nr.: Matratze AOK

Preis: 125,00 Euro netto
Aufpreis 39,50 Euro netto mit PU-Hülle blau

Matratzenhüllen

- Hochatmungsaktiv
- pflegeleicht

Art.-Nr:
Matratzenhülle



Material: POLYURETHAN-„Ultra“
Matratzenhülle mit 2-seitigem, verdeckten Reißverschluss (siehe Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen – Vita Trend Ultra)

Pflege: Wischdesinfektion

Maße: 90 x 200 x 12 cm / 16 cm

51,95 € netto

ab 10 Stück
47,65/Stück
Sondergrößen
auf Anfrage

Bettwäsche Schutz- Bezüge aus Polyurethan (PU) „light“ weiß

... wirksamer Schutz vor Hausstaubmilben!

Zwischenbezüge für Bettdecken, Matratzen und Kopfkissen.



- Atmungsaktiv,
- Feuchtigkeit und Wasserdampf abweisend
- Allergiker geeignet
 - Schutz vor Hausstaubmilben
- für dementiell erkrankte Menschen
- ideal bei starker Inkontinenz
- leichtes Handling
- gute Hautverträglichkeit

Art.-Nr.:

Preis auf Anfrage

- Die Bezüge werden direkt auf die Kissen und Bettdecken gezogen.
- darüber wird die herkömmliche Bettwäsche benutzt.

Material: Polyurethan light – **siehe technische Informationen unten**

Kissenüberzüge	Bettdeckenüberzüge
60 x 40 cm	200 x 135 cm
80 x 40 cm	200 x 155 cm
80 x 80 cm	220 x 155 cm

Auch Sondergrößen lieferbar!

Bezüge + Ummantelungen aus Polyurethan blau (MRSA) siehe Zertifikat Seite _____

Pflegehilfsmittel und sonstige Gegenstände:

Pflegehilfsmittel müssen bei MRSA-Besiedelten streng Bewohner bezogen verwendet werden. Die Lagerung der Hilfsmittel muß im Zimmer erfolgen. Ist eine Nutzung bei anderen Bewohnern unumgänglich, müssen die Materialien zuvor wischdesinfiziert werden, z.B. Blutdruckgeräte.



Die 5 cm starke Matratzen-Auflage wird auf die vorhandene Matratze aufgelegt.



Antidekubitus –Therapie-Lagerungsauflage - Weichlagerungsauflage

(Sekundenreaktion - modulierbar)
Schmerztherapie
auch ein ideales Lagerungsprodukt
für die Palliativpflege und in der Finalphase

für Hospize, Reha-Kliniken und Palliativ Stationen oder Bewohnersich schwer lagern lassen

Hilfsmittelgruppe zuordbar: 11.29.01.1000
auch in Sondergrößen lieferbar 11.29.01.5000

Art.-Nr.: Chris 99

- für vorhandene Matratzen
- leichte und flexible Handhabung
- einfach auf die vorhandene Matratze auflegen
- verbessert das Liegen von schmerzempfindlichen Menschen.
(Rheuma- Osteoporose)
- auch als therapeutisches Lagerungselement einsetzbar
- vielseitig modulierbar z.B. schiefe Ebene, Fersenfreilagerung
- hochvariabel für Mikrobewegung/ Mikrolagerung
- Sekundenreaktion
- auch minimale Eigenbewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- schonende Druckwechsel bei Menschen mit Schmerzen und bei Sterbenden
- Schmerzreduktion
- positive Beeinflussung von Medikamentenwirkungen

**265,-- € netto /
Stück**

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich, offenporig (Sofortreaktion),
- komplett mit hochatmungsaktiver, Polyurethan – Matratzenhülle mit 2-seitig verdecktem Reißverschluss (siehe „Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen “)
- auch in anderen Schäumen lieferbar
.....▶▶▶
- **Pflege:** Wischdesinfektion – Rohschaum
Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Datenblatt)

Maße: 90 x 200 x 5 cm
auch andere Maße lieferbar

Gewicht: 5 kg

auch in anderen Schäumen lieferbar
z.B. Schaum 8000 – zertifizierter Kaltschaum
Produktklasse I
Öko-Tex-Standard 100 - für Babyartikel
Die zertifizierten Artikel erfüllen die Anforderungen der existierenden europäischen Gesetzgebung bezüglich dem Gebrauch von Azofarbstoffen

Hinweis:
ISO-Nr.: DIN-EN 14971
➔ Risiko nicht bekannt

Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling (verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen. Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.



Technische Informationen


Wischdesinfektion

Matratzen-Schutzhüllen „Ultra light“ (2009)

Gewirke: 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung

Warengewicht: ca. 120 g/m²

Pflegehinweise:



Kochfest

tumblerbeständig
nicht heiß bügeln
Chemische
Reinigung möglich
sterilisierbar
Chlorbleiche nicht
möglich

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENSKS-Standard SS 876 00 19

Eigenschaften:


- atmungsaktiv
- flammhemmend Crib 5
- Ökotex 100 II zertifiziert
- viren- und bakteriendicht
- PVC- frei
- blut-, sekret- und urinundurchlässig
- wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- angenehmer Griff

Nutzen:

- angenehmer Liegekomfort
- kein Schwitzen
- reduzierte Dekubitusgefahr
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall
- für Allergiker geeignet
- kein möglicher Pilzbefall
- ökologisch unbedenklich
- keine Sonderentsorgung
- vielfältig einsetzbar
- kostengünstiges Handling
- Krankenseinsatz
- einfache Handhabung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- keine Geräuschentwicklung



Atmungsaktiv



Schwer entflammbar
nach Crib 5



Ökotex 100 / II



Bakteriendicht



PVC frei



Blut und Urin
undurchlässig



Desinfektionsbeständig



Flüssigkeitsbarriere

Seitengitterschutz für Pflegebetten / Rollstuhl

Chrispal-Klettsystem mit Griffschlitzen



- universell einsetzbar für alle Betttypen/ Fabrikate (auch ältere) –keine Herstellerabhängigkeit (z.B. bei zwei Griffschlitzen in der oberen Holzleiste mit Entriegelungsmechanismen)
- auch für Bettüberlängen von 2,20 m
- mit Griffschlitzen für optimale Handverstellmöglichkeiten und Bedienungskomfort
- auch in geschlossener Ausführung lieferbar
- auch ohne Polsterungsmaterial lieferbar
- für Holz- und Metallseitenteile
- auch für 2-teilige Seitengitter

Material: hochwertiger POLYURETHAN-Kaltschaum, 1 cm, komplett eingenäht in hochwertiges, atmungsaktives, wischdesinfizierbares Polyurethan mit Zertifikat



Farben: weiß
neu: Polyurethanfarben dunkelblau (MRSA)

Artikel-Nr: **SG**

Ausführung
Chrispal-Klettsystem
mit Griffschlitzen

67,80 € / Stück netto

geschlossene Ausführung

€ 59,80 / Stück netto

Neu: Polyurethanfarben
dunkelblau

Aufpreis:

9,95 / Stück € netto

Seitengitterschutz mit gleichzeitiger Zusatzpolsterung + Erhöhung

einsetzbar für Pflegebetten verschiedener Hersteller und Modelle Seitengittererhöhung bis max. 10 cm -

- **keine Verletzungsgefahr durch Abpolsterung**

Chrispal-Aufsetzsystem ohne Griffschlitze

- einsetzbar für Pflegebetten verschiedener Hersteller und Modelle – **Einfaches Aufstecksystem**
- für viele Betttypen/ Fabrikate einsetzbar, auch ältere (keine Herstellerabhängigkeit)
- Polsterung/ Schutz erfolgt je nach Betttyp bis neben/ unter die Matratze
- Verhinderung von Stürzen bzw. Verlassen des Bettes durch **Einhaltung der Mindesthöhe von 22 cm lt. MPG** (Matratze – Oberkante Seitengitterschutz)
- auch als Stuhl/ Rollstuhlabpolsterung lieferbar

Montage/ Anbringung

- schnelle Montage/ Demontage durch Aufsetzen bzw. Abnehmen ohne Werkzeug einfach per Hand
- problemlose, unkomplizierte Versorgung des Bewohners durch einfaches Abnehmen des Elementes
- bei Bedarf auch am Kopf- und Fußteil des Pflegebettes einsetzbar
- Seitenschutz in der Breite verschiebbar (größeres Sichtfeld)

Material: hochwertiger Spezial-Schaum (harte Ausführung) mit Zertifikat

komplett eingenäht in hochatmungsaktives Polyurethan „Ultra“ mit Zertifikat (abwaschbar, wischdesinfizierbar, absolut flüssigkeitsundurchlässig, viren-/ bakterien-/ milbendicht, robust, langlebig u.v.a.m.)

Farben: weiß und **neu:** Polyurethanfarben dunkelblau(MRSA),

Maße: 90 cm breit, 40 cm hoch, ca. 8 cm Oberkantenpolsterung = ½ **Seitengitterschutz**



Art.-Nr: **SGE**

eingenäht in Polyurethan
weiss

€ 72,80 Stck.netto

(Aufpreis farbiges PU
= € 7,45 € netto)


Aufpreis 12,50 € bei
Sondermaß

Für feste Positionierungen
mit 4 angenähten
Haltebändern
am PU-Bezug
lieferbar.

Aufpreis
= € 15,- netto



Abpolsterung um Schlag/Druck-Hämatome (Verletzungen) zu vermeiden verhindert Verletzungen an Armen und Beinen bei Unruhezuständen vom Bewohner / Patienten



fürs Bett

Auch in individuellen Maßen für andere Bettensysteme

und für den Rollstuhl
lieferbar

Bett- / Stuhl – Stecksysteme

in 2 Steckinnengrößen
lieferbar.



Armaabstützung und Erhöhung für Apoplex / Hemi Betroffene / Bewohner / Patienten

Punktuelter Einsatz – Pflegebetten
Seitengitter um Verletzungen zu vermeiden

- ▶ Fehlhaltung in Sitzposition (Rechts- oder Links Drall)
- ▶ ebenso als Stecksystem verwendbar im Rückenbereich.
- ▶ Rückenstabilisierung Stuhl / Rollstuhl
- ▶ an der Rollstuhllehne vermittelt Halt und Orientierung

Artikel-Nr.: SGE 1

53,90 € netto



Maße: 30 x 40 x 8 cm PU- blau (MRSA)

auf Wunsch mit
Befestigungsband
PU blau lieferbar =

auch mit Bändern zum fixieren am Bett lieferbar.

Aufpreis

10,95 € netto

Weitere Beschreibung siehe Seite 42



Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element



Maße: ca. 80 x 31 cm
auch in anderen Größen/Stärken lieferbar

- Allround – Ganzkörper – Lagerungselement (universell, schnell und überall einsetzbar)
- individuelle Positionierung nach vorgegebenem Krankheitsbild
- schmerzlindernd und bewegungsfördernd bei z.B. Arthrosen, Schulter-, Gelenk- und Armoperationen
- Rückbeantwortung kleinster Bewegungen durch Reaktion des visco-thermo-elastischen-Schaums (Sekundenreaktion)
- Kontrakturrenprophylaxe
- Förderung der Blutzirkulation
- Förderung der Wahrnehmung
- Förderung der Eigenbewegung
- Thromboseprophylaxe durch Unterstützung des Venenrückflusses
- Vermeidung von Scherkräften
- auch im Stuhl oder Sessel als Antidekubitus-Sitzkissen einsetzbar zur Aktivierung / Mobilisierung

Art.-Nr.:

Chris 157

157,-- € netto

**in blauer Ummantelung
(MRSA)**

Aufpreis

7,00 € netto

Material:

- visco-thermo-elastischer Reaktivschaum
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“
- **oder**
- * kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan (blau)

spezielle Herstellung siehe S 37 Zertifikat MRSA

Anwendungsbeispiele für das multifunktionale Innen-Außen-Rotationselement:

Spitzfuß – Prophylaxe



Innen-Rotation



Außen-Rotation



Blutflussunterstützung



Schulter – Arm – Handmodulation möglich durch Einarbeitung des Schaumes:



* kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan
- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...

Funktions-Rückstellungs-Element Hemi – Armkissen



▲ 10 cm ▲ 6,5cm ▲ 8 cm



Therapie Lagerungskissen

- schon minimale Bewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- Hohe Rückstellungseffekte durch den Schaum bei Spasmen und Kontrakturen
- Spastische Haltungen in den Armen
 - Fehlhaltungen
 - Kontrakturen
 - nach operativen Eingriffen Arm-/ Schulterbereich oder Brust OP
 - Onko-Ambulanz
 - Arm- / Fersen- und Fußlagerungen

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, mittelhart
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“ zertifiziert

- auf Wunsch: kompl. eingenäht in zertifizierten Polyurethan (blau);
- spezielle Herstellung und nur in größeren Mengen

- Biberbezug (mit Aufpreis)



Neu

- (für MRSA) in blauer POLYURETHAN-Hülle
- zertifiziert

Maße:

b) 47 x 30 cm für Klinik
Höhen siehe Abb. links oben

Gewicht:

a) 495 g

Art.-Nr:
Chris 157b

b) 71,99 € netto



Pflege-Handrollen

zum Einarbeiten

- minimale Bewegungsabläufe sollen gefördert/ rückbeantwortet und Spastiken und Kontrakturen entgegengewirkt werden.
- Schweiß und Feuchtigkeit der Innenhand wird aufgesaugt (Luftzirkulation), Rötungen, Verletzungen und Infektionen im Handballen werden vermieden/ aufgelöst.

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum,
- eingenäht in weichem Biberbezug mit oder ohne Klettverschlussystem

Maße: 6 x 12 cm

Gewicht: 38 g/
49 g mit Klettband

Pflegehilfsmittel aus hochwertigem visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum Ø: 6 x 12 cm

kpl. eingenäht in weichem Biberbezug ▶▶▶

Chris 136

24,50 € netto

dto. mit Klettverschlussystem ▶▶▶

Chris 136L

30,95 € netto

PU – Ummantelung mit Steckbezug Biber ▶▶▶

136HR

37,50 € netto

Kleine Halbrolle ▶▶▶

15,85 € netto

Kleine Halbrolle



Länge 5 cm, Breite 2,5cm, Höhe 1,5 cm



Für krankengymnastische Übungen und Handtraining.
Hochwertiger PU-Kaltschaum roh mit Rückstelleffekt

Fingerseparator – Visco Rolle mit Klett



Material + Maße :

siehe bei Handrolle Visco Thermo

Seite 27

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug
- 40 – 60° waschbar
- Trockner niedrigste Stufe

Chris 136B

46,95 € netto



Kegel- und Fingerseparator

- feste, kegelförmige Anti-Kontrakturvorrichtung
- passt sich optimal der natürlichen Form der Hand an und separiert gleichzeitig die Finger
- Schweiß/ Feuchtigkeit wird aufgenommen, die Hand bleibt trocken.
- Für alle Handgrößen passend
- Mikrobewegungen

Material:

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug, auch mit angenähtem Band für einen sicheren Halt mit Aufpreis lieferbar,

Pflege: in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

Gewicht: 46 g

Art.-Nr: Chris H

30,65 € netto



mit Band

31,65 € netto

neu: mit Daumenverlängerung

36,95 € netto



Fuß- / Zehenseparator aus Schaumstoff

- separiert die Zehen, trennt verlagerte bzw. eng anliegende Zehen
- schützt vor Wundreiben
- saugt Schweiß/ Feuchtigkeit auf, hält die Fuß- und Zehenzwischenräume trocken.

Material:

- aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Biberbezug

Pflege: in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

Gewicht: 50 g

Art.-Nr: Chris Z

21,65 € netto/Stück

Mit Wenig viel erreichen

Druckentlastungselement „Molle“

Aus Visco-Thermo Reaktiv Schaum (Sekunden Reaktion)



Molle Maße ca. L30cm , Höhe Mittig 11cm
Ausschnitt 27cm längst
Ausschnitte 8-9 cm in der Breite
jede minimierte Eigenbewegung wird rückbeantwortet



<Fußlagerung mit Seitenbegrenzung
<Vorbeugende Maßnahmen von Gelenkfehlstellungen
<Fersendruckaufhebung



<Druckentlastung im Kniebereich
(Kachektisches Krankbild)
<leichte Anmodellierung durch Molleform



<Schmerztherapie im
Kniegelenk/-bereich, Schulter
<Vermeidung von Hohlagerung
<Unterstützt Streckstellung



Seitenunterstützende Unterarmlagerung



<Ummantelt mit PU blau, zertifiziert
<MRSA resistent
<wischdesinfizierbar
<autoklavierbar

Art.-Nr.: Molle

64,40 € netto



Pflege-Fersenschuh

Therapeutischer Einsatz nach Expertenstandard chronischer Wunden 2009

Art.-Nr:
Chris FS

mit mehreren Funktionen

- prophylaktischer und therapeutischer Einsatz bei Wunden (Dekubitus, Ulcus cruris,...)
- Korrektur der Fußhaltung (auch Spitzfußprophylaxe)
- flexible Größeneinstellung durch einstellbare und austauschbare Klettverschlüsse
- volle Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen
- Luftzufuhr

74,80 €
netto/Stück

Material:

- ummanteltes Fußteil aus HR-Schaum eingenäht in PU „light“ = wischdesinfizierbar (Datenblatt siehe Seite 22)
- 2 halbe 8000er- Platten mit **Öko-Zertifikat I**
- 1 Keil zur Fersenabstandserhöhung (visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum mit PU ummantelt und Rutschbremse) zur Weichauflage der Wade und korrigieren der Fußhaltung
- Keil aus Visco-Schaum als Rutschbremse

Pflege: waschbar von 40-70°(nur die 8000er Platten)

Gewicht: 220 g

Auch in blau lieferbar (PU zertifiziert)



Blau = Aufpreis

6,00 € netto

Technische Informationen für blauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m²

Pflegehinweise:



Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19

Eigenschaften

angenehmer Liegekomfort
kein Schwitzen
Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig

zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher
Sicherheit im Brandfall

für Allergiker geeignet
kein möglicher Pilzbefall
Viren - u. Bakteriendicht
wischdesinfizierbar

elastisch und keine Faltenbildung
keine Dekubitusgefahr, da
optimale Anpassung

Keine Sonderentsorgung

Einsatzgebiete

Bettbezüge
Matratzenbezüge
Kissenbezüge
Bettlaken

Krankenhäuser /Psychiatrie
Alten- u. Pflegeheime
häusliche Pflege

Hotels
Herbergen etc.



Funktions-Overall

- verhindert das Selbstentkleiden
- alle Reißverschlüsse sind durch Klappen + Lochgummis gesichert
- Reißverschlussystem im Schritt-Beinbereich
- Reißverschlüsse im vorderen Bereich zur Versorgung des ganzen Oberkörpers (z.B. Waschen u.a.)
- ideal für die Pflege zu Hause sowie in Einrichtungen

79,90 € netto

Material: atmungsaktive, robuste Baumwolle

Farben: jeans, schilfgrünlich, bleu



Pflegeoveralls

- der durchgehende Reißverschluss im Schritt ermöglicht die einfache Intimpflege und Intimversorgung

**Preis nach
Anfrage**

Farben: Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen



Sommeroverall

- angenehm auf der Haut zu tragen durch Baumwollqualität
- wadenlang mit Bündchen an den Beinen
- durchgehender Reißverschluss im Schritt, der die Pflege entscheidend vereinfacht

**Preis nach
Anfrage**

Material: Baumwolle

Maße:

Farben: Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen



Pflege-Schlafsack

- Deckensystem
- mit Reißverschlüssen an der langen und kurzen Seite

Material: moltongefüttert

Maße: 80 x 195 cm

Pflege: kochfest

**Je nach
Ausführung**

**96,00 € netto
bis
156,60**

Sonderkatalog anfragen



Funktions-Decke/ Schutzdecke

Art.-Nr.: Care

- für alle Matratzengrößen geeignet.
- wird über die Matratze gezogen, somit sicherer Halt.
- für sehr unruhige Bewohner
- Reißverschluss von oben nach unten schließbar
- mit spezieller Fußfalte.
- Arme freiliegend
- Ober- und Unterkörper können bewegt werden

187,80 € netto



Hüftprotektoren mit Slips für „Sie“ und „Ihn“

**Art.-Nr.:
Chris HP 1**

- Minimierung des Verletzungsrisikos bei
 - Osteoporose
 - Geh- und Gleichgewichtsstörungen
 - häufigen Stürzen in der Vergangenheit
 - Neuromuskulären Erkrankungen (Parkinson, Altersdemenz)
 - allgemeiner körperliche Schwäche
 - häufigen Schwindelanfällen
 - reduziertem Hör- und Sehvermögen.
- die Hüftprotektoren aus Viscospezialschaum
 - leiten Aufprall vom Hüftknochen ab
 - passen sich flexibel dem Körper und jeder Hüftform
 - an (deshalb eine Einheitsgröße)
 - sind auch im Liegen angenehm zu tragen (kein Spitzen- und Kantendruck)
 - optisch kaum sichtbar
 - hoch atmungsaktiv
 - haben eine hohe Trageakzeptanz
 - sind tragbar rund um die Uhr
- Elastizität und korrekter Sitz auch nach vielen Wäschen
- lieferbar mit herausnehmbaren oder fest eingenähten Protektoren

**3 Slips / Hosen
+
1 Protektor**

**Setpreis
71,99 € / netto**

**bei Abnahme
5 Sets =
68,99 € / Set netto**

**10 Sets =
65,99**

€ / Set netto

Art.-Nr.: 1410

**Protektorslip
Einzelpreis:**

20,95 € netto

Hinweis: Hüftprotektoren verringern das Verletzungsrisiko zu einem großen Teil, können es aber nicht in jedem Fall verhindern. Eine Haftung ist somit ausgeschlossen.

**Art.-Nr.:
Protektor**

**Protektorenpaar
aus
Spezialschaum in
(Polyurethan):**

21,60 € netto

Material:

- HüftHosen: 90 % Baumwolle/ 10% Elasthan (hochelastisches Material)
- Protektoren: visco-thermo-elastischer Spezialschaum eingenäht in POLYURETHAN-Schutzhülle, mit Zertifikat

Maße: Kleidergrößen

	S	M	L	XL	XXL
Damen	36/38	40/42	44/46	48-52	54/56
Herren	3	4/5	6/7	8/9	10

Neu:

Art.-Nr. 1414

**Farben: weiß
Pflege:**

- HüftHosen: 
- Hüftprotektoren: müssen nicht gewaschen werden, weil absolut flüssigkeitsundurchlässig, viren-, bakterien- und allergendicht, abwaschbar, wischdesinfizierbar

**Protektor-Slip mit
Aussparung im
Schritt
Größen:
L, XL, XXL
100% Baumwolle**

33,95 €/netto

NEU: Protektoren Hüftgürtel

58,90 €/Stück

**Auf Wunsch kann unser Pflegehilfsmittelkatalog von A-Z angefordert werden
– ein Preisvergleich lohnt sich !**



Medizinische Trinkhilfe

- skaliert
- hitze- und kältebeständig
- spülmaschinenfest
- sterilisierbar
- Wölbung für Nasen
- langes Trinkröhrchen

Art.-Nr:
Chris 2020

7,50 € netto

Material: Polypropylen (PP)
Volumen: 0,2 l



Haltehilfe mit 2 Griffen

passend zu unseren „Gläsern“ (siehe unten)

Art.-Nr: Haltegriff



9,80 € netto



„Glas – unkaputtbar“

- transparent zum Einschätzen des Füllmenge beim Trinken und Anreichen

Art.-Nr:
Chris AT 01426

Glas
2,95 € netto

Material:
➤ Behälter: Polycarbonat (PC)
➤ Schnabelaufsatz: Polypropylen (PP)
Volumen: 0,25 l

Aufsatz
1,95 € netto



NASALTO Trinkbecher

Nasenbecher mit 2 Henkeln aus unzerbrechlichem Polycarbonat.

Der Nasenbecher ist ein geeignetes Hilfsmittel für Menschen mit verschiedensten körperlichen Beeinträchtigungen: Versteifung des Nackens, Dysphagien, Spastiken, Parkinson, Hemiplegie.

- extrem leicht
- spülmaschinenfest
- mikrowellengeeignet bis + 110° C
- unzerbrechlich
- einfaches anheben durch 2 Henkel
- platzsparend stapelbar

**Preis nach
Anfrage**

(aufgrund der
Stückzahlen)

Material: Polycarbonat
Füllmenge: 200ml
Maße: Höhe ca. 11 cm,
Durchmesser oben ca. 8 cm

Temperaturbelastung:
- 100°C bis + 130° C

Bei Dysphagien darf der Kopf nicht überstreckt werden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Der praktische, breite Ausschnitt bietet die Möglichkeit **problemlos Getränke aufzunehmen**. Die 2 Henkel und das extrem leichte Gewicht erleichtern das **selbständige Trinken** und erhöhen somit die Trinkbereitschaft.

Fordern sie auch unverbindlich unseren Geschirrkatalog oder unseren Demenzkatalog an.



Molton PU-Dekor Lieferbar in bunt

Schutzserviette / Eßschürzen

Schutzserviette mit abgerundeten Ecken und Einfaßband, Druckknopfverschluß

Maß 50 x 90 (extra lang)

aus einem 3-Lagen Laminat mit innenliegender Nässeschicht.

Oberfläche – 100% PES Molton einseitig geraut und bedruckt

Innen - Nässesperrschicht aus Venyl-Folie
Unterseite – 100 Polyestergerewebe – strapazierfähig

Art.-Nr.:
Molton

12,95 € / Stück
Molton

neue Dekore



langlebig - hautfreundlich. leicht aufsaugend

waschen bis 60° möglich
Tumblerbeständig
chlorhaltige Waschmittel vermeiden
nicht heiß bügeln

chemische Reinigung nicht möglich
Chlorbleiche nicht möglich



Inkontinenz-Polster- Sitzauflagen

- Als Polsterschutz

**Farben: bordeauxrot, dunkelgrün,
taubenblau,**

Art.-Nr.:
LÖ 10

18,95 € / Stück

Größe 40x50 cm – 190 g

Saugvolumen 550 ml – 600 ml

Flüssigkeitsundurchlässig

Waschbar bis 60 °

Oberseite: samtige Oberstruktur aus Velour, gesteppt

Saugvlies: Nadelvlies aus Fasermischungen

Rückseite: Farbe hellblau, Polyestergerewebe mit PVC

Beschichtung

Konfektion: abgerundete Ecken, ringsum gesteppt

Alle Inkontinenz-Artikel sind selbstverständlich kochfest und können auch in gewerblichen Großwäschereien problemlos aufbereitet werden. Bitte beachten Sie die jeder Lieferung beigelegte Waschanleitung.

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von textilen Inkontinenz-Produkten sind, neben dem Anschaffungspreis, die Waschkosten von großer Bedeutung: Geringes Warengewicht reduziert nachhaltig die Waschkosten. Unsere Wirtschaftlichkeitsberechnungen helfen bei der Entscheidungsfindung.

**Auf Anfrage auch andere Ausführungen
lieferbar.**

Preis je nach Abnahmemenge

12,95 € /Stück

Therapie-Puppen

Rubens Baby

NEU



Fantasie, Eingebung, Gefühl, Inspiration, Geborgenheit, Nähe.....

mit den unvergleichlichen Rubens Barn Puppen lässt sich all dies erleben und erfahren.

Alle Puppen reflektieren das besondere, innovative Design-Konzept: fein modellierte, sanfte Gesichter und sorgfältig ausgearbeitete Augen begründen den liebevollen, lebensechten und realistischen Ausdruck. Jeder Puppencharakter hat einen besonderen, eigenen „Look“ und eine eigene Persönlichkeit, die sofort jeden für sich einnimmt. Trotz dieser charismatischen Ausstrahlung lässt jede Rubens Barn Puppe Ihrem Besitzer einen großen Freiraum, der individuell mit den jeweiligen spezifischen Gefühlen, Inhalten, Anforderungen und Situationen ausgefüllt werden kann.

1010420
Rubens Baby,
light boy - Erik |



Die hübschen Rubens Babys passen perfekt in das Konzept der Rubens Barn Puppen.

Die Körper sind so realistisch wie möglich ausgeformt mit runden Babypopos und niedlichen Babygesichtern.

Natürlich können alle Babys am Daumen lutschen!

Die Babys tragen Baumwollwindeln und Lätzchen mit hübschen Mustern, die zu den flauschigen Fleece-Oberteilen passen.

Größe 45 cm, Gewicht 700 g.

ohne Altersbeschränkung.

Material: Polyester Fleece gefüllt mit Polyester Fibre.

Alle Puppen sind bei 30° in der Waschmaschine waschbar, für die Kleidung wird Handwäsche empfohlen.

Art.-Nr. TP

zum Preis von

58,90 € Stück
netto

1010421
Rubens Baby,
light girl - Emma



Teelichter und Duftlampen sind je nach Lagerbestand lieferbar !

Elektrische
Duftlampen
Ø10x H16cm + H 20 cm

Motiv „Mond + Sterne „
Motiv „Athene“
 Duftlampe mit 1,5m Kabel
 mit Stecker und Fassung.

Multifunktionalität und elegantes Design.
 Durch das hochwertige, leicht transparente keramische Material gedämpft, leuchtet das Licht der Glühbirne sehr weich und atmosphärisch. Die milde Wärme läßt die Duftessenz langsam und gleichmäßig verdunsten

„Mond + Sterne“
 H 20 cm



„Athene“ H 16 cm



Art.-Nr: DL

„Mond + Sterne“
19,95 €
netto/Stück

„Athene“
21,95 €
netto/Stück

Keine
 Glühlampe im Lieferumfang enthalten

Auch ohne Duftessenz zu nutzen!

Ätherische Öle

Ätherische Öle werden durch Destillation, Öl- oder Alkoholauszug aus Blüten, Blättern, Samen, Fruchtschalen, Wurzeln und Harzen verschiedenster Pflanzen gewonnen.

Sie sind hochkonzentriert, naturrein, frei von Zusatzstoffen und werden in Speziallabors regelmäßig auf Qualität und Reinheit geprüft.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne entsprechende Zertifikate zu.

in ca. 50 Öl-Kompositionen lieferbar

Sprechen Sie uns auf die vielfältigen Düfte an oder kaufen Sie sich selbst in den einschlägigen Fachgeschäften Ihre Lieblingsdüfte.



Flascheneinheit:
10 ml

lagermäßig führen wir die Duftnoten „Wintertraum“. Zitrone, Orange

Auch andere Düfte lieferbar aber nur in VE 12/24/28

(Art.-Nr.: 50159)

4,45 € netto Pro Flasche

AirActiv © Raumduft-Diffuser

Jetzt gibt es Wohlbefinden auf Knopfdruck:

Der bedienerfreundliche AirActiv © wird einfach mit Wasser und etwas Duftöl gefüllt und eingeschaltet. Durch spezielle Ultraschalltechnologie wird die Verbindung aus Wasser und Duftöl in hauchfeinen Nebel verwandelt und in der Raumluft verteilt.

Gleichzeitig wird die Luft gereinigt, was für noch mehr Wohlfühl sorgt.

Aus Sicherheitsgründen schaltet das Gerät automatisch ab, wenn der Wasserstand zu niedrig ist.

Da das Duftöl weder erhitzt noch verbrannt wird, bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten – ideal für die Aromatherapie!

Ohne Duftöl und nur mit Wasser befüllt wird der Diffuser zum modernen Luftbefeuchter.

Mit seiner formschönen Gestaltung, seiner LED-Beleuchtung und seiner faszinierenden Nebelentwicklung zieht der AirActiv © garantiert alle Blicke auf sich!



Wasser in den Wassertank füllen (max. 80 ml) und wenn gewünscht 3-5 Tropfen Duftöl hinzufügen. Gerät kinderleicht verschließen, einschalten und entspannen



H 21 cm; Ø 11 cm

Art.-Nr.: AIR

Aroma-Diffuser "AirActiv"

2-farbig sortiert, schwarz, weiß

Kunststoff, H 21 cm, Ø 11 cm

bei Einzelabnahme:

€ 48,50 / Stück

bei Abnahme 1VPE = 6 Stück

€ 41,95 / Stück

Einsatzbereiche

Therapie- Überstreckungselement mit Kammersystemen



Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Hemiparese rechts
links

Tetraparese

Paraparese Beine

Arme

Neglect

Pusher- Syndrom

Spastische Lähmungen

OP-Nachsorge

SHT

Chorea Huntington

Epilepsie

Multiple Sklerose

Appalisches Syndrom

COPD

Amyotrophe Lateralsklerose

Bronchial CA

Pneumonie

ARDS

Beatmung

(Perfusions/Ventilationsverhältnis

Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Kontraktur / -prophylaxe

Pneumonie / -prophylaxe

Thrombose / -prophylaxe

Kachexie

Adipositas

Langzeit Bettlägrigkeit

Wahrnehmungsförderung

Unterstützung der Orientierung

Tracheostomapflege

Trachealkanülenwechsel

Lagerungsdrainage

(Beatmungspflege)

„Rutschbremse“ des Materials

Oberkörperhochlagerung

Technische Informationen für dunkelblauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m²

Pflegehinweise:



Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)
Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19

Eigenschaften	Einsatzgebiete
angenehmer Liegekomfort kein Schwitzen Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig	Bettbezüge Matratzenbezüge Kissenbezüge Bettlaken
zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher Sicherheit im Brandfall	Krankenhäuser /Psychiatrie Alten- u. Pflegeheime häusliche Pflege
für Allergiker geeignet kein möglicher Pilzbefall Viren - u. Bakteriendicht wischdesinfizierbar	Hotels Herbergen etc.
elastisch und keine Faltenbildung keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung	
Keine Sonderentsorgung	

Einsatzbereiche

Kausal-Mehrschicht-Matratze



Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Hemiparese rechts
links

Tetraparese

Paraparese Beine

Arme

Neglect

Spastische Lähmungen

Querschnittslähmung

Morbus Alzheimer

Pusher- Syndrom

Morbus Parkinson

Epilepsie

Multiple Sklerose

Chorea Huntington

Amyotrophe Lateralsklerose

Hypoxischer Hirnschaden

Appallisches Syndrom

Beatmungspflichtigkeit

Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Kontraktur / -prophylaxe

Langzeitbetlägrigkeit

Multimorbidität

Wahrnehmungsförderung

Unterstützung der Orientierung

Kachexie

Adipositas

Einsatzbereiche

Antidekubitus Vielsitzerkissen



Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Morbus Parkinson

Hemiparese rechts
links

Morbus Alzheimer

Tetraparese

Multiple Sklerose

Paraparese Beine

Epilepsie

Arme

Neglect

Amyotrophe Lateralsklerose

Spastische Lähmungen

Hypoxischer Hirnschaden

Querschnittslähmung

Appalisches Syndrom

Amputation untere Extremität

Beatmungspflichtigkeit

Pusher- Syndrom

Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Unterstützung der Orientierung

Kontraktur / -prophylaxe

Rollstuhlpflichtigkeit

Pneumonie / -prophylaxe

Multimorbidität

Thrombose / -prophylaxe

Kachexie

Wahrnehmungsförderung

Adipositas

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für jeden Verkauf und jede Lieferung der *Chrispal-Ambiente*

Jegliche Ausnahme hiervon bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen der *Chrispal-Ambiente* und dem Käufer.

Angebot und Abschluß

Zwischen dem Kunden und dem Unternehmen *Chrispal-Ambiente* gilt ausschließlich das, was schriftlich vereinbart wurde. Fernmündliche oder durch Email erteilte Auskünfte und Absprachen sind für *Chrispal-Ambiente* nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Angebote der *Chrispal-Ambiente* sind stets freibleibend.

Preise

Die Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Verpackung, Porto und Versicherung bzw. Versandkosten trägt der Auftraggeber.

Der Kaufpreis ist fällig mit Rechnungsstellung 14 Tage netto.

Unter einem netto Auftragswert von 50,00 € netto berechnen wir einen Bearbeitungszuschlag von 8,00 € netto.

Die Rechnung wird am Tage der Bereitstellung der Ware zur Auslieferung erstellt.

Bezahlt der Käufer/Wiederverkäufer nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, ist er verpflichtet der *Chrispal-Ambiente* (unabhängig vom Eintreten des Zahlungsverzuges) auf die gesamte offenstehende Forderung Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 31. Tag nach Rechnungsstellung zu erstatten.

Außendienstmitarbeiter der Verkäuferin haben keine Geldempfangsvollmacht.

Lieferung

Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese von der *Chrispal-Ambiente* als verbindlich schriftlich bestätigt sind.

Das Verstreichen verbindlicher Lieferfristen oder Lieferterminen befreit den Käufer nicht davon, eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen, sofern er aus der Nichteinhaltung der Lieferfristen Rechte herleiten möchte.

Die Nachfrist muss zumindest zehn Kalendertage betragen.

Die *Chrispal-Ambiente* ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Käufer nicht unzumutbar ist (bedarf vorheriger Absprache)

Versand

Versandweg und Versandart sind, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, der Wahl der *Chrispal-Ambiente* überlassen.

Die Ware ist über den jeweilig beauftragten Kurierdienst / Spediteur versichert, so dass der Versandweg und die Anlieferung über den Kurierdienst / Spediteur nachzuweisen ist = Nachforschungsauftrag.

Eigentumsvorbehalt

Die *Chrispal-Ambiente* behält sich das Eigentum der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit erworben hat, behält sich die *Chrispal-Ambiente* das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Käufer ausgeglichen sind.

Verletzt der Käufer wichtige Vertragspflichten, ist die *Chrispal-Ambiente* nach Mahnung zur Rücknahme der Ware berechtigt. Als wichtige Vertragspflicht gilt insbesondere die Pflicht zur rechtzeitigen Zahlung.

Der Käufer hat die Ware unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und innerhalb von 14 Tagen bestehende offensichtliche Mängel schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die

Ausdrücklicher Hinweis

Alle Zusagen und Zusicherungen, welche Zertifikate, Öko-TEX Standard 100, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Pflegehinweise betreffen, beziehen sich auf die Aussagen unserer Hersteller/Lieferanten, die dieses für die verwendeten Materialien nachgewiesen haben. Dieses kann nach Bedarf von Chrispal-Ambiente zur Verfügung gestellt werden.

Erfüllungsort/Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Gerichtsstand **Lemgo**.

Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien richtet sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

rechtzeitige Absendung.

Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.

Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen!

Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen! (Frei nur bei vorheriger Absprache)

Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.

Dem Käufer steht nur bei rechtzeitiger Rüge oder bei nicht offensichtlichen Mängeln ein Recht auf Nacherfüllung zu. Im Rahmen der Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* das Recht zu, dies nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder Neulieferung durchzuführen. Zur Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen zur Verfügung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Herabsetzung des Kaufpreises

(Minderung) verlangen. Die handelsüblichen Abweichungen der Ware in Menge und Qualität stellen keinen Mangel dar und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus (z.B. Farbe, Gewicht, Ausrüstung, Design), sofern nicht besondere Vereinbarungen bestehen.

Die Garantie erlischt bei Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung z.B. Reinigungs-/Waschvorgängen verursacht werden.

Haftung

Soweit die Haftung der *Chrispal-Ambiente* (Inh. Chr. Hördemann) in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gelten diese Ausschlüsse oder Beschränkungen auch für die persönliche Haftung aller Arbeitnehmer der *Chrispal-Ambiente*.

Bei Produkten, die nicht von der Chrispal-Ambiente produziert werden wird keine Haftung seitens der Chrispal-Ambiente übernommen. Die Haftung geht voll zu Lasten des Herstellers. Dieser ist bei der Reklamation von dem Unternehmen Chrispal-Ambiente dem Kunden bekannt zu machen.

Datenschutz

Die *Chrispal-Ambiente* verarbeitet personenbezogene Daten, die Sie zur Abwicklung von Bestellungen und zur Pflege der Kundenbeziehungen benötigt. Diese Daten werden von der *Chrispal-Ambiente* nicht an Dritte weitergegeben.

