

Unsere Produkte im Katalog



**2021**  
**Produktübersicht "Pflegehilfsmittel"**  
**für stationäre Pflege und Reha Kliniken**



**Liefer- und Zahlungskonditionen:**

**Lieferzeit:** kurzfristig nach Vereinbarung  
**Lieferung:** „ab Werk“ / Transport- / Verpackungskosten pro Paket/Großkarton = pauschal 8,00  
**Preise :** zzgl. 19 % MWSt.  
**Zahlung:** innerhalb 14 Tagen ohne Abzüge  
**Bitte berücksichtigen Sie, dass wir bei Kleinaufträgen in Rechnung stellen müssen:**  
 bei Netto-Auftragswerten unter € netto 50,- + € netto 10,- Mindermengen- bzw.  
 Bearbeitungszuschlag  
 dto. bis € netto 100,- + € netto 5,- dto.

# HINWEIS:

**Liebe Anwender im Pflegebereich,**

**diesen Hinweis bitte einlesen und beim Einsatz von Lagerungs-/Hilfsmitteln berücksichtigen.**

Es gibt leider kein universell einsetzbares System, das allen Patienten/Betroffenen/Bewohnern gleichermaßen hilft. Insofern müssen die Bedürfnisse des zu versorgenden sehr genau abgewogen werden.

In der täglichen Praxis fällt es oft schwer, das geeignete Antidekubitus-System für den Patienten/Betroffenen/Bewohner zu finden, das genau seinen Bedürfnissen entspricht.

**Denn:**

**Es gibt kein Wirkprinzip, das bei jedem zum bestmöglichen Therapieerfolg führt. Anhand dieser Ausführung wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten/Betroffenen/Bewohners von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.**

Angeregt durch den Prozess der Professionierung in der deutschen Pflege, entwickelten sich pflegerische Konzepte, wie z.B. Kinästhetik oder bereits bestehende und wissenschaftlich belegte Konzepte, die für die Pflege modifiziert wurden, wie beispielsweise die Basale Stimulation. Die daraus resultierende gesteigerte Pflegefachkompetenz ermöglicht es, den Betroffenen ganzheitlich zu betrachten und zu pflegen.

Nach dem heutigen Wissensstand ist das Hinzuziehen der Grunderkrankung ein entscheidendes Kriterium zur Auswahl des geeigneten Lagerungssystems.

Alle dargestellten Lagerungsarten werden im Verlauf eines Tages mehr oder weniger intensiv und häufig eingesetzt. Sie werden individuell auf den Betroffenen und dessen Belastbarkeit und Toleranz hin ausgewählt.

Bei Patienten mit Mehrfacherkrankungen kann es notwendig sein, von den beschriebenen Methoden abzuweichen. Die notwendigen Kompromisse sollten jedoch nicht leichtfertig, sondern unter Berücksichtigung aller Aspekte getroffen werden.

## Ein Auszug aus unserer vielseitigen Produktpalette mit zahlreichen Eigen- und Weiterentwicklungen speziell für den Pflegebereich

**Chrispal-Ambiente** steht für: **organisierte Arbeitsabläufe – Zeitersparnis – Qualität**

**Chrispal-Ambiente** ist ein Unternehmen, das sich auf Pflegeprodukte spezialisiert hat.

Wir haben für Sie ein variables/ ausgewogenes Programm entwickelt, um folgende Ziele zu erreichen:

1. Wirtschaftlichkeit für den Betreiber (alles muss sich rechnen und abwägen lassen)
2. Erleichterung und Lebensqualität für den Bewohner im Alltagsleben = Lebensabend
3. Entlastung und Zeiteinsparung für das Personal in den jeweiligen Aufgabenbereichen
4. Schönheit durch Farben + Design (für Bewohner, Besucher, Mitarbeiter)
5. Zukunftsorientierende Arbeit, Entwicklung durch Erfahrungsaustausch
6. Qualitätssicherung
7. Seminare mit Einsatz unserer innovativen Lagerungsprodukte in Praxis und Theorie
8. Seminare – Weiterbildung
9. **Flexibilität, Entwicklung seit 15 Jahren und Service ist unsere Stärke**
10. **Bundesweit entwickelt mit stationären Einrichtungen nach Expertenstandards.**

### Aus eigener Fertigung möchten wir Ihnen vorstellen:

- **Antidekubitus-Therapie-Matratzen, Therapie-Sitzkissen,**
- **Antidekubitus-Matratzen-Weichlagerungsauflage** – Sekundenreaktion –
- **Extremitätenelemente, Spitzfußprophylaxen, usw.**
- **Weichlagerungssysteme mit Rückkopplung** (Erhalt der Wahrnehmung)
- spezielle Entwicklungen für **Kontrakturen, Spasmen und Gelenkfehlstellungen**
- Druckverteilungs-Systeme
- **Produkte aus thermoelastischen Visco-Spezialschaum** (Eigenentwicklungen)
  - 1 Element für mehrere Pflegevorgaben, den Prüfungskriterien entsprechend
  - **unser Motto: mit wenig mehrere Krankheitsverläufe bedienen!**
- Lagerungshilfen (z.B. Lagerungs-Bananen, -Schlangen, -Universalkissen, (mit neu entwickelten, praxisbewährten Füllungen für viele Anwendungen und Gegebenheiten) **NEU mit Lufteinschlüssen**
- Lagerungsplatten Max und Mäxchen
- Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte
- Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Kissen – auch Ganzkörperlagerungselement - nach orthopädischer Chirurgie entwickelt
- Seitenschutz für Pflegebetten; Seitengitter mit gleichzeitigem -schutz = variabel einstellbar
- Therapiewürfel, Handsäckchen, Handlagerungs-Kissen, Snoozelen-Produkte, Wahrnehmungssysteme
- Essschürzen (Molton + Frottee/PU) in diversen Längen und Dekoren
- Anlegetücher, Kissen-Nässeschutz, Universaltücher
- Gleit-Transfer-Matte - Gleithilfe
- Matratzenhüllen (Reißverschluss) – Neuentwicklung „light“ hoher DIN-Wert bzgl. Verdunstung
- Hüftprotektoren – Slips; Anti-Hüft-Fraktur-Hosen – (Eigenentwicklung)
- Schutz-Decke für desorientierte und unruhige Menschen = Care Schlafdecke
- Verschiedene Overalls
- Geschirr- und Trinkgefäße (aus „unkaputtbarem“ Polycarbonat glasklar) für Hauswirtschaft und Pflege
- Geschirr /Küchenausstattung aus Arcoroc / Porzellan; unzerbrechliche Materialien (wie z.B. Polycarbonat, Melamin) u.s.w. besonders für den Demenzbereich empfehlenswert.
- Tischdekor – wie z.B. Tischdecken und Tisch-Set's
- Geruchsvernichter /Neutralisierer
- 
- Pflegehilfsmittel oder Sonderanfertigungen, die Sie seither von Sanitätshäusern beziehen, können Sie auch bei **Chrispal-Ambiente** anfragen. **Ein Preisvergleich lohnt sich.**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitte eine kurze Mail an uns – wir antworten sofort.

Mit freundlichem Gruß

Ihr **Chrispal-Ambiente** Team

# Inhaltsverzeichnis

## 1. Positionierungselemente und -hilfen

Schlange.....	6
Lagerungs- und Sitz-Banane.....	6
Neu – Schlange 2010 (MRSA).....	7
Universal -Kissen...(Lagerung).....	7

## 2. Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

Platte „Max“.....	9
Platte „Mäxchen“.....	10
Universal-Lagerungsplatte...90 x 80 x 5 cm.....	10
Bewegungs-Therapie Lagerungselement.....	11
Modellierbares Therapie Element 200 cm .....	12
Auflage ( 3-geteilt ).....	13
Liegestuhl-Therapie-Auflagen .....	14
Multifunktionale –Lagerungs- Therapieplatte.....	15
Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen.....	16
Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystem.....	17
Rechts-/Links Drall-Element ( Rollstuhlkissen ).....	18
Therapeutisches Sitz-/Stützelement für den Rollstuhl.....	19
Vielsitzer-Sitzkissen mit Seitenerhöhung.....	20
Antidekubitus Vielsitzer Sitzkissen + Steißentlastungskissen .....	21
Sitzbanane/Bauchbanane / Positions-Banane.....	22
Auflagekissen mit Zwischenteil für versch. Einsatzmöglichkeiten .....	23
Rekli-Kissen-Set .....	24
Positionierungs-Kissen für den Unterarm .....	25
Druckentlastungselement / Keilform .....	26

## 3. Ergotherapie – Produkte und Snoezelen

Spiel- und Beschäftigungs Puppe.....	27
Spiel- und Therapiebälle.....	27

## 4. Wohlfühl- und Therapie-Kissen

Wohlfühl- / Therapiekissen.....	28
Therapiekissen „Herz“.....	28
Wellness-Therapie-Kissen Bauchkissen/Wahrnehmungskissen Stimulierend.....	28
Nackenhörnchen.....	29
Nackenrollen / Knierolle.....	29
Halbrolle .....	29
„Chrispal“-Pflege-Nackenkissen.....	30
Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen.....	28
Gleit-Transfer-Matte .....	30
Gleitschlauch.....	30

## 5. Spezialmatratzen für Schmerztherapie und Prophylaxen

Matratze 8000.....	31/32
Kausal-Mehrschicht-Auflage System.....	33/34
Standardpflegebett-Matratze (Richtlinien AOK) .....	35
Matratzenhüllen.....	36
Antidekubitus-Matratzen-Auflage.....	37
<b>Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen „Ultra“light.....</b>	<b>38</b>

## 6. Individuelles nach Krankheitsbild

Seitengitterschutz für Pflegebetten.....	39
Bett- / Stuhl – Stecksysteme .....	40
Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element.....	41
Funktions-Rückstellungs-Element.....	42
Fingerseparator Viscorolle mit Klett.....	43
Kegel- und Fingerseparator.....	43
Fuß- und Zehenseparator.....	43
Druckentlastungselement „ Molle „ .....	44
Pflege-Fersenschuh.....	45
<b>Technisches Infoblatt für BiStretch ( Buntess Polyurethan).....</b>	<b>46</b>
Funktions-Overall.....	47
Pflegeoverall.....	47
Sommeroverall.....	47
Medizinische Trinkhilfe.....	48
Haltehilfe mit 2 Griffen.....	48
„Glas“ unkaputtbar .....	48
Nasalto Trinkbecher .....	48

## 7. Accessoires

Therapie Puppen „ Rubens Baby“ .....	49
--------------------------------------	----

Dokumentation Einsatzbereiche Therapie-Überstreckungs-Element mit Kammersystem	
Dokumentation Einsatzbereiche Antidekubitus Vielsitzerkissen	50/51
Dokumentation Einsatzbereiche Kausal-Mehrschicht-Matratze	53
	52

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen.....	54
<b>Kundenbestellschein .....</b>	<b>55</b>

# Positionierungselemente und - Hilfen

## Hinweis:

alle Artikel sind autoklavierbar, wischdesinfizierbar und waschbar (siehe Hygieneanleitung bei Lieferung)



## **Schlange mit wiederkehrenden Lufteinschüssen**

### **Patent: Chrispal Ambiente**

- Hochgradig variabel für viele Makro- und Mikropositionswechsel
- nur ein Element von Kopf bis Fuß
- hervorragend geeignet für die Dekubitusprophylaxe und -therapie
- ermöglicht eine hohe Positionsvielfalt
- bietet Halt, Geborgenheit (Nestwärme) und Schutz
- passt sich vollkommen den Körpergegebenheiten an.
- gibt durch Luftpolster (atmungsaktives POLYURETHAN-Inlett) zusätzlich nochmals verbesserte Druckentlastung
- kein Hitzestau
- individuell formbar und flexibel einsetzbar, auch bei Körperdeformationen
- für stabile (adipöse) Bewohner einstellbar durch „Stopfen“
- wischdesinfizierbar (kein Waschen erforderlich)
- variabel in der Länge

### **Material:**

- Flocken aus visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen (erleichtern das Aufschütteln und neue Lufteinschlüsse für Druckentlastung und gutes Bettklima)
- Polyurethan-Hülle - **atmungsaktiv**
- inkl. Baumwollbezug

**Pflege:** Wischdesinfektion, ganze Schlange waschbar bis 60° C

**Maße:** Ø: ca. 25 x 280 cm lang

**Gewicht:** 1900 g

**Art.-Nr.**  
**LS 8**

**171,00 €**  
**Netto/Stück**



## **Lagerungs- und Sitz-Banane = Stillkissen**

- bequeme Sitz- bzw. Positionierungsstütze für den Rücken beim Einsatz im Rollstuhl/ Sessel, aber auch für die Rückenlage
- unterstützt die Atmung (Lungenbelüftung) durch Rückenfreilagerung
- ermöglicht Mikrolagerungen und -bewegungen
- gibt Geborgenheitsgefühl

**Material + Materialeigenschaften:** siehe unter „Schlange“

**Pflege:** siehe unter „Schlange“

**Maße:** Ø: ca. 25-30 cm x 190/ 200 cm

**Gewicht:** 1800 g

**Art.-Nr.**  
**LB 07**

**161,00 €**  
**netto/Stück**

**Auf Anfrage Ersatzbezüge lieferbar**



▲ Schiefe Ebene

▼ Kopfpositionierung

Entlastung bei Fehlstellung ▲  
modulierbar im Gelenkbereich  
–Muskeltonus wird entspannt▲ Modulierbar im Fußbereich  
(Gelenkfehlstellungen)  
komplette Entlastung durch  
Kuhlenlagerung im Fersenbereich und  
der hohen Modulierfähigkeit  
Positionen werden vom Produkt  
gehalten**NEU**

## Ummantelung aus Polyurethan

einsetzbar bei MRSA/Viren Bakterien - da resistent:  
komplett eingenäht in zertifiziertem **Polyurethan-Bezug**  
**BiStretch blau**  
(= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-

Lieferbar in 180 cm + 280 cm Länge  
(auf Wunsch auch in anderen Größen)

- angenehmer Liegecomfort -atmungsaktiv - kein Schwitzen
- urin-,blut- u. sekretundurchlässig
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall (schwer entflammbar nach Crib 5)
- für Allergiker geeignet - kein möglicher Pilzbefall
- Viren - u. Bakteriendicht (MRSA)
- abwaschbar - wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- PVC-frei

**Techn. Infoblatt Bi-Stretch****Pflegehinweise:**

- kochfest
- tumblerbeständig
- nicht heiß bügeln
- Chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig
- Chlorbleiche nicht möglich
- sterilisierbar

**Maße/Pflege: siehe Schlange oben****Art.-Nr. LS 8a**

178,00 € netto/Stück

= Länge 280 cm

**Art.-Nr. LS 8b**

148,00 € netto/Stück

= Länge 180 cm

**Art.-Nr. LS 8c**

168,00 € netto/ Stück

= Länge 220 cm

**Zusätzlicher  
Baumwollbezug****Farbe: je nach  
Lagerbestand****Aufpreis  
29,50 € netto/Stück**

## Universal-Kissen



- Besonders form- und modulierbar
- hält die Einsatzposition
- Positionierungen nach Bobath für die Wahrnehmungsförderung

**Material + Materialeigenschaften:** siehe unter „Schlange“**Maße ca. 60 cm x 40 cm ;****Gewicht:** 535 gauch in 80x40 cm;  
110x40 cm**Art.-Nr.  
ULK**

60x40cm

61,50 € netto/Stück

80x40cm

92,50 € netto/Stück

110x40 cm

110 € netto/Stück

**Lagerungskissen auch in anderen Größen lieferbar.****z.B.: Bobath - Lagerungselemente**

# Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

Seit September 2011 in Reha-Kliniken, Hospitzen, **Intensivstationen** und stationären Einrichtungen im Einsatz

## Indikationen / Einsatz der Materialien

Grundsätzlich sind die Materialien für alle erkrankten Menschen mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit geeignet. Dazu zählen:

- Betagte mit eingeschränkter Beweglichkeit, bedingt durch z.B. Altersdepressionen, körperliche Behinderung / Desorientierung
- Sturzrisiko Patienten/Bewohner, da individuell fixierbar über Klettverschlüsse + Rutschbremsen
- langzeitbettlägerige Patienten/Bewohner
- Patienten/Bewohner, die Chemotherapien oder andere Infusionen erhalten
- Bewohner/Patienten mit Lähmungen/Hemiplegie
  - mit Sensibilitätsstörungen
  - mit Kachexie (Untergewicht)
  - mit Adipositas (Übergewicht)
  - mit Fieber
  - mit Multiple Sklerose / ALS
  - mit Verbrennungen oder Verletzungen in Gelenknähe
  - mit unkontrollierten Bewegungen (z.B. Epilepsie, Chorea Huntington, Spastik oder anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems)
  - mit Schonhaltungen (z.B. nach OP / Unfall Behandlungen)
  - Wachkomapatienten
  - Herzinsuffizient
  
- Dekubitus (Druckgeschwür)
- Kontraktur (Gelenkversteifung) / Überstreckung / Embrionalhaltung
- Thrombose (Gefäßverschluss durch Blutgerinnsel)
- Pneumonie (Lungenentzündung) Bronchial-Lungenkarzinom
- Erkrankungen der Mundschleimhaut und der Ohrspeicheldrüse / Kopf-OP
- Frakturen (Knochenbrüche) der Arme und Beine (frisch operiert, bzw. in Rehabilitation)
- Bandscheiben-OP
- Nachsorge von Operationen

Alle Produkte sind mit **MRSA** = Viren, keimresistenter Ummantelung / wischdesinfizierbar ausgerüstet

## Risiken-Hinweis!

- **Sicherheitshinweise – bitte beachten!!**
- 
- Die Balance zwischen Lagerung und Fixierung muss individuell von der Pflegekraft beobachtet werden
- um Risiken zu erfassen. Es ersetzt nicht die Ihnen bekannten Fixierungsprodukte.
- Hier ist das Krankheitsbild nach Risiko von der Pflegefachkraft einzuschätzen.
  
- **Risiko-Hinweis:** ( vorläufiger Hinweis)
- Klettverschlüsse außer Reichweite des Bewohners / Patienten halten und so anbringen oder zu verbinden,
- dass der Bewohner / Patient sich nicht verletzen kann.

# Mikrostimulations-Lagerungsplatte „Max“

## Schwerpunkt: Palliativ / Mobilisation



Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum  
40 x 55 x 2 cm      Gewicht: 185 gr.

ingenäht in Polyurethan (PU)-Ummantelung "Ultra"  
wisch desinfizierbar siehe Datenblatt

### oder

nur Schaum ( bis 40° waschbar)  
Handwäsche ohne Netzbeutel – Schongang ohne  
Schleudern

Vielseitig einsetzbar

- als Mikrolagerung, Druckentlastung
- z.B. Schulterspitzen, Dornfortsätze, Trochonder, Knierolle, Fersenfreilagerung, spastische Haltung im Arm und Beinbereich
- Schmerztherapie –
- Sitzposition z.B. Schiefstellung

Sekundenreaktion durch hohe Rückstellung des Schaumes

Minimierte Bewegungsabläufe werden rückbeantwortet.



## Hinweis: →

ISO-Nr.: DIN-EN 14971



**Risiko:** nicht bekannt

### „Max“ Variation (A)

- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, mit **Polyurethan- Hülle, weiß**
- **Pflege:** **wischdesinfizierbar, Dampf sterilisierbar,**  
Abwaschbar mit Seifenlauge

### „Max“ Variation (B)

- für MRSA in **blauer** POLYURETHAN-Hülle
- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, ingenäht in wischdesinfizierbarer POLYURETHAN-Ummantelung "Ultra" (B)
- **Farben:** weiß und **neu:**
- **Polyurethanfarben dunkelblau,**  
**Polyurethan-Hülle siehe Datenblatt Seite**



weiß

**Art.-Nr.:**  
**Chris 49 a**

**58,60 € netto**



(A) weiß



(B) blauer Bezug

### \* **Spezial-Beschichtung**

- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, **Viren**, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...  
Zertifikat Seite

**dunkelblau**

**Art.-Nr.:**  
**Chris 49 a**

**59,90 € netto**



Das VIELSEITIGE

## Bewegungs-Therapie-Lagerungselement



im Einsatz leicht  
zu formen

**Maße: 90x20x5 cm – eingenäht  
in PU „light“ weiß  
(zertifiziert) aus Visco-Thermo-  
Reaktivschaum weich  
(Sofortreaktion)**



Abduktion  
Beinlagerung

**Schwerpunkt:  
Mobilisation/Schmerz-  
therapie/Druckverteilung**

**Bewegungsabläufe durch  
Sekundenreaktion des  
Therapie-Schaumes  
(Thermoelastisches Material)**



Osteoporose  
Schulterschmerzen  
Armpositionierung

**Einsatz:  
Schultergelenk, Hemi Arm,  
Dornfortsätze, Abpolsterung  
ohne Kantendruck,  
Arthrose, Beinlagerung,  
Spitzfuß u.v.m**



Spitzfußprohylaxe  
Fersenfreilagerung

**Funktionalität in der  
Mikrolagerung, Schultergürtel  
und Gelenk Einsatz –  
muskuläre Entspannung  
wischdesinfizierbar,  
zertifizierte PU-Ummantelung  
(siehe Zertifikat)**

**Art.-Nr. chris 99b**

Maße: 90x20x5 cm Preis:  
56,00 € netto/Stück

## Modellierbares Therapie-Element 200 cm

Das „Druckentlastungs- und Lagerungselement“ in einem mit Sekundenreaktion – jede minimierte Bewegung wird rückbeantwortet.

Einsatzbereich in Hospizen / Kliniken und stationären Einrichtungen

Indikationen:

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- starke Deformierung in den Extremitäten
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- spastische Zustände
- psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten
- extreme Embryonalhaltung
- Knochenvorsprünge

Maße: 200x30x5 cm  
ingenäht in PU „light“ weiß (zertifiziert)  
aus Visco-Thermo-Reaktivschaum  
weich (Sofortreaktion)

Durch Einarbeitung von einem Handtuch in Anlehnung an Kinästhetik wird die Körperwahrnehmung und -haltung unterstützt. (ohne Kantendruck)



**Art.-Nr. chris 99c**

Preis:


Weißer PU 169,00 € netto/Stück

Blauer PU 175,00 € netto/Stück

# Antidekubitus Schmerz Therapie Systeme

**Schwerpunkt: Palliativ / Intensiv Pflege**

**Seit Jahren im Einsatz in Hospitern / Kliniken und stationären Einrichtungen**



▲ Platte  
90 x 80 x 5 cm

▲ Platte  
90 x 100 x 5 cm

▲ Platte  
90 x 20 x 5 cm

## Indikationen

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom ( Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- Spastischen Zuständen
- Psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten (Matratze)

u.v.m.

**Reinigung:** wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

**Maße:** Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

**Hinweis:** Risiko nicht bekannt  
**Risiko-ISO-Nr.:** DIN-EN 14971

**\*Für beschichtete Produkte gilt:**



Die von Chrispal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.

Auch als komplette Schmerztherapie / Antidekubitus Auflage für 90 x 200 Matratzen einzusetzen.

**Artikel.-Nr.:** Chris 99 a – 3-teilig

<b>Preis:</b>	90x80x5 cm	178,00 Euro
	90x100x5cm MRSA Bezug blau PU	189,00 Euro
	90x20x5cm	69,50 Euro

Komplette Auflage siehe Seite 39

# Liegestuhl-Therapie-Auflagen

## Schwerpunkt Mobilisation + Palliativ

Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz)  
mit Zertifikat für Sesselplatten / Palliativ Pflege + Mobilisation besonders geeignet

Artikel-Nr. (komplett) : „Culla-Auflage“ und 2 x „chris 49 a“

### 3-teiliges kompl.-Set



Komplett ▲

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an Druckaufhebung/-reduzierung
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastikern oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an ( Sekundenreaktion)
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

#### Eigenschaften und Beschaffenheit :

#### Material:

- visco thermo-Reaktivschaum(Sekunden Reaktion) eingenäht in Polyurethan (zertifiziert) WEISS
- PU dunkelblau (MRSA) – **Mehrpreis: 12,00 € netto**



Ideal für die Palliativpflege + die Mobilisation der Bewohner Patienten Betroffenen  
165 x 45 x 5 cm



Platten (2x)  
45 x 56 x 2 cm



**Reinigung:** wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

**Maße:** B/ L/ H: 165 x 45 x 5 cm  
Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

**Gewicht:** 1.020 g

**Hinweis:** Risiko nicht bekannt  
**Risiko-ISO-Nr.:** DIN-EN 14971

\*Für beschichtete Produkte gilt:



Die von Chrispal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.

Produkte sind auch einsetzbar im Pflegebett  
- Mikro- Makrolagerung -

**Art.-Nr.: Culla-Auflage**

**Preis: 198,00 Euro netto(PU weiß)**

## 5 Hilfsmittel in einem

### Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte

#### Anwendungsbeispiele im Liegen



Knierolle



Seitenlage

Fersentlastung



Fersen- und Knöchelentlastung



Seitenunterstützung und Mikrolagerung



#### Anwendungsbeispiele im Sitzen



Abduktion



den Stuhl „passend“ machen



bei z.B. Deformierungen/ Lähmungen



Sitzhöhe 8 cm vorne, 4 cm hinten



Lagern und Positionswechsel im Sitzen mit Chrispal-Fußstütze und Armunterstützung

#### Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz) mit Zertifikat

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastiken oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

#### Eigenschaften und Beschaffenheit der Multifunktionalen Lagerungs- und Therapieplatte:

##### Material:

- visco thermo-Reaktivschaum eingenäht in Polyurethan (zertifiziert)
- in weiß, dunkelblau (MRSA) siehe Zertifikat Seite 37

**Reinigung:** wischdesinfizierbar, autoklavierbar

##### Maße:

B/ L/ H: 88 cm x 56 cm x 2 cm

Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

**Gewicht:** 1.020 g



**Hinweis:** Risiko nicht bekannt  
**Risiko-ISO-Nr.:**  
DIN-EN 14971

**Art.-Nr.**  
**MMC**

**Standard**  
**139,50 € netto**

# Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen



**Maße:** Länge: 300 cm x Breite 40 cm

3 verstellbare Innenschlaufen und die Möglichkeit über seitliche Befestigungen das Element zu befestigen.

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes  
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild (**neuentwickelte modellierbare Füllung**)  
mit Polyurethan-Ummantelung kein Auflagedruck



Klett - lösbar und ▲ verstellbar  
Keine Auflage/Berührung



▲  
Klettverschluss mit innenliegenden Schlaufen



Körperummantelung  
Wirbel/Steiß  
liegen ohne Druck  
Geborgenheit / Halt /  
Orientierung



Seitliche Entlastungs- und Freilagerungslagerung  
mit Druck-aufnahme linke Schulter  
Rollhügel/Steiß  
Sicherheit für die Nacht  
Entlastung für die Nachtwache



Körperhaltungsschlange  
seitliche Lagerung mit  
Unterstützung der Hüfte /  
Rollhügel  
(Kontrakturprophylaxe)



▲ Beugstellung



Unterstützung  
eine von vielen  
Variationsmöglichkeiten in der  
Anwendung



▲ Fersenfreilagerung  
z.B. über Bettdecke  
Beugstellung wird unterstützt  
um langanhaltige Streckstellung  
sowie Versteifung der Kniegelenke zu vermeiden

**Art.-Nr.: 2011 a**

**Preis 299,50 Euro netto**

## Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystemen

**Nur für stationäre Einrichtungen**



In Reha und Kliniken und Hospitalen erprobt und im Einsatz  
(Eigenmarke Chrispal Ambiente)

- mit Beantwortung unterschiedlicher Krankheitsabläufen siehe Indikationen

**Maße:** Seitenlänge 88 cm; Innenlänge 1,10 m; verstellbare Innenschlaufen; 2 x Schulterkammersystem 45 cm

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild  
Unterstützung des Atem-Apperates (**neuentwickelte Füllungen**) für häusliche Pflege und auch „rezeptierbar“

Erhöht die Sauerstoffsättigung lt. Dokumentationen Reha Klinik bei Einsatz in 10 Min. von 85 % auf 95 % siehe 1.Blatt  
Indikationen.



**Art.-Nr.: 2011 c**

**Preis = 499,50  
-Euro netto**

innen verstellbar und lösbar  
durch die Befestigungen seitlicher Lappen auch ohne Befestigung durch eingenähte  
Rutschbremsen, die unter dem Element eingearbeitet ist bleibt das Element in der  
Positionierung (**Scherkräfte werden dadurch nicht aktiviert**)  
kann auch am Bett, Sessel oder Liege- /Rollstuhl befestigt werden.  
unabhängig von Gewicht und Größe



▲ Atmung + Muskulatur werden  
unterstützt und beantwortet

▲ Rollhügel und Steiß werden entlastet

- Überstreckung des Kopfes
- Nackenfreilagerung (Reizaufhebung bei Überstreckung)
- Schultermuskulatur wird entlastet (der gesamte Bereich ist modellierbar)
- **Gasaustausch Lunge / Lungenvolumen wird unterstützt u.v.m. – siehe Indikationen**
- Dornfortsätze liegen druckfrei / ebenso der Steiß
- Rollhügel wird entlastet + aufgehoben
- Schultergelenk liegt druckentlastet + Auflagedruck verteilt
- Geborgenheit / Halt
- Kopf wird positioniert / Nacken liegt frei ohne Reizvermittlung
- Schmerztherapie
- **Beatmung**
  - o **Tracheostoma-Pflege**
  - o **Trachealkanülen samt Sprechkanülen**
  - o **Heimbeatmung**

- Siehe Indikations-Aufstellung Seite 57 + 58  
auch einsetzbar in Liegesitzstuhl oder Sessel.

# Rechts-/Links-Drall-Element Rollstuhl-Kissen - patentiert

## Material:

EPS-Schaumflocken

**MRSA**

in blauem Polyurethan + 2-farbigem Bezug

## Therapie-Einsatz

- Vorbeugende Sitzpositionierung gegen das Wegkippen- bzw. -rutschen im Sitzen (Rollstuhl, Sessel) nach rechts, links und vorne
- Vorbeugung (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)
- Verbesserung und Verhinderung von Deformationen des Knochengerstes und der Nacken-/Rückenmuskulatur
- gerades und bequemes Sitzen
- Unterstützung der betroffenen Seite in der Sitzposition z.B. bei Hirninfarkt (Wahrnehmungen)
- Gleichzeitig auch Lagerung für die Hände, Ellenbogen und Arme

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Kreislaufsituation  
Prophylaxen (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)

Unterstützt bei Hirninfarkt die betroffenen Seite in der Sitzposition.  
(Wahrnehmungen)

Sonderanfertigungen  
für Menschen mit Adipositas möglich

## Hinweis:

Bei Neklekt –Patienten bedarf es beim Einsatz  
des Rechts-/links Drall-Kissens therapeutischer Begleitung

**Gewicht: 1500 gr.**

**Größe: Länge: 2,30 m**



## Hinweis:

➔ Risiko nicht bekannt

ISO-Nr.: DIN-EN 14971  
Therapiekissen für Extremitäten  
(Rechts--Links-Drall)



**Art.-Nr.: R / L**

**Preis: 187,50 Euro netto**

# Therapeutisches Sitz-/Stützelement

Schwerpunkt: Mobilisation/Eigenwahrnehmung/Orientierung für Demenzbetroffene



- Körperwahrnehmung
- Druckreduzierung
- Schmerztherapie
- vermeidet Rötungen in der Analfalte

Im Sitzbereich und am Rücken individuell einstellbar  
(verstellbare Verbindungsschlaufen mit Klett für Breitereinstellung)

- Immer wiederkehrende Lufteinschüsse
- Druckentlastung – Positionierung
- Modellierbar
- Körperbegrenzung
- Seitenstabilität
- Korrektur der Beinstellung – Innen-/Außenrotation
- Orientierung durch Formung des Materials
- im Bett einsetzbar zu Sitzpositionsunterstützung
- Mobilisation im Rollstuhl / Sessel / Bett
- Einsatz auch im Snoezelraum (Nestwärme / Stimulation der Sinne)



Durch die Füllmaterialien (spezielle Fülltechnik) wird erreicht:

- intensive Druckverteilung
- Schmerztherapie
- Vermeidung von Kontrakturen durch Positionierung
- stimulierende Nestwärme
- Körperwahrnehmung/Orientierung
- optimal als Mikrostimulation einzusetzen



Durch Positionsänderungen (Aufschütteln) wird der Auflagedruck über Lufteinschüsse aufgehoben. (Mikrolagerung)

## 3-teilig

Bezug : PU blau – MRSA zertifiziert  
Bezug: PU-Ummantelung 0,5 kg  
Füllung: Gemisch PU-Kaltschaum + EPS 2,3 kg  
Länge 100 x 100 cm  
Breite 9 cm  
45 cm Rücken  
9 cm breit oben  
am Rollstuhl 20 cm breit

Dieses Produkt ist mit MRSA (Zertifiziert) ausgerüstet und nach MPG der Klasse 1 entwickelt.

- vieren- und keimresistenter Ummantelung (blau)
  - wischdesinfizierbar
  - atmungsaktiv (siehe techn. Daten MRSA)
- Alle Inhalte /Materialien sind zertifiziert.  
ISO-Nr. DIN-EN 14971



Art.-Nr. 2015

Preis: 169,00 Euro netto

## Jetzt passt jeder Rollstuhl - Sitzverkleinerung –

### Vielsitzer-Sitzkissen - mit Seitenerhöhung rechts / links

Antidekubitus-Therapie-Mehrschicht-Kissen mit Luftschneisen

Bewegungsabläufe und Wahrnehmung  
über Positionsänderungen im Sitzen



**Indikation:**

► orientierend - vermittelt Halt

**Einsatz:** in Rollstuhl, Sofa, Sessel

- z.B. bei kachektischen Patienten/Bewohnern
- Parkinson
- Desorientierung (z.B. Demenz)

**Technische Daten:**

**Breite : 46 cm, nach vorne 42 cm**

**Höhe gesamt: 14 cm, mittig: 8 cm**

**5 cm Visco-Thermo-Therapieschaum rohem**

**3 cm fester Kaltschaum**

**Bauchgürtel/Klett 95 cm mit PU blau Verarbeitung**

**Befestigung Klett hinten rechts/links 39 cm verstellbar**

Vielsitzer Sitzkissen  
mit Seitenerhöhung  
kompl. eingennäht in zertifiziertem  
Polyurethan



Visco-thermo Platte mit  
Polyurethanummantelung  
auch im Liegen einsetzbar

**rechts:** Armlehnenpolsterschutz

**Hinweis:** ISO-Nr.: DIN-EN 14971

➔ **Anwendungs-Risiko  
nicht bekannt**



◀ HR-Qualitätsschaum (= Rückkopplung)

**Schaumstoff komplett eingennäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug  
MRSA**

**blau (= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-**

(absolut flüssigkeitsundurchlässig, abwaschbar, wisch-  
desinfizierbar, hoch atmungsaktiv, robust,  
langlebig u.a.m.)

**Abmessung: 46 x 42 cm x 14 cm**

**Gewicht: 985 gr.**

**Auch in Sondergrößen lieferbar**

Chrispal-Ambiente haftet nicht, wenn durch Fremdeinwirkung Nähte  
platzen (z.B. Reinigung, Wäscherei, unsachgemäße Handhabung)  
Darum sollten vor jedem neuen Einsatz die Nähte kontrolliert werden!



**rechts:**  
Armlehnenpolsterschutz



Visco-thermo Platte mit  
Polyurethanummantelung  
auch im Liegen einsetzbar



Befestigung mit Klett hinten



Bauchgürtel / Klett mit  
PU blau verarbeitet

**Indikation:** Hüft OP / Fehlstellung des Beckens – gibt Orientierung und Halt

**Art.-Nr.: chris V (ohne Klett) + chris V1 (mit Klett)**

**Preis: 189,00 Euro netto ( ohne Klett )**

**198,00 Euro netto ( mit Klett )**

## Antidekubitus – Vielsitzer - Sitzkissen

zuordbare Hilfsmittel-Gruppe/Nr. = 11.39.01.1000

**Art.-Nr:**  
**Chris A**

**von Krankenkassen empfohlen**

- Lufteinschnitte über Gesamtlänge verteilt
- Rückkopplung von Eigenbewegungen durch **2-Schicht-System**
- verbessertes Sitzklima durch Luftzirkulation
- Druckentlastung. Durch Projektläufe wurde bewiesen, dass Rötungen und Dekubitalulcera 1. + 2. Grades innerhalb kurzer Zeit aufgehoben bzw. wesentlich verbessert wurden.
- Mikrobewegungen\* können sehr gut eingebunden werden

**115 € netto**



### Material:

- 5 cm = visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- 3 cm = HR-Schaum mit eingeschnittenen Luftrillen / -kanälen,
- kpl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan, wischdesinfizierbar, robust, absolut dicht
- (Datenblatt siehe Seite )
- auf Wunsch mit farbigem Baumwollbezug (Aufpreis)
- Bezug blau (PU zertifiziert)

**Maße:** 42 x 42 x 8 cm

**Gewicht:** 695 g

**Siehe Indikations-Aufstellung Seite 51**

\* Durch Einsatz von z.B. Tüchern wird der Sitzende in der Position „mikrobewegt“ (s. Fotos). So werden Körperwahrnehmung und Eigenbeweglichkeit gefördert, Versteifungen und Kontrakturen entgegengewirkt und durch immer andere Druckverteilungen Dekubitalulcera verhindert (Antidekubitus bei Vielsitzern).

**Das Vielsitzer Sitzkissen ist auch durch hinten angenähte Klettverschlüsse für Befestigung am Rollstuhl lieferbar.**

**Gibt Sicherheit bei Beinbewegungen und vermeidet herausrutschen.**

**Aufpreis**  
**15,- € netto**



## Steißentlastungskissen mit Antirutsch

**Schwerpunkt Mobilisation**

- auf das Gewicht des Sitzenden einstellbar durch 1 mitgelieferte Distanzplatte
- mit Rutschbremsmatte
- zusätzliche Druckreduzierung durch Lufteinschnitte prophylaktischer Einsatz bei Dekubitusgefahr oder schon vorhandenen Rötungen durch Positionierung des Ausschnitts im Steißbereich
- umgekehrte Ausschnittpositionierung auch für Erkrankungen der Prostata, der Hoden oder ähnliches im Genitalbereich

### Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- Inkontinenzbezug aus hochwertigem, atmungsaktiven Polyurethan (wischdesinfizierbar, dicht) (Datenblatt siehe Seite 37) und zusätzlichem Baumwollbezug für Distanzplatten

**Pflege:** Wischdesinfektion

**Maße:** 40 x 40 x 2 cm

**Gewicht:** 1000 g

**Art.-Nr:**  
**Chris 140**

**komplett**  
**225,00 € netto**

in blauem Polyurethan mit Klettverschluss – Rutschbremse und Distanzplatte mit Baumwoll-Polyester Steckbezug  
**40 x 40 x 2 cm**

Distanzplatten einzeln zum nachbestellen  
**27,50 € netto**

Auch einsetzbar bei adipösen Patienten / Bewohnern  
Druckverteilung durch Drehungen des Kissens mit Ausschnitt.

kann Bauchgurt ersetzen

**individuelle Befestigung seitlich und hinter oder vor dem Rollstuhl**

mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim Durchbewegen des Elementes  
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild – vermittelt Nestwärme / Korrekturen der  
Armlagerung (Embryonalhaltung) auch als Hemi – Armkissen einsetzbar.



Vermittelt Auflagehalt  
für Hände und Gelenke Druckaufhebung



rechts und links ▲  
Befestigungen am Stuhl per Klett möglich  
verhindert herausrutschen auf den Fußboden



Entlastung Rücken ▲  
(Bewegungsplan) Sitzposition  
Arm / Schultergelenk



Orientierung,  
angenehmes Bauchgefühl  
Entlastung für Ellenbogen, Unterarm  
(Positionsänderung)  
Dekubitusprophylaxe



▲ Zwischenarm Spreizung /Dehnung  
bei Embryonalhaltung  
passt sich der Handstellung an

**Maße:**

Länge: 60 cm x 40 cm breit – verstellbare  
Befestigung seitlich und im Rückenbereich  
(auch ohne Befestigung einsetzbar)

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen ( Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturreprophylaxen

**Art.-Nr.: 2011 e**

**Preis 149,50 Euro netto**

## Auflagekissen mit Zwischenteil für verschiedene Einsatzmöglichkeiten



**individuelle Befestigung  
seitlich und hinter  
oder vor dem Rollstuhl**  
(auch ohne Befestigung einsetzbar)  
mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim  
Durchbewegen des Elementes  
modellierbar / positionierbar  
je nach Krankheitsbild  
( z.B. Arme / Schultergelenk / Hände )



**Maße:** Länge 55 cm; Breite 38 cm;  
Beinzwischenteil 30 cm lang ; 15 cm breit ;  
mit 4 verstellbaren Befestigungsschlaufen  
– variable einsetzbar

**Das Auflagekissen ersetzt einen Therapietisch,  
ohne Dekubitusrisiko an den Ellenbogen.  
Die Abduktion kommt auch hier zum Tragen.**

Verhindert Fehlhaltung der Beine  
Druckaufhebung

**Dies ist keine „Freiheit einschränkende  
Maßnahme“.**



Anhebung der Arme und Schultern  
(Positionsänderung)  
Kissen wird angehoben

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen ( Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturenprophylaxen

**Art.-Nr.: 2011 d**

**Preis 159,50 Euro netto**

# Rekli-Kissenset

entwickelt gemeinsam mit Prof. Dr. Freitag aus der Ruhrlandklinik Essen

## Speziell hergestellt für die Lagerung des Kopfes in der Reklination:



zur:

- Intubation
- starren Bronchoskopie
- Laryngoskopie
- Trachealkanülenpflege, -wechsel

bei einem chirurgischen Eingriff, z.B.:

- Tracheotomie, Laryngotomie, Tonsillektomie (HNO)
- Strumektomie (Allgemeinchirurgie)
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Während der Vorbereitungsphase unterstützt der Keil den Kopf und lässt somit eine für den Patienten komfortable Lagerung zu.

Die beiden Seitenteile ermöglichen eine Freilagerung des Kreuzbeins und der Wirbelsäule intraoperativ/während der Untersuchung. Durch die bewährte Füllung lässt sich unser Rekli-Kissen individuell formen und passt sich somit den Körpergegebenheiten an.

Die Klettverschlüsse verhindern ein Verrutschen.

**Die sachgerechte Positionierung verhindert Lagerungsschäden während des Eingriffs.**

## Technische Daten:

### Maße:

ca. 1,25 lang und ca. 90 breit

### Ummantelung aus Polyurethan:

einsetzbar bei Bakterien (MRSA) und Viren, da bakterien dicht

komplett eingenäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug (BiStretch blau=Inkontinenzbezug) mit Zertifikat.

- angenehmer Liegekomfort (atmungsaktiv-kein Schwitzen)
- Reduktion der Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- elastisch und keine Faltenbildung
- Urin, Blut und Sekret undurchlässig
- abwaschbar und wischdesinfizierbar
- für Allergiker geeignet
- PVC-frei
- schwer entflammbar nach Crib 5 (zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall)



### Füllung:

- Flocken aus visco-thermo-elastischem Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen

### Pflegehinweise:

- kochfest
- tumblerbeständig
- chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig, sterilisierbar
- Chlorbleiche nicht möglich
- nicht heiß bügeln

**Art.-Nr.:**

**Preis: 521,00 Euro netto komplett**

## Neu: *Positionierungs-Kissen für den Unterarm*



Kissen Länge: 45 cm gesamte Auflagefläche  
Kissen Innenmaß: 12 cm breit - durch Klett verstellbar  
Kissen Höhe außen 12 cm

Mittig zwischen den beiden Klettverschlüssen  
7 cm Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum Sekundenreaktion eingearbeitet  
Höhe der Keilform inliegend 5 cm



### INDIKATION:

- ▶ Apoplex, betroffene Seite ( **Schlaganfall** )
- ▶ Vermeidung von Kontrakturen, Fehlstellung des Armes
- ▶ Schmerztherapie, Schonhaltung,
- ▶ vielseitig einsetzbar und durch Klettsysteme verstellbar.



- ▶ komplett eingenäht in Polyurethan dunkelblau mit MRSA-Zertifikat (abwasch- /abwischbar, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, viren- / bakteriendicht u.a.m.)
- ▶ Siehe beigefügtes Zertifikat
- ▶ Ellenbogen wird druckentlastet
- ▶ Vermeidung von Rötungen/Druckstellen (Dekubituspräphylaxe)



- ▶ **Handauflagekeil:** Visco-Thermo-Reaktivschaum innenliegend eingearbeitet
- ▶ Physiologische Unterstützung des Handgelenks / Handauflage
- ▶ Korrektur und Vermeidung von Fehlstellung / Kontraktionen



### **Unterseite**

- ▶ aufgebrachte Rutschbremse
- ▶ 2-fach Klettsystem zum befestigen an einer Lehne ( Stuhl, Rollstuhl, Sessel)
- ▶ Positionierungssicherung der Extremitäten

Entwicklung mit Ergotherapeuten, PDL und dem Chefarzt der Markus Klinik (Rehabilitation)

**Art.-Nr.: Chris U001**

**Preis 148,00 € netto**

# Mit Wenig viel erreichen

## Druckentlastungselement/Keilform

Aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum ( Sekunden Reaktion)



### Keil

Maße ca. L 25cm, B 12cm, H 4 cm  
in zertifizierte PU -"light"  
Ummantelung, weiß  
wischdesinfizierbar  
autoklavierbar / atmungsaktiv  
Sekundenreaktion in der Rückstellung



### Indikationen:

< Gelenkunterstützung  
< vorbeugende Maßnahmen  
von Kontrakturen

Individuelle Einstellungen  
durch Klettverschluss



<Handauflage und Unterstützung bei  
Hemiplegie  
<Versteifte Handhaltung im  
Streckbereich



Druckaufhebungen in  
Sitzpositionen



<Druckverteilung unterm  
Rollhügel  
<Aufhebung vom Aufliegedruck



Schulter Spitzen Einsatz  
Punktdruckverteilung

<Spitzfußprohylaxe  
<Fersendruckaufhebung  
<Entlastung für  
Knochenvorsprünge  
(Knöchel/Dornfortsätze)



Embryonalhaltungen

Art.-Nr.: Keil

Preis: 49,80 Euro netto

Produkte für Beschäftigung, Anregung der Sinne, Menschen mit Demenz

Bei Interesse an unseren Ergotherapie- und Snoezelen-Produkten fordern Sie gerne den entsprechenden Sonderkatalog an.

## Risiko: Bitte beachten!

*Vor oder nach jedem Wasch- oder Reinigungsvorgang bitte Nähte nachsehen.*

*Bei geplatzten Nähten besteht bei größerer Entnahme von EPS-Perlen und Verschlucken derselben, Erstickungsgefahr.*

*Für geplatzte Nähte übernimmt der Hersteller keine Garantie bzw. Gewährleistung – keine Entschädigung!*



### Spiel- und Beschäftigungs-Puppe

**Art.-Nr.: WP**

- Wahrnehmungsförderung,
- Hand- und Fingertraining,
- zur Beschäftigung, Anregung, auch für Menschen mit Demenz

**29,90 € netto**

**Aufpreis für  
Tuch 1,20 € netto**

**Material:** hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

**Farben:** je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

**Pflege:** bei 40° waschbar

**Maße:** ca. 35 – 38 cm

**Gewicht:** 150 g



### Spiel- und Therapiebälle

**Art.-Nr.: TB**

für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

**7,80€ netto / Stück**

- Wahrnehmungsförderung
- Hand- und Fingertraining
- zur Beschäftigung, Anregung,
- auch für Menschen mit Demenz



**Material und Pflege:**

siehe unter „Wohlfühl-Kissen“



## Wohlfühl- /Therapiekissen

- Beschäftigungstherapie,
- Wahrnehmungsförderung,
- Bewegungsanregung durch weiche fließende Bewegungen,
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

**Material:** hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung  
**Farben:** je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe  
**Pflege:** bei 40° waschbar  
**Maße:** Quadrat ca. 38 x 38 cm  
**Gewicht:** Quadrat 178 g

**Sonderpreis**

**Art.-Nr. Wohlfühl-K.**

**quadratisch**  
**28,95 € netto**

## TherapieKissen - Herz

- wird eingesetzt bei Überstreckung des Kopfes
- Halswirbel liegt frei um Reizungen zu vermeiden
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

**Material:** hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung  
**Farben:** je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe  
**Pflege:** bei 40° waschbar  
**Maße:** Herzform ca. 38 cm  
**Gewicht:** ca.180g

**Art.-Nr.: Wohlfühl-K.H.**

**29,50 € netto**



## Wellness- /TherapieKissen

**Bauchkissen/ Wahrnehmungs- und Stimulationskissen, groß**

- verhindert Überbeugung/ Wegfallen nach vorn
- fördert die Wahrnehmung (z. B. Körperhaltung)
- fördert Finger- und Armbewegungen.
- Positionierung im Sitzen
- Fördert die Entspannung

**Material:** hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung  
**Farben:** je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe  
**Pflege:** bei 40° waschbar  
**Maße:** ca. 60 x 40 cm

**Art.-Nr.: EPS**

**Sonderpreis**

**71,50 € netto**



► für spastische Haltung  
 – Wahrnehmung-Fehlstellung

## Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen

**Therapeutischer Einsatz**

**1-seitig verstärkt mit Seitenstabilisierung**  
**ingenäht in Polyurethan Bezug wischdesinfizierbar**

**mit Seitenverstärkung zur Vermeidung**  
**von Fehlstellungen des Kopfes.**

**Maße ca. 25 x 60 cm**

**Kopflagerungskissen für rechts oder links,**  
**zum positionieren der Kopfhaltung um**  
**z.B. Sehnenversteifungen/Überstreckungen zu vermeiden**


**Fehlhaltung ist über Wahrnehmung korrigierbar.**

**Auch dieses TherapieKissen ist auf Wunsch mit**  
**Befestigungen lieferbar.**

**z.B. Fehlstellung des Kopfes**  
**Therapie**

**Art.-Nr. Chris 5001**

**88,00€ netto**



## Nackenhörnchen

Marmorierter oder einfarbiger Baumwollbezug  
in verschiedenen, schönen Farben.

Füllung: „Chrispal-Ambiente“

- Polyurethan-Flocken / EPS Kugelmix

Auf Wunsch auch mit Polyurethan-Inlett

Besonders für Allergiker geeignet.

Art.-Nr.:  
NH

bei Einzelabnahme

Baumwollbezug  
12,50 / Stück netto

Polyurethan Inlett  
20,95 / Stück netto

## Halbrolle (für Mikrolagerungen + Pflege)

Art.-Nr.:  
HR

### Medical-Schaum zertifiziert

- ▶ auch einsetzbar für Armkontrakturen
- ▶ rückfedernde Wirkung in seitlicher Sitzposition
- ▶ Entlastungen für Nacken, Knie, Fersen, Rücken

22,95 € netto/Stück

Material:

hochatmungsaktiver Qualitätsschaum 8000  
mit höchster Pflege-Zertifikatsstufe, sehr weich  
komplett eingenäht in hochwertigem Baumwollbezug  
mit angenähten Bändern für Einstellung und Optik

Farben: grün, braun, terracotta, creme

Pflege:

komplett waschbar bis 60°!  
Trocknergeeignet



Maße: 7,5 x 45 cm



Armlagerung



für den Rücken



Knie-, Bein-



und Fersenlagerung



## «Chrispal» Pflege-Nackenkissen

**Art.-Nr.**  
**Chris 12a**

- Optimale Druckentlastung (Nackengebiet, Ohren usw.)
- höchster Schlafkomfort durch Sofortreaktionen
- mit 2 Distanzplatten für die individuelle Einstellung der Höhe

**Material:** visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich mit eingeschnittenen Kanälen/ Rillen zur Luftzirkulation, kpl. eingenäht in zertifiziertem POLYURETHAN hochatmungsaktiv für 100%-Schutz

**Gewicht:** 650 g

kpl. eingenäht in zertifiziertem PU hochatmungsaktiv für 100%-

Schutz

Zusatzbezug aus Frottee-Stretch beige

73,50 € netto

16,95 € netto



mit Inkontinenzauflage

## Gleit-Transfer-Matte

Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung März 2008

**Art.-Nr.:**

**Gleitmatte 1**

- Transfers in jede Richtung des Bettes (Kopfende, Fußende, beiden Bettseiten und Diagonale) ohne Seitenwechsel der Gleitmatte
- Positionswechsel in Seiten-, Rücken- und 135°-Lage
- Transfers auf die Bettkante
- Ermöglicht Einbeziehung von Bewegungsressourcen und physiologischen Bewegungsmustern
- Rückenschonende Arbeitsweise durch hohe Gleitfähigkeit
- keine Reibungs- und Scherkräfte
- 1 sichere Eingriffsschlaufen auf jeder Seite
- Variante für Menschen mit Adipositas
- Leichte Anwendung und Einsatzerweiterung nach Grundeinführung

69,00 € netto

ab 5 Stück  
65,00 € netto/Stück

**Material:** hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)

**Maße:** 125 x 88 cm (Standard)  
20 x 5 cm Schlaufengröße

**Pflege:** wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung

Gewicht: 50 g

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.



## Gleitschlauch

**Art.-Nr.:**

**Gleitschlauch 1**

Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung 2016

58,90 €

netto/Stück

**Beschreibung**

siehe

**Gleit-Transfer-Matte oben**

**Gleitschlauch 2**

**Maße:**

**Gleitschlauch 1** = 100 cm x 75 cm

**Gleitschlauch 2** = 150 cm x 75 cm

75,60 €

netto/Stück

**Material:** hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)

**Pflege:** wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.


## Matratze 8000

Eigenentwicklung von Chrispal-Ambiente  
 Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/EWG  
**Weichlagerungs-Mehrschichtsystem**



Verschreibungsfähige Matratze **Hilfsmittelgruppe zuordbar: alt 11.11.03.5000**

Stand 18.01.2013

<p><b>1. Schicht</b>                  8000er HR-Kaltschaum                  (offenporiger zertifizierter                  Medicalschaum/                  Kaltschaum)                  Auch für Säuglingshaut                  im Medicalbereich                  zugelassen</p>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sofortige Reaktion ohne Wärmeeinwirkung</li> <li>• erhöhte Reaktion und Anpassung an die Körperform (Sekundenreaktion) mit schmerztherapeutischer Wirkung</li> <li>• erhöhte Luftzirkulation - optimale Belüftung</li> <li>• hochatmungsaktiv</li> <li>• optimale Gewebeversorgung durch erhöhten Kapillarblutfluss</li> <li>• schlaffördernd</li> <li>• Einschnitte zur Entnahme der Oberflächenspannung</li> <li>• Einschnittfläche = Auflagefläche</li> </ul>
<p><b>2. Schicht</b>                  Kaltschaum offenporig                  atmungsaktiv                    Höhe: 7 cm</p>	<p>Polyurethan Hülle „Ultra“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene,</li> <li>• atmungsaktiv,</li> <li>• desinfizierbar</li> </ul> <p>(siehe Zertifikat)                  Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückkopplung von Eigenbewegungen</li> <li>• Wahrnehmungs- und Orientierungsförderung</li> <li>• Dekubitus Stadium I und II +</li> </ul>

Dieser neuartige, hochatmungsaktive Reaktivschaum ist ein High-Tech-Produkt aus dem Bereich der Spezialschäume (HR-Kaltschaum). Qualitätsanalyse auch auf Babyhaut zugelassen / Zertifikat kann angefordert werden.

**Einsatz in Hospitzen, Palliative Stationen, Intensivpflege und in stationären Einrichtungen.**

**Seit 2005 durch Projektläufe Bundesweit in Kliniken und in stationären Einrichtungen belegt. Studien und Dokumentationen können zur Verfügung gestellt werden Projektläufe der Matratzen sind bundesweit mit sehr gut und gut bewertet worden.**

**Größe (B/ L/ H):** 90cm x 200cm x 14cm (14 cm bis 190 kg Körpergewicht; oder 12 cm bis 10 kg Körpergewicht)  
**Matratzen-Gewicht 9 kg**

**Maße der Einschnitte:** 5cm im Quadrat, 4cm in der Tiefe, 5mm Luftabstand zum Quadrat

### Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig.
- garantieren eine lange Lebensdauer.
- sind toxikologisch unbedenklich.
- sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet.

### Zertifizierte Polyurethan-Hülle „Ultra“ mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss(siehe Datenblatt)

- ist dicht gegen Bakterien, Viren und Allergene.
- ist absolut flüssigkeitsabweisend.
- ist hochatmungsaktiv.
- wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Anleitung Datenblatt)
- hoher DIN-Wert.
- 2-seitiger verdeckter Reißverschluß

Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf. Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.

Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

Unsere produktgerechten (bezahlbaren) Preise resultieren aus der Tatsache, dass wir selbst den Spezialschaumstoff aus einem EU-Nachbarstaat importieren. Durch Großmengen/ Großhandel-Abnahmen entfällt der Groß und Zwischenhandel.



**Achtung !** Beim Preisvergleich unbedingt auf das Raumgewicht achten! Die Qualität des Kaltschaumes lässt sich am Raumgewicht ablesen. Eine Matratze mit hohem Raumgewicht ist in der Regel elastischer, haltbarer und tragfähiger als eine mit kleinem Gewicht. Je geringer das Raumgewicht, desto geringer ist das Wiederaufrichtvermögen, was die Kuhlenbildung fördert.  
 Eine hochwertige Matratze wiegt mindestens 40-50 kg/m<sup>3</sup>, eine mittlere Qualität 30 bis 35 kg/m<sup>3</sup>.  
 Das Raumgewicht einer Matratze hat nichts mit dem Härtegrad zu tun. So kann eine harte Unterlage ein niedriges Raumgewicht aufweisen und umgekehrt. An der scheinbaren Härte lässt sich die Matratzenqualität also nicht erkennen!

**Wartungskosten und zusätzliche Dokumentationen werden seitens der Einrichtung eingespart.**

Vorteile auf einen Blick	Indikationen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• anpassungsfähig/ rückfedernd</li> <li>• hohe Atmungsaktivität durch offenporige Struktur = angenehmes Schlafklima</li> <li>• formstabil, extrem lange haltbar</li> <li>• geruchlos</li> <li>• gewichtsoptimiert</li> <li>• offenporig</li> <li>• punktelastisch</li> <li>• sterilisierbar</li> <li>• thermoelastisch</li> <li>• FCKW- und formaldehydfrei</li> <li>• Ohne Latex</li> <li>• Brandklasse NF EN ISO 12952-1/2 (gut)</li> <li>• Ökotex Standard 100 Produktklasse I</li> <li>• Stauchhärte unabhängig vom Raumgewicht</li> <li>• <b>Garantie auf die physikalischen Eigenschaften bei gewerblichem Einsatz bis zu 5 Jahren</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kachexie ( Abzehrung, Kräfteverfall)</li> <li>• Apoplexie (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)</li> <li>• SHT (Schädel-Hirn-Trauma)</li> <li>• Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)</li> <li>• Schulter – Syndrom</li> <li>• Deformitäten / Kontrakturen</li> <li>• Spastischen Zuständen</li> <li>• Psychiatrischen Erkrankungen</li> <li>• Atemwegserkrankungen</li> <li>• Chronische Schmerzen</li> <li>• Dekubitus-Prophylaxe und –therapie</li> <li>• Stadium II und II + Grades</li> <li>• u.v.m.</li> </ul>


Schaumstoffmatratzen gelten als besonders hygienisch und atmungsaktiv.

**Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling ( verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen.**

**Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.**

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Druckunterschiede zwischen einer herkömmlichen Matratze (1.) und der **Matratze 8000** (2.):

1. Die Pfeile markieren den hohen Aufliegedruck der Körperpartien bei z.B. Federkernmatratzen – und Billigmatratzen
2. Minimaler Aufliegedruck – durch Entnahme der Oberflächenspannung - Durch das Entstehen der Luftwellen über die Einschnitte wird der Aufliegedruck aufgehoben.



**Bei Verordnung über ein Sanitätshaus sollte beachtet werden:**

Wenn nicht alle Kosten dieses Antidekubitus-Systems von der Krankenkasse übernommen werden, müssen die Einrichtung, die Angehörigen oder der Patient/Bewohner selbst die Differenz tragen.

**Hinweis:** ISO-Nr.: DIN-EN 14971 ➔ Risiko nicht bekannt DIN 13014 Norm 1977-12

- Nähere Materialbeschaffenheiten wie z.B. Raumgewicht und Stauchhärte werden auf Anfrage mitgeteilt.

**Art.-Nr.: Matratze 8000**

**Einzelmatratze incl. Polyurethan Hülle**

**415,00 € netto**

**NEU**

## Kausal-Mehrschicht-Auflage-System

### Wahrnehmungsaktivierende Kausal-Mehrschicht-Therapie-Matratze



Zertifiziert nach Medizinproduktklasse I der Richtlinie 93/42/EWG

Mehrschicht mit Luftschneisen (Wahrnehmungsförderung)

Hilfsmittelgruppe zuordbar: 11.29.05.0000



<p><b>1. Schicht</b> visco-thermo-elastischer Reaktivschaum weiß, weich, offenporig Höhe: 3 cm</p> <p>Unterteilt in 3 Aufageschichten</p> <p>Mittlere Aufageschicht greift schmerztherapeutisch im l Lenden und Hüftbereich</p>	<p>3-Schicht-System Gesamthöhe: 12 cm Mehrschicht Auflage 150 kg</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reaktion ohne Wärmeeinwirkung</li> <li>• sofortige Reaktion und Anpassung an die Körperform (Sekundenreaktion) mit schmerztherapeutischer Wirkung</li> <li>• optimale Druckentlastung</li> <li>• (Dekubitusprophylaxe und –therapie Stadium I - III</li> <li>• luftzirkulierend</li> <li>• schlaffördernd / Bettklima</li> <li>• über Einschnitte und Luftröhrensystem hervorragend gewährleistet</li> </ul>
<p><b>2. Schicht</b> visco-thermo-elastischer Reaktiv-Schaum gelb, fest, feinporig Höhe : 3 cm + Schaum 8000 offenporiger Kaltschaum</p>	<p>Polyurethan Hülle „Ultra“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicht gegen Viren, Bakterien, Allergene,</li> <li>• atmungsaktiv,</li> <li>• desinfizierbar (siehe Zertifikat)</li> </ul> <p>Über die Spezialhülle mit hohem DIN Wert wird ebenfalls die Oberflächenspannung aufgehoben!</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wärmereagierend</li> <li>• Rückbeantwortung von (Mikro-) Bewegungen (MiS Micro-Stimulation)</li> <li>• unterstützt Lendenwirbel</li> <li>• Rollhügel</li> <li>• Fehlstellung der Hüftgelenke</li> <li>• Positive Wahrnehmungsreize/Eigenbewegung</li> </ul>
<p><b>3. Schicht</b> Visco-HR – Kaltschaum Höhe: 6 cm</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückkopplung von Eigenbewegungen durch Luftschneisen zur Verhinderung von Mobilitätsverlust</li> <li>• Wahrnehmungs- und Orientierungsförderung, zusätzliche Luftzirkulation und Belüftung /Bettklima</li> </ul>

**Höhe:** Variationen zur Anpassung an das jeweilige Krankheitsbild:

a) Gesamthöhe: 12,0 cm = 3,0 cm + 3,0 cm + 6,0 cm

b) Gesamthöhe: 14,0 cm = 3,5 cm + 3,5 cm + 7,0 cm (z.B. bei Adipositas) ab 160 kg

**Matratzen-Gewicht: 10 kg**

#### Die Werkstoffe

- sind innovativ und qualitativ hochwertig
- garantieren eine lange Lebensdauer
- sind toxikologisch unbedenklich
- sind hervorragend für den Wiedereinsatz geeignet

**Zertifizierte Polyurethan-Hülle „Ultra“ (siehe Anleitung Datenblatt) mit 2-seitigem, verdecktem Reißverschluss:**

- ist dicht gegen Bakterien, Viren und Allergene.
- ist absolut flüssigkeitsabweisend.
- ist hochatmungsaktiv.
- wischdesinfizierbar, Rohschaum Dampfsterilisation durch Autoklaven (siehe Anleitung Datenblatt)
- hoher DIN-Wert.
- 2-seitiger verdeckter Reißverschluss

**Einsatz in Hospitern, Palliative Stationen, Intensivpflege und in stationären Einrichtungen.**

**Seit 2005 durch Projektläufe Bundesweit in Kliniken und in stationären Einrichtungen belegt. Studien und Dokumentationen können zur Verfügung gestellt werden. Projektläufe der Matratzen sind bundesweit mit sehr gut und gut bewertet worden.**

**Hinweis:**

**ISO-Nr.: DIN-EN 14971 → Risiko nicht bekannt DIN 13014 Norm 1977-12 (Matratzen aus Polyurethan Schaum)**

- Nähere Materialbeschaffenheiten wie z.B. Raumgewicht und Stauchhärte werden auf Anfrage mitgeteilt.

- **Bewertung / Indikationen** Siehe Indikations-Aufstellung Seite 50

**Die Antidekubituss-Matratze wird seit Jahren im Pflegebereich eingesetzt und positiv bewertet. Uns liegen bis heute keine negativen Ergebnisse vor. Sie ist erfolgreich in der Dekubitusprophylaxe und in der Dekubitustherapie Stadium II bis III. Positive Auswirkungen auf Kontrakturen für Wahrnehmung über Mehrschichtsystem = Wahrnehmung / Sinnesreize Schmerztherapeutisch greifend bis 150 kg lt. Dokumentation Rehaklinik.**

Antidekubitussysteme heben nicht die Lagerung eines Patienten/Bewohners auf.


Eine Lagerung des Patienten/Bewohners ist unumgänglich.

Anhand dieser Ausführungen wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubituss-Systems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

**Art.-Nr.: Matratze KM**

**Einzelmatratze 545,00 € Stück netto**

# Angefertigt nach den Richtlinien der Krankenkassen z.B. AOKs Bayern, Thüringen, Niedersachsen



Als Standardpflegebett-Matratze geeignet  
Einsatz im Bereich der Dekubitusprophylaxe


Standardmaß: 90x200x12cm  
Auch Sondermaße erhältlich

- 7 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung**
- offenporiger Kaltschaum RG 40  
nach DIN ISO 84548**
- schwer entflammbar  
nach DIN ISO 597 Teil 1 und 2**
- inklusive Trikot Unterbezug aus Trevira  
schwer entflammbar nach DIN EN 4102**

## Technische Daten

Patientengewicht: 40 - 135 kg  
Raumgewicht (DIN EN ISO 845): 40 kg/m<sup>2</sup>

Stauchhärte 3,0kPa  
Zugfestigkeit: 120 kPa  
Bruchdehnung: 160%  
Druckverformungsrest: 4%  
Gewicht: ca. 8 kg




**Art.-Nr.: Matratze AOK**

**Preis:** 125,00 Euro netto  
**Aufpreis** 39,50 Euro netto mit PU-Hülle blau

# Matratzenhüllen

- Hochatmungsaktiv
- pflegeleicht

**Art.-Nr:**  
**Matratzenhülle**



**Material:** POLYURETHAN-„Ultra“  
Matratzenhülle mit 2-seitigem, verdeckten Reißverschluss (siehe Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen – Vita Trend Ultra)

**Pflege:** Wischdesinfektion

**Maße:** 90 x 200 x 12 cm / 16 cm

**51,95 € netto**

**ab 10 Stück**  
**47,65/Stück**  
**Sondergrößen**  
**auf Anfrage**

## Bettwäsche Schutz- Bezüge aus Polyurethan (PU) „light“ weiß

**... wirksamer Schutz vor Hausstaubmilben!**

**Zwischenbezüge für Bettdecken, Matratzen und Kopfkissen.**



- Atmungsaktiv,
- Feuchtigkeit und Wasserdampf abweisend
- Allergiker geeignet
  - Schutz vor Hausstaubmilben
- für dementiell erkrankte Menschen
- ideal bei starker Inkontinenz
- leichtes Handling
- gute Hautverträglichkeit

**Art.-Nr.:**

**Preis auf Anfrage**

- Die Bezüge werden direkt auf die Kissen und Bettdecken gezogen.
- darüber wird die herkömmliche Bettwäsche benutzt.

**Material:** Polyurethan light – siehe technische Informationen Seite 38

Kissenüberzüge	Bettdeckenüberzüge
60 x 40 cm	200 x 135 cm
80 x 40 cm	200 x 155 cm
80 x 80 cm	220 x 155 cm
Auch Sondergrößen lieferbar!	

Bezüge + Ummantelungen aus Polyurethan blau ( MRSA ) siehe Zertifikat Seite \_\_\_\_\_

### Pflegehilfsmittel und sonstige Gegenstände:

**Pflegehilfsmittel müssen bei MRSA-Besiedelten streng Bewohner bezogen verwendet werden.**

**Die Lagerung der Hilfsmittel muß im Zimmer erfolgen.**

**Ist eine Nutzung bei anderen Bewohnern unumgänglich, müssen die Materialien zuvor wischdesinfiziert werden, z.B. Blutdruckgeräte.**



Die 5 cm starke Matratzen-Auflage wird auf die vorhandene Matratze aufgelegt.



## Antidekubitus –Therapie-Lagerungsauflage - Weichlagerungsauflage

**(Sekundenreaktion - modulierbar)**  
**Schmerztherapie**  
**auch ein ideales Lagerungsprodukt**  
**für die Palliativpflege und in der Finalphase**

für Hospize, Reha-Kliniken und Palliativ Stationen oder Bewohnersich schwer lagern lassen

Hilfsmittelgruppe zuordbar: 11.29.01.1000  
auch in Sondergrößen lieferbar 11.29.01.5000

**Art.-Nr.: Chris 99**

- für vorhandene Matratzen
- leichte und flexible Handhabung
- einfach auf die vorhandene Matratze auflegen
- verbessert das Liegen von schmerzempfindlichen Menschen.  
(Rheuma- Osteoporose)
- auch als therapeutisches Lagerungselement einsetzbar
- vielseitig modulierbar z.B. schiefe Ebene, Fersenfreilagerung
- hochvariabel für Mikrobewegung/ Mikrolagerung
- Sekundenreaktion
- auch minimale Eigenbewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- schonende Druckwechsel bei Menschen mit Schmerzen und bei Sterbenden
- Schmerzreduktion
- positive Beeinflussung von Medikamentenwirkungen

**265,-- € netto /  
Stück**

### Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich, offenporig (Sofortreaktion),
- komplett mit hochatmungsaktiver, Polyurethan – Matratzenhülle mit 2-seitig verdecktem Reißverschluss (siehe „Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen “ )
- auch in anderen Schäumen lieferbar  
.....▶▶▶
- **Pflege:** Wischdesinfektion – Rohschaum  
Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Datenblatt)

**Maße:** 90 x 200 x 5 cm  
auch andere Maße lieferbar

**Gewicht:** 5 kg

auch in anderen Schäumen lieferbar  
z.B. Schaum 8000 – zertifizierter Kaltschaum  
Produktklasse I  
Öko-Tex-Standard 100 - für Babyartikel  
Die zertifizierten Artikel erfüllen die Anforderungen der existierenden europäischen Gesetzgebung bezüglich dem Gebrauch von Azofarbstoffen

**Hinweis:**  
ISO-Nr.: DIN-EN 14971  
➔ Risiko nicht bekannt

**Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling ( verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen. Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.**



# Technische Informationen


## Wischdesinfektion

### Matratzen-Schutzhüllen „Ultra light“ ( 2009 )

Gewirke: 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung

Warengewicht: ca. 120 g/m<sup>2</sup>

Pflegehinweise:



**Kochfest**

tumblerbeständig  
nicht heiß bügeln  
Chemische  
Reinigung möglich  
sterilisierbar  
Chlorbleiche nicht  
möglich

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENSKS-Standard SS 876 00 19

### Eigenschaften:

- atmungsaktiv
- flammhemmend Crib 5
- Ökotex 100 II zertifiziert
- viren- und bakteriendicht
- PVC- frei
- blut-, sekret- und urinundurchlässig
- wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- angenehmer Griff

### Nutzen:

- angenehmer Liegekomfort
- kein Schwitzen
- reduzierte Dekubitusgefahr
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall
- für Allergiker geeignet
- kein möglicher Pilzbefall
- ökologisch unbedenklich
- keine Sonderentsorgung
- vielfältig einsetzbar
- kostengünstiges Handling
- Krankenseinsatz
- einfache Handhabung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- keine Geräuschentwicklung



**Atmungsaktiv**



**Schwer entflammbar nach Crib 5**




**Ökotex 100 / II**



**Bakteriendicht**




**PVC frei**



**Blut und Urin undurchlässig**



**Desinfektionsbeständig**



**Flüssigkeitsbarriere**

## Individuelles nach Krankheitsbild



Abpolsterung um Schlag/Druck-Hämatome (Verletzungen) zu vermeiden  
verhindert Verletzungen an Armen und Beinen bei Unruhezuständen vom Bewohner / Patienten



fürs Bett

Auch in individuellen Maßen für andere Bettensysteme

und für den Rollstuhl lieferbar

### Seitengitterschutz mit gleichzeitiger Zusatzpolsterung + Erhöhung

einsetzbar für Pflegebetten verschiedener Hersteller und Modelle Seitengittererhöhung bis max. 10 cm -

- **keine Verletzungsgefahr durch Abpolsterung**

### Chrispal-Aufsetzsystem ohne Griffschlitze

- einsetzbar für Pflegebetten verschiedener Hersteller und Modelle – **Einfaches Aufstecksystem**
- für viele Betttypen/ Fabrikate einsetzbar, auch ältere (keine Herstellerabhängigkeit)
- Polsterung/ Schutz erfolgt je nach Betttyp bis neben/ unter die Matratze
- Verhinderung von Stürzen bzw. Verlassen des Bettes durch **Einhaltung der Mindesthöhe von 22 cm lt. MPG** (Matratze – Oberkante Seitengitterschutz)
- auch als Stuhl/ Rollstuhlpolsterung lieferbar

### Montage/ Anbringung

- schnelle Montage/ Demontage durch Aufsetzen bzw. Abnehmen ohne Werkzeug einfach per Hand
- problemlose, unkomplizierte Versorgung des Bewohners durch einfaches Abnehmen des Elementes
- bei Bedarf auch am Kopf- und Fußteil des Pflegebettes einsetzbar
- Seitenschutz in der Breite verschiebbar (größeres Sichtfeld)

**Material:** hochwertiger Spezial-Schaum (harte Ausführung) mit Zertifikat

komplett eingenäht in hochatmungsaktives Polyurethan „Ultra“ mit Zertifikat (abwaschbar, wischdesinfizierbar, absolut flüssigkeitsundurchlässig, viren-/ bakterien-/ milbendicht, robust, langlebig u.v.a.m.)

**Farben:** weiß und neu: **Polyurethanfarben dunkelblau(MRSA)**,

**Maße:** 90 cm breit, 40 cm hoch, ca. 8 cm Oberkantenpolsterung = ½ **Seitengitterschutz**



**Art.-Nr.: SGE**

eingenäht in Polyurethan weiss

€ 82,50 Stck.netto

(Aufpreis farbiges PU = € 7,45 € netto)

Aufpreis 12,50 € bei Sondermaß

Für feste Positionierungen mit 4 angenähten Haltebändern am PU-Bezug lieferbar.

**Aufpreis = € 15,- netto**

# Bett- / Stuhl – Stecksysteme

in 2 Steckinnengrößen  
lieferbar.



Armaabstützung und Erhöhung für Apoplex / Hemi Betroffene / Bewohner / Patienten

Punktuelleinsatz – Pflegebetten  
Seitengitter um Verletzungen zu vermeiden

- ▶ Fehlhaltung in Sitzposition ( Rechts- oder Links Drall )
- ▶ ebenso als Stecksystem verwendbar im Rückenbereich.
- ▶ Rückenstabilisierung Stuhl / Rollstuhl
- ▶ an der Rollstuhllehne vermittelt Halt und Orientierung

**Artikel-Nr.: SGE 1**

**53,90 € netto**



Maße: 30 x 40 x 8 cm PU- blau ( MRSA)

auch mit Bändern zum fixieren am Bett lieferbar.

auf Wunsch mit  
Befestigungsband  
PU blau lieferbar =

**Aufpreis**

**10,95 € netto**

Weitere Beschreibung siehe Seite 42



## Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element



**Maße:** ca. 80 x 31 cm  
auch in anderen Größen/Stärken lieferbar

- Allround – Ganzkörper – Lagerungselement (universell, schnell und überall einsetzbar)
- individuelle Positionierung nach vorgegebenem Krankheitsbild
- schmerzlindernd und bewegungsfördernd bei z.B. Arthrosen, Schulter-, Gelenk- und Armoperationen
- Rückbeantwortung kleinster Bewegungen durch Reaktion des visco-thermo-elastischen-Schaums (Sekundenreaktion)
- Kontrakturrenprophylaxe
- Förderung der Blutzirkulation
- Förderung der Wahrnehmung
- Förderung der Eigenbewegung
- Thromboseprophylaxe durch Unterstützung des Venenrückflusses
- Vermeidung von Scherkräften
- auch im Stuhl oder Sessel als Antidekubitus-Sitzkissen einsetzbar zur Aktivierung / Mobilisierung

**Art.-Nr.:**

**Chris 157**

**157,-- € netto**

**in blauer Ummantelung  
( MRSA )**

**Aufpreis**

**7,00 € netto**

### Material:

- visco-thermo-elastischer Reaktivschaum
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“
- **oder**
- \* kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan ( blau )

spezielle Herstellung siehe S 37 Zertifikat MRSA

### Anwendungsbeispiele für das multifunktionale Innen-Außen-Rotationselement:

**Spitzfuß – Prophylaxe**



**Innen-Rotation**



**Außen-Rotation**



**Blutflussunterstützung**



**Schulter – Arm – Handmodulation** möglich durch Einarbeitung des Schaumes:



\* kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan  
- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...

## Funktions-Rückstellungs-Element Hemi – Armkissen



▲ 10 cm      ▲ 6,5cm      ▲ 8 cm



### Therapie Lagerungskissen

- schon minimale Bewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- Hohe Rückstellungseffekte durch den Schaum bei Spasmen und Kontrakturen
- Spastische Haltungen in den Armen
  - Fehlhaltungen
  - Kontrakturen
  - nach operativen Eingriffen Arm-/ Schulterbereich oder Brust OP
  - Onko-Ambulanz
  - Arm- / Fersen- und Fußlagerungen

### Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, mittelhart
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“ zertifiziert

➤ auf Wunsch: kompl. eingenäht in zertifizierten Polyurethan (blau);

- spezielle Herstellung und nur in größeren Mengen

- Biberbezug (mit Aufpreis)

➤

➤ **Neu**

- (für MRSA) in blauer POLYURETHAN-Hülle
- zertifiziert

### Maße:

b) 47 x 30 cm für Klinik  
Höhen siehe Abb. links oben

### Gewicht:

a) 495 g

**Art.-Nr:**  
**Chris 157b**

**b) 71,99 € netto**

## Fingerseparator – Visco Rolle mit Klett



### Material + Maße :

siehe bei Handrolle Visco Thermo

Seite 27

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug
- 40 – 60° waschbar
- Trockner niedrigste Stufe

**Chris 136B**

**46,95 € netto**



## Kegel- und Fingerseparator

- feste, kegelförmige Anti-Kontrakturvorrichtung
- passt sich optimal der natürlichen Form der Hand an und separiert gleichzeitig die Finger
- Schweiß/ Feuchtigkeit wird aufgenommen, die Hand bleibt trocken.
- Für alle Handgrößen passend
- Mikrobewegungen

### Material:

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug, auch mit angenähtem Band für einen sicheren Halt mit Aufpreis lieferbar,

**Pflege:** in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

**Gewicht:** 46 g



**Art.-Nr: Chris H**

**30,65 € netto**

mit Band

**31,65 € netto**

**neu:** mit Daumenverlängerung

**36,95 € netto**



## Fuß- / Zehenseparator aus Schaumstoff

- separiert die Zehen, trennt verlagerte bzw. eng anliegende Zehen
- schützt vor Wundreiben
- saugt Schweiß/ Feuchtigkeit auf, hält die Fuß- und Zehenzwischenräume trocken.

### Material:

- aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Biberbezug

**Pflege:** in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

**Gewicht:** 50 g

**Art.-Nr: Chris Z**

**21,65 € netto/Stück**

## Mit Wenig viel erreichen

### Druckentlastungselement „Molle“

Aus Visco-Thermo Reaktiv Schaum (Sekunden Reaktion)



Molle Maße ca. L30cm , Höhe Mittig 11cm  
Ausschnitt 27cm längst  
Ausschnitte 8-9 cm in der Breite  
jede minimierte Eigenbewegung wird rückbeantwortet



<Fußlagerung mit Seitenbegrenzung  
<Vorbeugende Maßnahmen von Gelenkfehlstellungen  
<Fersendruckaufhebung



<Druckentlastung im Kniebereich  
(Kachektisches Krankheitsbild)  
<leichte Anmodellierung durch Molleform



<Schmerztherapie im  
Kniegelenk/-bereich, Schulter  
<Vermeidung von Hohlagerung  
<Unterstützt Streckstellung



Seitenunterstützende Unterarmlagerung



<Ummantelt mit PU blau, zertifiziert  
<MRSA resistent  
<wischdesinfizierbar  
<autoklavierbar

Art.-Nr.: Molle

68,50 € netto



## Pflege-Fersenschuh

Therapeutischer Einsatz nach Expertenstandard chronischer Wunden 2009

**Art.-Nr:**  
**Chris FS**

### mit mehreren Funktionen

- prophylaktischer und therapeutischer Einsatz bei Wunden (Dekubitus, Ulcus cruris,...)
- Korrektur der Fußhaltung (auch Spitzfußprophylaxe)
- flexible Größeneinstellung durch einstellbare und austauschbare Klettverschlüsse
- volle Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen
- Luftzufuhr

**81,50 €**  
**netto/Stück**

### Material:

- ummanteltes Fußteil aus HR-Schaum eingenäht in PU blau = wischdesinfizierbar
- (Datenblatt siehe Seite 46)
- 2 halbe 8000er- Platten mit **Öko-Zertifikat I**
- 1 Keil zur Fersenabstandserhöhung (visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum mit PU ummantelt und Rutschbremse) zur Weichauflage der Wade und korrigieren der Fußhaltung
- Keil aus Visco-Schaum als Rutschbremse

**Pflege:** waschbar von 40-70°(nur die 8000er Platten)

**Gewicht:** 220 g

**PU blau** (PU zertifiziert)



## Technische Informationen für blauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m<sup>2</sup>

Pflegehinweise:



**Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)**

**Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19**

### Eigenschaften

angenehmer Liegekomfort  
kein Schwitzen  
Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig

zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher  
Sicherheit im Brandfall

für Allergiker geeignet  
kein möglicher Pilzbefall  
Viren - u. Bakteriendicht  
wischdesinfizierbar

elastisch und keine Faltenbildung  
keine Dekubitusgefahr, da  
optimale Anpassung

### Keine Sonderentsorgung

### Einsatzgebiete

Bettbezüge  
Matratzenbezüge  
Kissenbezüge  
Bettlaken

Krankenhäuser /Psychiatrie  
Alten- u. Pflegeheime  
häusliche Pflege

Hotels  
Herbergen etc.



### Funktions-Overall

- verhindert das Selbstentkleiden
- alle Reißverschlüsse sind durch Klappen + Lochgummis gesichert
- Reißverschlussystem im Schritt-Beinbereich
- Reißverschlüsse im vorderen Bereich zur Versorgung des ganzen Oberkörpers (z.B. Waschen u.a.)
- ideal für die Pflege zu Hause sowie in Einrichtungen

**79,90 € netto**

**Material:** atmungsaktive, robuste Baumwolle

**Farben:** jeans, schilfgrünlich, bleu



### Pflegeoveralls

- der durchgehende Reißverschluss im Schritt ermöglicht die einfache Intimpflege und Intimversorgung

**Preis nach  
Anfrage**

**Farben:** Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen



### Sommeroverall

- angenehm auf der Haut zu tragen durch Baumwollqualität
- wadenlang mit Bündchen an den Beinen
- durchgehender Reißverschluss im Schritt, der die Pflege entscheidend vereinfacht

**Preis nach  
Anfrage**

**Material:** Baumwolle

**Maße:**

**Farben:** Lieferbar in verschiedenen Farben und Größen

**Sonderkatalog anfragen**



## Medizinische Trinkhilfe

- skaliert
- hitze- und kältebeständig
- spülmaschinenfest
- sterilisierbar
- Wölbung für Nasen
- langes Trinkröhrchen

**Material:** Polypropylen (PP)  
**Volumen:** 0,2 l

**Art.-Nr:**  
**Chris 2020**

**7,50 € netto**



## Haltehilfe mit 2 Griffen

passend zu unseren „Gläsern“ (siehe unten)



**Art.-Nr: Haltegriff**

**9,80 € netto**



## „Glas – unkaputtbar“

- transparent zum Einschätzen des Füllmenge beim Trinken und Anreichen

**Material:**  
➤ Behälter: Polycarbonat (PC)  
➤ Schnabelaufsatz: Polypropylen (PP)  
**Volumen:** 0,25 l

**Art.-Nr:**  
**Chris AT 01426**

**Glas**  
**2,95 € netto**

**Aufsatz**  
**1,95 € netto**



## NASALTO Trinkbecher

Nasenbecher mit 2 Henkeln aus unzerbrechlichem Polycarbonat.

Der Nasenbecher ist ein geeignetes Hilfsmittel für Menschen mit verschiedensten körperlichen Beeinträchtigungen: Versteifung des Nackens, Dysphagien, Spastiken, Parkinson, Hemiplegie.

- extrem leicht
- spülmaschinenfest
- mikrowellengeeignet bis + 110° C
- unzerbrechlich
- einfaches anheben durch 2 Henkel
- platzsparend stapelbar

**Preis nach  
Anfrage**

( aufgrund der  
Stückzahlen)

**Material:** Polycarbonat  
**Füllmenge:** 200ml  
**Maße:** Höhe ca. 11 cm,  
Durchmesser oben ca. 8 cm

**Temperaturbelastung:**  
- 100°C bis + 130° C

Bei Dysphagien darf der Kopf nicht überstreckt werden, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Der praktische, breite Ausschnitt bietet die Möglichkeit **problemlos Getränke aufzunehmen**. Die 2 Henkel und das extrem leichte Gewicht erleichtern das **selbständige Trinken** und erhöhen somit die Trinkbereitschaft.

## Therapie-Puppen

## Rubens Baby

**NEU**



Fantasie, Eingebung, Gefühl, Inspiration, Geborgenheit, Nähe.....

mit den unvergleichlichen Rubens Barn Puppen lässt sich all dies erleben und erfahren.

Alle Puppen reflektieren das besondere, innovative Design-Konzept: fein modellierte, sanfte Gesichter und sorgfältig ausgearbeitete Augen begründen den liebevollen, lebensechten und realistischen Ausdruck. Jeder Puppencharakter hat einen besonderen, eigenen „Look“ und eine eigene Persönlichkeit, die sofort jeden für sich einnimmt. Trotz dieser charismatischen Ausstrahlung lässt jede Rubens Barn Puppe Ihrem Besitzer einen großen Freiraum, der individuell mit den jeweiligen spezifischen Gefühlen, Inhalten, Anforderungen und Situationen ausgefüllt werden kann.

**1010420**  
**Rubens Baby,**  
**light boy - Erik |**



Die hübschen Rubens Babys passen perfekt in das Konzept der Rubens Barn Puppen.

Die Körper sind so realistisch wie möglich ausgeformt mit runden Babypopos und niedlichen Babygesichtern.

Natürlich können alle Babys am Daumen lutschen!

Die Babys tragen Baumwollwindeln und Lätzchen mit hübschen Mustern, die zu den flauschigen Fleece-Oberteilen passen.

**Größe 45 cm, Gewicht 700 g.**

ohne Altersbeschränkung.

**Material: Polyester Fleece gefüllt mit Polyester Fibre.**

Alle Puppen sind bei 30° in der Waschmaschine waschbar, für die Kleidung wird Handwäsche empfohlen.

**Art.-Nr. TP**

**zum Preis von**

**58,90 € Stück**  
*netto*

**1010421**  
**Rubens Baby,**  
**light girl - Emma**



## Einsatzbereiche

### Therapie- Überstreckungselement mit Kammersystemen



### Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Hemiparese rechts  
 links

Tetraparese

Paraparese Beine

Arme

Neglect

Pusher- Syndrom

Spastische Lähmungen

OP-Nachsorge

SHT

Chorea Huntington

Epilepsie

Multiple Sklerose

Appalisches Syndrom

COPD

Amyotrophe Lateralsklerose

Bronchial CA

Pneumonie

ARDS

Beatmung

(Perfusions/Ventilationsverhältnis)

### Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Kontraktur / -prophylaxe

Pneumonie / -prophylaxe

Thrombose / -prophylaxe

Kachexie

Adipositas

Langzeit Bettlägrigkeit

Wahrnehmungsförderung

Unterstützung der Orientierung

Tracheostomapflege

Trachealkanülenwechsel

Lagerungsdrainage

(Beatmungspflege)

„Rutschbremse“ des Materials

Oberkörperhochlagerung

## Technische Informationen für blauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m<sup>2</sup>

Pflegehinweise:



**Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)**

**Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19**

### Eigenschaften

angenehmer Liegekomfort  
kein Schwitzen  
Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig

zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher  
Sicherheit im Brandfall

für Allergiker geeignet  
kein möglicher Pilzbefall  
Viren - u. Bakteriendicht  
wischdesinfizierbar

elastisch und keine Faltenbildung  
keine Dekubitusgefahr, da  
optimale Anpassung

### Keine Sonderentsorgung

### Einsatzgebiete


Bettbezüge  
Matratzenbezüge  
Kissenbezüge  
Bettlaken

Krankenhäuser /Psychiatrie  
Alten- u. Pflegeheime  
häusliche Pflege

Hotels  
Herbergen etc.

## Einsatzbereiche

### Kausal-Mehrschicht-Matratze



### Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Hemiparese rechts  
links

Tetraparese

Paraparese Beine

Arme

Neglect

Spastische Lähmungen

Querschnittslähmung

Morbus Alzheimer

Pusher- Syndrom

Morbus Parkinson

Epilepsie

Multiple Sklerose

Chorea Huntington

Amyotrophe Lateralsklerose

Hypoxischer Hirnschaden

Appallisches Syndrom

Beatmungspflichtigkeit

### Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Kontraktur / -prophylaxe

Langzeitbetlägrigkeit

Multimorbidität

Wahrnehmungsförderung

Unterstützung der Orientierung

Kachexie

Adipositas

## Einsatzbereiche

### Antidekubitus Vielsitzerkissen



### Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Morbus Parkinson

Hemiparese rechts  
links

Morbus Alzheimer

Tetraparese

Multiple Sklerose

Paraparese Beine

Epilepsie

Arme

Neglect

Amyotrophe Lateralsklerose

Spastische Lähmungen

Hypoxischer Hirnschaden

Querschnittslähmung

Appalisches Syndrom

Amputation untere Extremität

Beatmungspflichtigkeit

Pusher- Syndrom

### Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Unterstützung der Orientierung

Kontraktur / -prophylaxe

Rollstuhlspflichtigkeit

Pneumonie / -prophylaxe

Multimorbidität

Thrombose / -prophylaxe

Kachexie

Wahrnehmungsförderung

Adipositas

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für jeden Verkauf und jede Lieferung der *Chrispal-Ambiente*

Jegliche Ausnahme hiervon bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen der *Chrispal-Ambiente* und dem Käufer.

**Angebot und Abschluß**

Zwischen dem Kunden und dem Unternehmen *Chrispal-Ambiente* gilt ausschließlich das, was schriftlich vereinbart wurde. Fernmündliche oder durch Email erteilte Auskünfte und Absprachen sind für *Chrispal-Ambiente* nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Angebote der *Chrispal-Ambiente* sind stets freibleibend.

**Preise**

Die Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.

Verpackung, Porto und Versicherung bzw. Versandkosten trägt der Auftraggeber.

**Der Kaufpreis ist fällig mit Rechnungsstellung 14 Tage netto.**

**Unter einem netto Auftragswert von 50,00 € netto berechnen wir einen Bearbeitungszuschlag von 8,00 € netto.**

Die Rechnung wird am Tage der Bereitstellung der Ware zur Auslieferung erstellt.

Bezahlt der Käufer/Wiederverkäufer nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, ist er verpflichtet der *Chrispal-Ambiente* (unabhängig vom Eintreten des Zahlungsverzuges) auf die gesamte offenstehende Forderung Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 31. Tag nach Rechnungsstellung zu erstatten.

Außendienstmitarbeiter der Verkäuferin haben keine Geldempfangsvollmacht.

**Lieferung**

Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese von der *Chrispal-Ambiente* als verbindlich schriftlich bestätigt sind.

Das Verstreichen verbindlicher Lieferfristen oder Lieferterminen befreit den Käufer nicht davon, eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen, sofern er aus der Nichteinhaltung der Lieferfristen Rechte herleiten möchte.

Die Nachfrist muss zumindest zehn Kalendertage betragen.

Die *Chrispal-Ambiente* ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Käufer nicht unzumutbar ist (bedarf vorheriger Absprache)

**Versand**

Versandweg und Versandart sind, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, der Wahl der *Chrispal-Ambiente* überlassen.

Die Ware ist über den jeweilig beauftragten Kurierdienst / Spediteur versichert, so dass der Versandweg und die Anlieferung über den Kurierdienst / Spediteur nachzuweisen ist = Nachforschungsauftrag.

**Eigentumsvorbehalt**

Die *Chrispal-Ambiente* behält sich das Eigentum der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit erworben hat, behält sich die *Chrispal-Ambiente* das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Käufer ausgeglichen sind.

Verletzt der Käufer wichtige Vertragspflichten, ist die *Chrispal-Ambiente* nach Mahnung zur Rücknahme der Ware berechtigt. Als wichtige Vertragspflicht gilt insbesondere die Pflicht zur rechtzeitigen Zahlung.

Der Käufer hat die Ware unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und innerhalb von 14 Tagen bestehende offensichtliche Mängel schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

**Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die**

**Ausdrücklicher Hinweis**

**Alle Zusagen und Zusicherungen, welche Zertifikate, Öko-TEX Standard 100, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Pflegehinweise betreffen, beziehen sich auf die Aussagen unserer Hersteller/Lieferanten, die dieses für die verwendeten Materialien nachgewiesen haben. Dieses kann nach Bedarf von Chrispal-Ambiente zur Verfügung gestellt werden.**

**Erfüllungsort/Gerichtsstand**

Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Gerichtsstand **Lemgo**.

Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien richtet sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

**rechtzeitige Absendung.**

**Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.**

**Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen!**

**Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen! (Frei nur bei vorheriger Absprache)**

**Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.**

Dem Käufer steht nur bei rechtzeitiger Rüge oder bei nicht offensichtlichen Mängeln ein Recht auf Nacherfüllung zu. Im Rahmen der Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* das Recht zu, dies nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder Neulieferung durchzuführen. Zur Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen zur Verfügung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Herabsetzung des Kaufpreises

( Minderung ) verlangen. Die handelsüblichen Abweichungen der Ware in Menge und Qualität stellen keinen Mangel dar und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus (z.B. Farbe, Gewicht, Ausrüstung, Design), sofern nicht besondere Vereinbarungen bestehen.

**Die Garantie erlischt bei Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung z.B. Reinigungs-/Waschvorgängen verursacht werden.**

**Haftung**

Soweit die Haftung der *Chrispal-Ambiente* (Inh. Chr. Hördemann) in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gelten diese Ausschlüsse oder Beschränkungen auch für die persönliche Haftung aller Arbeitnehmer der *Chrispal-Ambiente*.

**Bei Produkten, die nicht von der Chrispal-Ambiente produziert werden wird keine Haftung seitens der Chrispal-Ambiente übernommen. Die Haftung geht voll zu Lasten des Herstellers. Dieser ist bei der Reklamation von dem Unternehmen Chrispal-Ambiente dem Kunden bekannt zu machen.**

**Datenschutz**

Die *Chrispal-Ambiente* verarbeitet personenbezogene Daten, die Sie zur Abwicklung von Bestellungen und zur Pflege der Kundenbeziehungen benötigt. Diese Daten werden von der *Chrispal-Ambiente* nicht an Dritte weitergegeben.

