

2022
Produktübersicht "Pflegehilfsmittel"
für stationäre Pflege und Reha Kliniken



Liefer- und Zahlungskonditionen:

Lieferzeit: kurzfristig nach Vereinbarung
Lieferung: „ab Werk“ / Transport- / Verpackungskosten pro Paket/Großkarton = pauschal 8,00
Preise : zzgl. 19 % MWSt.
Zahlung: innerhalb 14 Tagen ohne Abzüge
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir bei Kleinaufträgen in Rechnung stellen müssen:
 bei Netto-Auftragswerten unter € netto 50,- + € netto 10,- Mindermengen- bzw.
 Bearbeitungszuschlag
 dto. bis € netto 100,- + € netto 5,- dto.

HINWEIS:

Liebe Anwender im Pflegebereich,

diesen Hinweis bitte einlesen und beim Einsatz von Lagerungs-/Hilfsmitteln berücksichtigen.

Es gibt leider kein universell einsetzbares System, das allen Patienten/Betroffenen/Bewohnern gleichermaßen hilft. Insofern müssen die Bedürfnisse des zu versorgenden sehr genau abgewogen werden.

In der täglichen Praxis fällt es oft schwer, das geeignete Antidekubitus-System für den Patienten/Betroffenen/Bewohner zu finden, das genau seinen Bedürfnissen entspricht.

Denn:

Es gibt kein Wirkprinzip, das bei jedem zum bestmöglichen Therapieerfolg führt. Anhand dieser Ausführung wird sehr deutlich, dass die Auswahl des geeigneten Antidekubitus-Systems sorgfältig und auf der Grundlage der individuellen Bedürfnisse des Patienten/Betroffenen/Bewohners von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen werden muss.

Angeregt durch den Prozess der Professionierung in der deutschen Pflege, entwickelten sich pflegerische Konzepte, wie z.B. Kinästhetik oder bereits bestehende und wissenschaftlich belegte Konzepte, die für die Pflege modifiziert wurden, wie beispielsweise die Basale Stimulation. Die daraus resultierende gesteigerte Pflegefachkompetenz ermöglicht es, den Betroffenen ganzheitlich zu betrachten und zu pflegen.

Nach dem heutigen Wissensstand ist das Hinzuziehen der Grunderkrankung ein entscheidendes Kriterium zur Auswahl des geeigneten Lagerungssystems.

Alle dargestellten Lagerungsarten werden im Verlauf eines Tages mehr oder weniger intensiv und häufig eingesetzt. Sie werden individuell auf den Betroffenen und dessen Belastbarkeit und Toleranz hin ausgewählt.

Bei Patienten mit Mehrfacherkrankungen kann es notwendig sein, von den beschriebenen Methoden abzuweichen. Die notwendigen Kompromisse sollten jedoch nicht leichtfertig, sondern unter Berücksichtigung aller Aspekte getroffen werden.

Ein Auszug aus unserer vielseitigen Produktpalette mit zahlreichen Eigen- und Weiterentwicklungen speziell für den Pflegebereich

Chrispal-Ambiente steht für: **organisierte Arbeitsabläufe – Zeitersparnis – Qualität**

Chrispal-Ambiente ist ein Unternehmen, das sich auf Pflegeprodukte spezialisiert hat.

Wir haben für Sie ein variables/ ausgewogenes Programm entwickelt, um folgende Ziele zu erreichen:

1. Wirtschaftlichkeit für den Betreiber (alles muss sich rechnen und abwägen lassen)
2. Erleichterung und Lebensqualität für den Bewohner im Alltagsleben = Lebensabend
3. Entlastung und Zeiteinsparung für das Personal in den jeweiligen Aufgabenbereichen
4. Schönheit durch Farben + Design (für Bewohner, Besucher, Mitarbeiter)
5. Zukunftsorientierende Arbeit, Entwicklung durch Erfahrungsaustausch
6. Qualitätssicherung
7. Seminare mit Einsatz unserer innovativen Lagerungsprodukte in Praxis und Theorie
8. Seminare – Weiterbildung
9. **Flexibilität, Entwicklung seit 15 Jahren und Service ist unsere Stärke**
10. **Bundesweit entwickelt mit stationären Einrichtungen nach Expertenstandards.**

Aus eigener Fertigung möchten wir Ihnen vorstellen:

- **Antidekubitus-Therapie-Matratzen, Therapie-Sitzkissen,**
- **Antidekubitus-Matratzen-Weichlagerungsaufgabe – Sekundenreaktion –**
- **Extremitätenelemente, Spitzfußprophylaxen, usw.**
- **Weichlagerungssysteme mit Rückkopplung** (Erhalt der Wahrnehmung)
- spezielle Entwicklungen für **Kontrakturen, Spasmen und Gelenkfehlstellungen**
- Druckverteilungs-Systeme
- **Produkte aus thermoelastischen Visco-Spezialschaum** (Eigenentwicklungen)
 - 1 Element für mehrere Pflegevorgaben, den Prüfungskriterien entsprechend
 - **unser Motto: mit wenig mehrere Krankheitsverläufe bedienen!**
- Lagerungshilfen (z.B. Lagerungs-Bananen, -Schlangen, -Universalkissen, (mit neu entwickelten, praxisbewährten Füllungen für viele Anwendungen und Gegebenheiten) **NEU mit Lufteinschlüssen**
- Lagerungsplatten Max und Mäxchen
- Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte
- Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Kissen – auch Ganzkörperlagerungselement - nach orthopädischer Chirurgie entwickelt
- Seitenschutz für Pflegebetten; Seitengitter mit gleichzeitigem -schutz = variabel einstellbar
- Therapiewürfel, Handsäckchen, Handlagerungs-Kissen, Snoozelen-Produkte, Wahrnehmungssysteme
- Essschürzen (Molton + Frottee/PU) in diversen Längen und Dekoren
- Anlegetücher, Kissen-Nässeschutz, Universaltücher
- Gleit-Transfer-Matte - Gleithilfe
- Matratzenhüllen (Reißverschluss) – Neuentwicklung „light“ hoher DIN-Wert bzgl. Verdunstung
- Hüftprotektoren – Slips; Anti-Hüft-Fraktur-Hosen – (Eigenentwicklung)
- Schutz-Decke für desorientierte und unruhige Menschen = Care Schlafdecke
- Verschiedene Overalls
- Geschirr- und Trinkgefäße (aus „unkaputtbarem“ Polycarbonat glasklar) für Hauswirtschaft und Pflege
- Geschirr /Küchenausstattung aus Arcoroc / Porzellan; unzerbrechliche Materialien (wie z.B. Polycarbonat, Melamin) u.s.w. besonders für den Demenzbereich empfehlenswert.
- Tischdekor – wie z.B. Tischdecken und Tisch-Set's
- Geruchsvernichter /Neutralisierer
-
- Pflegehilfsmittel oder Sonderanfertigungen, die Sie seither von Sanitätshäusern beziehen, können Sie auch bei **Chrispal-Ambiente** anfragen. **Ein Preisvergleich lohnt sich.**

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitte eine kurze Mail an uns – wir antworten sofort.

Mit freundlichem Gruß

Ihr **Chrispal-Ambiente** Team

Inhaltsverzeichnis

1. Positionierungselemente und -hilfen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Schlange..... | 6 |
| Lagerungs- und Sitz-Banane..... | 6 |
| Neu – Schlange 2010 (MRSA)..... | 7 |
| Universal -Kissen...(Lagerung)..... | 7 |

2. Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

| | |
|---|----|
| Platte „Max“..... | 9 |
| Platte „Mäxchen“..... | 10 |
| Universal-Lagerungsplatte...90 x 80 x 5 cm..... | 10 |
| Bewegungs-Therapie Lagerungselement..... | 11 |
| Modellierbares Therapie Element 200 cm | 12 |
| Auflage (3-geteilt)..... | 13 |
| Liegestuhl-Therapie-Auflagen | 14 |
| Multifunktionale –Lagerungs- Therapieplatte..... | 15 |
| Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen..... | 16 |
| Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystem..... | 17 |
| Rechts-/Links Drall-Element (Rollstuhlkissen)..... | 18 |
| Therapeutisches Sitz-/Stützelement für den Rollstuhl..... | 19 |
| Vielsitzer-Sitzkissen mit Seitenerhöhung..... | 20 |
| Antidekubitus Vielsitzer Sitzkissen + Steißentlastungskissen | 21 |
| Sitzbanane/Bauchbanane / Positions-Banane..... | 22 |
| Auflagekissen mit Zwischenteil für versch. Einsatzmöglichkeiten | 23 |
| Rekli-Kissen-Set | 24 |
| Positionierungs-Kissen für den Unterarm | 25 |
| Druckentlastungselement / Keilform | 26 |

3. Ergotherapie – Produkte und Snoezelen

| | |
|-------------------------------|----|
| Spiel- und Therapiebälle..... | 27 |
|-------------------------------|----|

4. Wohlfühl- und Therapie-Kissen

| | |
|---|----|
| Wohlfühl- / Therapiekissen..... | 27 |
| Therapiekissen „Herz“..... | 27 |
| Wellness-Therapie-Kissen Bauchkissen/Wahrnehmungskissen Stimulierend..... | 28 |
| Nackenrollen / Knierolle..... | 29 |
| Halbrolle | 29 |
| „Chrispal“-Pflege-Nackenkissen..... | 30 |
| Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen..... | 28 |
| Gleit-Transfer-Matte | 28 |
| Gleitschlauch..... | 30 |
| | 30 |

5. Spezialmatratzen für Schmerztherapie und Prophylaxen

| | |
|---|----|
| Standardpflegebett-Matratze (Richtlinien AOK) | 31 |
| Matratzenhüllen..... | 32 |
| Antidekubitus-Matratzen-Auflage..... | 33 |
| Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen „Ultra“light..... | 34 |

6. Individuelles nach Krankheitsbild

| | |
|--|-----------|
| Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element..... | 35 |
| Funktions-Rückstellungs-Element..... | 36 |
| Fingerseparator Viscorolle mit Klett..... | 37 |
| Kegel- und Fingerseparator..... | 37 |
| Fuß- und Zehenseparator..... | 37 |
| Druckentlastungselement „ Molle „ | 38 |
| Pflege-Fersenschuh..... | 39 |
| Technisches Infoblatt für BiStretch (Buntres Polyurethan)..... | 40 |
| Medizinische Trinkhilfe..... | 41 |
| Haltehilfe mit 2 Griffen..... | 41 |
| „Glas“ unkaputtbar | 41 |

7. Accessoires

| | |
|--------------------------------------|----|
| Therapie Puppen „ Rubens Baby“ | 42 |
|--------------------------------------|----|

Dokumentation Einsatzbereiche Therapie-Überstreckungs-Element mit Kammersystem

43/44

| | |
|---|-----------|
| Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen..... | 45 |
| Kundenbestellschein | 46 |

Positionierungselemente und - Hilfen

Hinweis:

alle Artikel sind autoklavierbar, wischdesinfizierbar und waschbar (siehe Hygieneanleitung bei Lieferung)



Schlange mit wiederkehrenden Lufteinschüssen

Patent: Chrispal Ambiente

- Hochgradig variabel für viele Makro- und Mikropositionswechsel
- nur ein Element von Kopf bis Fuß
- hervorragend geeignet für die Dekubitusprophylaxe und -therapie
- ermöglicht eine hohe Positionsvielfalt
- bietet Halt, Geborgenheit (Nestwärme) und Schutz
- passt sich vollkommen den Körpergegebenheiten an.
- gibt durch Luftpolster (atmungsaktives POLYURETHAN-Inlett) zusätzlich nochmals verbesserte Druckentlastung
- kein Hitzestau
- individuell formbar und flexibel einsetzbar, auch bei Körperdeformationen
- für stabile (adipöse) Bewohner einstellbar durch „Stopfen“
- wischdesinfizierbar (kein Waschen erforderlich)
- variabel in der Länge

Material:

- Flocken aus visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen (erleichtern das Aufschütteln und neue Lufteinschlüsse für Druckentlastung und gutes Bettklima)
- Polyurethan-Hülle - **atmungsaktiv**
- inkl. Baumwollbezug

Pflege: Wischdesinfektion, ganze Schlange waschbar bis 60° C

Maße: Ø: ca. 25 x 280 cm lang

Gewicht: 1900 g

Art.-Nr.
LS 8

178,00 €
Netto/Stück



Lagerungs- und Sitz-Banane = Stillkissen

- bequeme Sitz- bzw. Positionierungsstütze für den Rücken beim Einsatz im Rollstuhl/ Sessel, aber auch für die Rückenlage
- unterstützt die Atmung (Lungenbelüftung) durch Rückenfreilagerung
- ermöglicht Mikrolagerungen und -bewegungen
- gibt Geborgenheitsgefühl

Material + Materialeigenschaften: siehe unter „Schlange“

Pflege: siehe unter „Schlange“

Maße: Ø: ca. 25-30 cm x 190/ 200 cm

Gewicht: 1800 g

Art.-Nr.
LB 07

168,00 €
netto/Stück

Auf Anfrage Ersatzbezüge lieferbar



▲ Schiefe Ebene

▼ Kopfpositionierung

Entlastung bei Fehlstellung ▲
modulierbar im Gelenkbereich
–Muskeltonus wird entspannt▲ Modulierbar im Fußbereich
(Gelenkfehlstellungen)
komplette Entlastung durch
Kuhlenlagerung im Fersenbereich und
der hohen Modulierfähigkeit
Positionen werden vom Produkt
gehalten**NEU**

Ummantelung aus Polyurethan

einsetzbar bei MRSA/Viren Bakterien - da resistent:
komplett eingnäht in zertifiziertem **Polyurethan-Bezug**
BiStretch blau
(= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-

Lieferbar in 180 cm + 280 cm Länge
(auf Wunsch auch in anderen Größen)

- angenehmer Liegecomfort -atmungsaktiv - kein Schwitzen
- urin-,blut- u. sekretundurchlässig
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall (schwer entflammbar nach Crib 5)
- für Allergiker geeignet - kein möglicher Pilzbefall
- Viren - u. Bakteriendicht (MRSA)
- abwaschbar - wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- PVC-frei

Techn. Infoblatt Bi-Stretch

Pflegehinweise:

- kochfest
- tumblerbeständig
- nicht heiß bügeln
- Chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig
- Chlorbleiche nicht möglich
- sterilisierbar

Maße/Pflege: siehe Schlange oben

Art.-Nr. LS 8a

179,00 € netto/Stück

= Länge 280 cm

Art.-Nr. LS 8b

161,00 € netto/Stück

= Länge 180 cm

Art.-Nr. LS 8c

198,00 € netto/ Stück

= Länge 220 cm

**Zusätzlicher
Baumwollbezug**

**Farbe: je nach
Lagerbestand**

**Aufpreis
29,50 € netto/Stück**



Universal-Kissen

- Besonders form- und modulierbar
- hält die Einsatzposition
- Positionierungen nach Bobath für die Wahrnehmungsförderung

Material + Materialeigenschaften: siehe unter „Schlange“

Maße ca. 60 cm x 40 cm ;

Gewicht: 535 g

auch in 80x40 cm;
110x40 cm

Lagerungskissen auch in anderen Größen lieferbar.

z.B.: Bobath - Lagerungselemente

**Art.-Nr.
ULK**

60x40cm

68,50 € netto/Stück

80x40cm

98,50 € netto/Stück

110x40 cm

135,00 €
netto/Stück

Schwerpunkt Mobilisation / Intensivpflege

Seit September 2011 in Reha-Kliniken, Hospitzen, **Intensivstationen** und stationären Einrichtungen im Einsatz

Indikationen / Einsatz der Materialien

Grundsätzlich sind die Materialien für alle erkrankten Menschen mit eingeschränkter oder aufgehobener Beweglichkeit geeignet. Dazu zählen:

- Betagte mit eingeschränkter Beweglichkeit, bedingt durch z.B. Altersdepressionen, körperliche Behinderung / Desorientierung
- Sturzrisiko Patienten/Bewohner, da individuell fixierbar über Klettverschlüsse + Rutschbremsen
- langzeitbettlägerige Patienten/Bewohner
- Patienten/Bewohner, die Chemotherapien oder andere Infusionen erhalten
- Bewohner/Patienten mit Lähmungen/Hemiplegie
 - mit Sensibilitätsstörungen
 - mit Kachexie (Untergewicht)
 - mit Adipositas (Übergewicht)
 - mit Fieber
 - mit Multiple Sklerose / ALS
 - mit Verbrennungen oder Verletzungen in Gelenknähe
 - mit unkontrollierten Bewegungen (z.B. Epilepsie, Chorea Huntington, Spastik oder anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems)
 - mit Schonhaltungen (z.B. nach OP / Unfall Behandlungen)
 - Wachkomapatienten
 - Herzinsuffizient

- Dekubitus (Druckgeschwür)
- Kontraktur (Gelenkversteifung) / Überstreckung / Embrionalhaltung
- Thrombose (Gefäßverschluss durch Blutgerinnsel)
- Pneumonie (Lungenentzündung) Bronchial-Lungenkarzinom
- Erkrankungen der Mundschleimhaut und der Ohrspeicheldrüse / Kopf-OP
- Frakturen (Knochenbrüche) der Arme und Beine (frisch operiert, bzw. in Rehabilitation)
- Bandscheiben-OP
- Nachsorge von Operationen

Alle Produkte sind mit **MRSA** = Viren, keimresistenter Ummantelung / wischdesinfizierbar ausgerüstet

Risiken-Hinweis!

- **Sicherheitshinweise – bitte beachten!!**
-
- Die Balance zwischen Lagerung und Fixierung muss individuell von der Pflegekraft beobachtet werden
- um Risiken zu erfassen. Es ersetzt nicht die Ihnen bekannten Fixierungsprodukte.
- Hier ist das Krankheitsbild nach Risiko von der Pflegefachkraft einzuschätzen.

- **Risiko-Hinweis:** (vorläufiger Hinweis)
- Klettverschlüsse außer Reichweite des Bewohners / Patienten halten und so anbringen oder zu verbinden,
- dass der Bewohner / Patient sich nicht verletzen kann.

Mikrostimulations-Lagerungsplatte „Max“

Schwerpunkt: Palliativ / Mobilisation



Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
40 x 55 x 2 cm Gewicht: 185 gr.

ingenäht in Polyurethan (PU)-Ummantelung "Ultra"
wisch desinfizierbar siehe Datenblatt

oder

nur Schaum (bis 40° waschbar)
Handwäsche ohne Netzbeutel – Schongang ohne Schleudern

Vielseitig einsetzbar

- als Mikrolagerung, Druckentlastung
- z.B. Schulterspitzen, Dornfortsätze, Trochonder, Knierolle, Fersenfreilagerung, spastische Haltung im Arm und Beinbereich
- Schmerztherapie –
- Sitzposition z.B. Schiefstellung

Sekundenreaktion durch hohe Rückstellung des Schaumes

Minimierte Bewegungsabläufe werden rückbeantwortet.



Hinweis: →

ISO-Nr.: DIN-EN 14971



Risiko: nicht bekannt

„Max“ Variation (A)

- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, mit **Polyurethan- Hülle, weiß**
- **Pflege:** **wischdesinfizierbar, Dampf sterilisierbar,**
Abwaschbar mit Seifenlauge

„Max“ Variation (B)

- für MRSA in **blauer** POLYURETHAN-Hülle
- **Material:** visco-thermo-elastischer Reaktivschaum, feinporig, feste Ausführung
- **Maße:** 44 x 56 x 2 cm, ingenäht in wischdesinfizierbarer POLYURETHAN-Ummantelung "Ultra" (B)
- **Farben:** weiß und **neu:**
- **Polyurethanfarben dunkelblau,**
Polyurethan-Hülle siehe Datenblatt Seite



weiß

Art.-Nr.:
Chris 49 a

65,50 € netto



(A) weiß



(B) blauer Bezug

* **Spezial-Beschichtung**

- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, **Viren**, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...
Zertifikat Seite

dunkelblau

Art.-Nr.:
Chris 49 a

69,90 € netto

Das **VIELSEITIGE**

Bewegungs-Therapie-Lagerungselement



im Einsatz leicht
zu formen

Maße: 90x20x5 cm – eingenäht
in PU „light“ weiß
(zertifiziert) aus Visco-Thermo-
Reaktivschaum weich
(Sofortreaktion)



Abduktion
Beinlagerung

Schwerpunkt:
Mobilisation/Schmerz-
therapie/Druckverteilung

**Bewegungsabläufe durch
Sekundenreaktion des
Therapie-Schaumes
(Thermoelastisches Material)**



Osteoporose
Schulterschmerzen
Armpositionierung

Einsatz:
Schultergelenk, Hemi Arm,
Dornfortsätze, Abpolsterung
ohne Kantendruck,
Arthrose, Beinlagerung,
Spitzfuß u.v.m



Spitzfußprohylaxe
Fersenfreilagerung

**Funktionalität in der
Mikrolagerung, Schultergürtel
und Gelenk Einsatz –
muskuläre Entspannung
wischdesinfizierbar,
zertifizierte PU-Ummantelung
(siehe Zertifikat)**

Art.-Nr. chris 99b

Maße: 90x20x5 cm

Preis: 78,00 € netto/Stück

Modellierbares Therapie-Element 200 cm

Das „Druckentlastungs- und Lagerungselement“ in einem mit Sekundenreaktion – jede minimierte Bewegung wird rückbeantwortet.

Einsatzbereich in Hospizen / Kliniken und stationären Einrichtungen

Indikationen:

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- starke Deformierung in den Extremitäten
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- spastische Zustände
- psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten
- extreme Embryonalhaltung
- Knochenvorsprünge

Maße: 200x30x5 cm
ingenäht in PU „light“ weiß (zertifiziert)
aus Visco-Thermo-Reaktivschaum
weich (Sofortreaktion)

Durch Einarbeitung von einem Handtuch in Anlehnung an Kinästhetik wird die Körperwahrnehmung und -haltung unterstützt. (ohne Kantendruck)



Art.-Nr. chris 99c

Preis:


Weißer PU 172,00 € netto/Stück

Blauer PU 179,00 € netto/Stück

Antidekubitus Schmerz Therapie Systeme

Schwerpunkt: Palliativ / Intensiv Pflege

Seit Jahren im Einsatz in Hospitern / Kliniken und stationären Einrichtungen



▲ Platte
90 x 80 x 5 cm

▲ Platte
90 x 100 x 5 cm

▲ Platte
90 x 20 x 5 cm

Indikationen

- Schmerztherapie
- Dekubitus 1. – 2. – 3. Grades sowie Intensivpflege
- Apoplex (kontralaterale, sensomotorische Hemiparesen)
- Körperbildstörungen und –veränderungen
- Kachexie
- Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
- Apallisches Syndrom (Wach-Koma-Patienten)
- HWS-Schulter-Syndrom
- Kontrakturen
- Spastischen Zuständen
- Psychiatrischen Erkrankungen
- Wahrnehmung bleibt durch Rückkopplung von der vorhandenen Auflagefläche erhalten (Matratze)

u.v.m.

Reinigung: wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

Maße: Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Hinweis: Risiko nicht bekannt
Risiko-ISO-Nr.: DIN-EN 14971

***Für beschichtete Produkte gilt:**



Die von Chrispal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.

Auch als komplette Schmerztherapie / Antidekubitus Auflage für 90 x 200 Matratzen einzusetzen.

Artikel.-Nr.: Chris 99 a – 3-teilig – 440,00 € Komplettpreis

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------------|
| Preis: | 90x80x5 cm | 178,00 Euro |
| | 90x100x5cm MRSA Bezug blau PU | 189,00 Euro |
| | 90x20x5cm | 73,00 Euro |

Liegestuhl-Therapie-Auflagen

Schwerpunkt Mobilisation + Palliativ

Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz)
mit Zertifikat für Sesselplatten / Palliativ Pflege + Mobilisation besonders geeignet

Artikel-Nr. (komplett) : „Culla-Auflage“ und 2 x „chris 49 a“

3-teiliges kompl.-Set



Komplett ▲

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an Druckaufhebung/-reduzierung
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastikern oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an (Sekundenreaktion)
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

Eigenschaften und Beschaffenheit :

Material:

- visco thermo-Reaktivschaum(Sekunden Reaktion) eingenäht in Polyurethan (zertifiziert) WEISS
- PU dunkelblau (MRSA) – **Mehrpreis: 12,00 € netto**



Reinigung: wisch Desinfizier bar, autoklavierbar

Maße: B/ L/ H: 165 x 45 x 5 cm
Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Gewicht: 1.020 g

Hinweis: Risiko nicht bekannt
Risiko-ISO-Nr.: DIN-EN 14971

***Für beschichtete Produkte gilt:**



Die von Chrispal-Ambiente und einem weiteren Unternehmen auf dem Gesundheitsmarkt exklusiv vertriebenen Produkte tragen das **CE-Zeichen** für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts „den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/42/EWG“ entsprechen.



Stand: 21.07.2015

Das **GM-Zeichen** steht für ein "Geprüftes Medizinprodukt" und bescheinigt eine umfassende Qualitäts- und Sicherheitsaussage.



Ideal für die Palliativpflege + die Mobilisation der Bewohner Patienten Betroffenen
165 x 45 x 5 cm



Platten (2x)
45 x 56 x 2 cm

ART.NR.:

LTA-Pflegestuhl-Auflage
Culla

ART.NR.:

Chris 49 a (2x)
à 65,50 € netto -Stück

Produkte sind auch einsetzbar im Pflegebett
- Mikro- Makrolagerung -

Art.-Nr.: Culla-Auflage

Preis: 198,00 Euro netto(PU weiß)

5 Hilfsmittel in einem

Multifunktionale Lagerungs- und Therapieplatte

Anwendungsbeispiele im Liegen



Knierolle



Seitenlage

Fersentlastung



Fersen- und Knöchelentlastung



Seitenunterstützung und Mikrolagerung



Anwendungsbeispiele im Sitzen



Abduktion



den Stuhl „passend“ machen



bei z.B. Deformierungen/ Lähmungen



Sitzhöhe 8 cm vorne, 4 cm hinten



Lagern und Positionswechsel im Sitzen mit Chrispal-Fußstütze und Armunterstützung

Komplett eingenäht in Polyurethan-Bezug = Inkontinenzbezug (MRSA-Schutz) mit Zertifikat

- verhindert Reibungen an Knöcheln und Knien
- regt die Blutzirkulation an
- begleitet positiv die Schmerztherapie
- eine wertvolle Hilfestellung im Falle von auftretenden Spastiken oder Kontrakturen (Arm-/ Beinbereich)
- lässt sich wunderbar formen und modulieren
- vermittelt angenehmen Liegekomfort
- keinerlei Faltenbildung, der Schaum passt sich jeder Lage und Bewegung an
- vielseitiger Einsatz in Mikropositionierungs-Abläufen
- minimierte Eigenbewegungen werden rückbeantwortet
- in Sitz- und Liegepositionen einsetzbar
- flüssigkeitsdicht (s. technisches Datenblatt)
- in problematischen Hygienebereichen, weil bakterien- und virenresistent (MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche...)

Eigenschaften und Beschaffenheit der Multifunktionalen Lagerungs- und Therapieplatte:

Material:

- visco thermo-Reaktivschaum eingenäht in Polyurethan (zertifiziert)
- in weiß, dunkelblau (MRSA) siehe Zertifikat Seite 37

Reinigung: wischdesinfizierbar, autoklavierbar

Maße:

B/ L/ H: 88 cm x 56 cm x 2 cm

Auf Wunsch können andere Größen geliefert werden.

Gewicht: 1.020 g



Hinweis: Risiko nicht bekannt
Risiko-ISO-Nr.:
DIN-EN 14971

Art.-Nr.
MMC

Standard
145,50 € netto

Körperhaltungsschlange mit variablen Verschlussvorrichtungen



Maße: Länge: 300 cm x Breite 40 cm

3 verstellbare Innenschlaufen und die Möglichkeit über seitliche Befestigungen das Element zu befestigen.

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild (**neuentwickelte modellierbare Füllung**)
mit Polyurethan-Ummantelung kein Auflagedruck



Klett - lösbar und ▲ verstellbar
Keine Auflage/Berührung



▲
Klettverschluss mit innenliegenden Schlaufen



Körperummantelung
Wirbel/Steiß
liegen ohne Druck
Geborgenheit / Halt /
Orientierung



Seitliche Entlastungs- und Freilagerungslagerung
mit Druck-aufnahme linke Schulter
Rollhügel/Steiß
Sicherheit für die Nacht
Entlastung für die Nachtwache



Körperhaltungsschlange
seitliche Lagerung mit
Unterstützung der Hüfte /
Rollhügel
(Kontrakturprophylaxe)



▲ Beugstellung



Unterstützung
eine von vielen
Variationsmöglichkeiten in der
Anwendung



▲ Fersenfreilagerung
z.B. über Bettdecke
Beugstellung wird unterstützt
um langanhaltige Streckstellung
sowie Versteifung der Kniegelenke zu vermeiden

Art.-Nr.: 2011 a

Preis 335,00 Euro netto

Therapie-Überstreckungselement mit Kammersystemen

Nur für stationäre Einrichtungen



In Reha und Kliniken und Hospitalen erprobt und im Einsatz
(Eigenmarke Chrispal Ambiente)

- mit Beantwortung unterschiedlicher Krankheitsabläufen siehe Indikationen

Maße: Seitenlänge 88 cm; Innenlänge 1,10 m; verstellbare Innenschlaufen; 2 x Schulterkammersystem 45 cm

mit immer wiederkehrbaren Luftschlüssen beim Durchbewegen des Elementes modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild Unterstützung des Atem-Apperates (**neuentwickelte Füllungen**) für häusliche Pflege und auch „rezeptierbar“

Erhöht die Sauerstoffsättigung lt. Dokumentationen Reha Klinik bei Einsatz in 10 Min. von 85 % auf 95 % siehe 1.Blatt Indikationen.



Art.-Nr.: 2011 c

**Preis = 535,00
-Euro netto**

innen verstellbar und lösbar
durch die Befestigungen seitlicher Lappen auch ohne Befestigung durch eingenähte Rutschbremsen, die unter dem Element eingearbeitet ist bleibt das Element in der Positionierung (**Scherkräfte werden dadurch nicht aktiviert**)
kann auch am Bett, Sessel oder Liege- /Rollstuhl befestigt werden.
unabhängig von Gewicht und Größe



▲ Atmung + Muskulatur werden unterstützt und beantwortet

▲ Rollhügel und Steiß werden entlastet

- Überstreckung des Kopfes
- Nackenfreilagerung (Reizaufhebung bei Überstreckung)
- Schultermuskulatur wird entlastet (der gesamte Bereich ist modellierbar)
- **Gasaustausch Lunge / Lungenvolumen wird unterstützt u.v.m. – siehe Indikationen**
- Dornfortsätze liegen druckfrei / ebenso der Steiß
- Rollhügel wird entlastet + aufgehoben
- Schultergelenk liegt druckentlastet + Auflagedruck verteilt
- Geborgenheit / Halt
- Kopf wird positioniert / Nacken liegt frei ohne Reizvermittlung
- Schmerztherapie
- **Beatmung**
 - o **Tracheostoma-Pflege**
 - o **Trachealkanülen samt Sprechkanülen**
 - o **Heimbeatmung**

- Siehe Indikations-Aufstellung Seite 57 + 58
auch einsetzbar in Liegesitzstuhl oder Sessel.

Rechts-/Links-Drall-Element Rollstuhl-Kissen - patentiert

Material:

EPS-Schaumflocken

MRSA

in blauem Polyurethan + 2-farbigem Bezug

Therapie-Einsatz

- Vorbeugende Sitzpositionierung gegen das Wegkippen- bzw. -rutschen im Sitzen (Rollstuhl, Sessel) nach rechts, links und vorne
- Vorbeugung (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)
- Verbesserung und Verhinderung von Deformationen des Knochengerstes und der Nacken-/Rückenmuskulatur
- gerades und bequemes Sitzen
- Unterstützung der betroffenen Seite in der Sitzposition z.B. bei Hirninfarkt (Wahrnehmungen)
- Gleichzeitig auch Lagerung für die Hände, Ellenbogen und Arme

Allgemeine Ziele: Verbesserung der Kreislaufsituation
Prophylaxen (Pneumonie, Dekubitus, Kontrakturen)

Unterstützt bei Hirninfarkt die betroffenen Seite in der Sitzposition.
(Wahrnehmungen)

Sonderanfertigungen
für Menschen mit Adipositas möglich

Hinweis:

Bei Nektel –Patienten bedarf es beim Einsatz
des Rechts-/links Drall-Kissens therapeutischer Begleitung

Gewicht: 1500 gr.

Größe: Länge: 2,30 m



Hinweis:

➔ Risiko nicht bekannt

ISO-Nr.: DIN-EN 14971
Therapiekissen für Extremitäten
(Rechts--Links-Drall)



Art.-Nr.: R / L

Preis: 189,50 Euro netto

Therapeutisches Sitz-/Stützelement

Schwerpunkt: Mobilisation/Eigenwahrnehmung/Orientierung für Demenzbetroffene



- Körperwahrnehmung
- Druckreduzierung
- Schmerztherapie
- vermeidet Rötungen in der Analfalte

Im Sitzbereich und am Rücken individuell einstellbar
(verstellbare Verbindungsschlaufen mit Klett für Breitereinstellung)



- Immer wiederkehrende Lufteinschüsse
- Druckentlastung – Positionierung
- Modellierbar
- Körperbegrenzung
- Seitenstabilität
- Korrektur der Beinstellung – Innen-/Außenrotation
- Orientierung durch Formung des Materials
- im Bett einsetzbar zu Sitzpositionsunterstützung
- Mobilisation im Rollstuhl / Sessel / Bett
- Einsatz auch im Snoezelraum (Nestwärme / Stimulation der Sinne)

Durch die Füllmaterialien (spezielle Fülltechnik) wird erreicht:

- intensive Druckverteilung
- Schmerztherapie
- Vermeidung von Kontrakturen durch Positionierung
- stimulierende Nestwärme
- Körperwahrnehmung/Orientierung
- optimal als Mikrostimulation einzusetzen



Durch Positionsänderungen (Aufschütteln) wird der Auflagedruck über Lufteinschüsse aufgehoben. (Mikrolagerung)

3-teilig

Bezug : PU blau – MRSA zertifiziert
Bezug: PU-Ummantelung 0,5 kg
Füllung: Gemisch PU-Kaltschaum + EPS 2,3 kg
Länge 100 x 100 cm
Breite 9 cm
45 cm Rücken
9 cm breit oben
am Rollstuhl 20 cm breit

Dieses Produkt ist mit MRSA (Zertifiziert) ausgerüstet und nach MPG der Klasse 1 entwickelt.

- vieren- und keimresistenter Ummantelung (blau)
 - wischdesinfizierbar
 - atmungsaktiv (siehe techn. Daten MRSA)
- Alle Inhalte /Materialien sind zertifiziert.
ISO-Nr. DIN-EN 14971



Art.-Nr. 2015

Preis: 169,00 Euro netto

Jetzt passt jeder Rollstuhl - Sitzverkleinerung –

Vielsitzer-Sitzkissen - mit Seitenerhöhung rechts / links

Antidekubitus-Therapie-Mehrschicht-Kissen mit Luftschneisen

Bewegungsabläufe und Wahrnehmung
über Positionsänderungen im Sitzen



Indikation:

- ▶ orientierend - vermittelt Halt

Einsatz: in Rollstuhl, Sofa, Sessel

- ▶ z.B. bei kachektischen Patienten/Bewohnern
- ▶ Parkinson
- ▶ Desorientierung (z.B. Demenz)

Technische Daten:

Breite : 46 cm, nach vorne 42 cm

Höhe gesamt: 14 cm, mittig: 8 cm

5 cm Visco-Thermo-Therapieschaum rohem

3 cm fester Kaltschaum

Bauchgürtel/Klett 95 cm mit PU blau Verarbeitung

Befestigung Klett hinten rechts/links 39 cm verstellbar

◀ HR-Qualitätsschaum (= Rückkopplung)

**Schaumstoff komplett eingenäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug
MRSA**

blau (= Inkontinenzbezug) mit Zertifikat-

(absolut flüssigkeitsundurchlässig, abwaschbar, wisch-
desinfizierbar, hoch atmungsaktiv, robust,
langlebig u.a.m.)

Abmessung: 46 x 42 cm x 14 cm

Gewicht: 985 gr.

Auch in Sondergrößen lieferbar

Vielsitzer Sitzkissen
mit Seitenerhöhung
kompl. eingenäht in zertifiziertem
Polyurethan



Visco-thermo Platte mit
Polyurethanummantelung
auch im Liegen einsetzbar

rechts: Armlehnenpolsterschutz

Hinweis: ISO-Nr.: DIN-EN 14971

**➔ Anwendungs-Risiko
nicht bekannt**



Chrispal-Ambiente haftet nicht, wenn durch Fremdeinwirkung Nähte
platzen (z.B. Reinigung, Wäscherei, unsachgemäße Handhabung)
Darum sollten vor jedem neuen Einsatz die Nähte kontrolliert werden!



rechts:
Armlehnenpolsterschutz



Visco-thermo Platte mit
Polyurethanummantelung
auch im Liegen einsetzbar



Befestigung mit Klett hinten



Bauchgürtel / Klett mit
PU blau verarbeitet

Indikation: Hüft OP / Fehlstellung des Beckens – gibt Orientierung und Halt

Art.-Nr.: chris V (ohne Klett) + chris V1 (mit Klett)

Preis: 193,00 Euro netto (ohne Klett)

199,00 Euro netto (mit Klett)

Antidekubitus – Vielsitzer - Sitzkissen

zuordbare Hilfsmittel-Gruppe/Nr. = 11.39.01.1000

Art.-Nr:
Chris A

von Krankenkassen empfohlen



- Lufteinschnitte über Gesamtlänge verteilt
- Rückkopplung von Eigenbewegungen durch **2-Schicht-System**
- verbessertes Sitzklima durch Luftzirkulation
- Druckentlastung. Durch Projektläufe wurde bewiesen, dass Rötungen und Dekubitalulcera 1. + 2. Grades innerhalb kurzer Zeit aufgehoben bzw. wesentlich verbessert wurden.
- Mikrobewegungen* können sehr gut eingebunden werden

129,90 € netto

Material:

- 5 cm = visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- 3 cm = HR-Schaum mit eingeschnittenen Luftrillen / -kanälen,
- kpl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan, wischdesinfizierbar, robust, absolut dicht
- (Datenblatt siehe Seite)
- auf Wunsch mit farbigem Baumwollbezug (Aufpreis)
- Bezug blau (PU zertifiziert)

Maße: 42 x 42 x 8 cm

Gewicht: 695 g

Siehe Indikations-Aufstellung Seite 51

* Durch Einsatz von z.B. Tüchern wird der Sitzende in der Position „mikrobewegt“ (s. Fotos). So werden Körperwahrnehmung und Eigenbeweglichkeit gefördert, Versteifungen und Kontrakturen entgegengewirkt und durch immer andere Druckverteilungen Dekubitalulcera verhindert (Antidekubitus bei Vielsitzern).

Das Vielsitzer Sitzkissen ist auch durch hinten angenähte Klettverschlüsse für Befestigung am Rollstuhl lieferbar.

Gibt Sicherheit bei Beinbewegungen und vermeidet herausrutschen.

Aufpreis
15,- € netto



Steißentlastungskissen mit Antirutsch

Schwerpunkt Mobilisation

- auf das Gewicht des Sitzenden einstellbar durch 1 mitgelieferte Distanzplatte
- mit Rutschbremsmatte
- zusätzliche Druckreduzierung durch Lufteinschnitte
- prophylaktischer Einsatz bei Dekubitusgefahr oder schon vorhandenen Rötungen durch Positionierung des Ausschnitts im Steißbereich
- umgekehrte Ausschnittpositionierung auch für Erkrankungen der Prostata, der Hoden oder ähnliches im Genitalbereich

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum
- Inkontinenzbezug aus hochwertigem, atmungsaktiven Polyurethan (wischdesinfizierbar, dicht) (Datenblatt siehe Seite 37) und zusätzlichem Baumwollbezug für Distanzplatten

Pflege: Wischdesinfektion

Maße: 40 x 40 x 2 cm

Gewicht: 1000 g

Art.-Nr:
Chris 140

komplett
235,00 € netto

in blauem Polyurethan
mit Klettverschluss –
Rutschbremse und
Distanzplatte mit
Baumwoll-Polyester
Steckbezug
40 x 40 x 2 cm

Distanzplatten einzeln
zum nachbestellen
27,50 € netto

Auch einsetzbar bei adipösen Patienten / Bewohnern
Druckverteilung durch Drehungen des Kissens mit
Ausschnitt.

kann Bauchgurt ersetzen

individuelle Befestigung seitlich und hinter oder vor dem Rollstuhl

mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar je nach Krankheitsbild – vermittelt Nestwärme / Korrekturen der
Armlagerung (Embryonalhaltung) auch als Hemi – Armkissen einsetzbar.



Vermittelt Auflagehalt
für Hände und Gelenke Druckaufhebung



rechts und links ▲
Befestigungen am Stuhl per Klett möglich
verhindert herausrutschen auf den Fußboden



Entlastung Rücken ▲
(Bewegungsplan) Sitzposition
Arm / Schultergelenk



Orientierung,
angenehmes Bauchgefühl
Entlastung für Ellenbogen, Unterarm
(Positionsänderung)
Dekubitusprophylaxe



▲ Zwischenarm Spreizung /Dehnung
bei Embryonalhaltung
passt sich der Handstellung an

Maße:

Länge: 60 cm x 40 cm breit – verstellbare
Befestigung seitlich und im Rückenbereich
(auch ohne Befestigung einsetzbar)

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen (Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturrenprophylaxen

Art.-Nr.: 2011 e

Preis 159,00 Euro netto

Auflagekissen mit Zwischenteil für verschiedene Einsatzmöglichkeiten



**individuelle Befestigung
seitlich und hinter
oder vor dem Rollstuhl**
(auch ohne Befestigung einsetzbar)
mit immer wiederkehrbaren Lufteinschlüssen beim
Durchbewegen des Elementes
modellierbar / positionierbar
je nach Krankheitsbild
(z.B. Arme / Schultergelenk / Hände)



Maße: Länge 55 cm; Breite 38 cm;
Beinzwischenteil 30 cm lang ; 15 cm breit ;
mit 4 verstellbaren Befestigungsschlaufen
– variable einsetzbar

**Das Auflagekissen ersetzt einen Therapietisch,
ohne Dekubitusrisiko an den Ellenbogen.
Die Abduktion kommt auch hier zum Tragen.**

Verhindert Fehlhaltung der Beine
Druckaufhebung

**Dies ist keine „Freiheit einschränkende
Maßnahme“.**



Anhebung der Arme und Schultern
(Positionsänderung)
Kissen wird angehoben

- Einfache und unkomplizierte Handhabung von Pflegepersonal und Angehörigen
- Kein Einschnitt in die Grundrechte des Menschen (Recht und Freiheit)
- Zusätzliche Bewegungsabläufe und Kontrakturenprophylaxen

Art.-Nr.: 2011 d

Preis 169,00 Euro netto

Rekli-Kissenset

entwickelt gemeinsam mit Prof. Dr. Freitag aus der Ruhrlandklinik Essen

Speziell hergestellt für die Lagerung des Kopfes in der Reklination:



zur:

- Intubation
- starren Bronchoskopie
- Laryngoskopie
- Trachealkanülenpflege, -wechsel

bei einem chirurgischen Eingriff, z.B.:

- Tracheotomie, Laryngotomie, Tonsillektomie (HNO)
- Strumektomie (Allgemeinchirurgie)
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Während der Vorbereitungsphase unterstützt der Keil den Kopf und lässt somit eine für den Patienten komfortable Lagerung zu.

Die beiden Seitenteile ermöglichen eine Freilagerung des Kreuzbeins und der Wirbelsäule intraoperativ/während der Untersuchung. Durch die bewährte Füllung lässt sich unser Rekli-Kissen individuell formen und passt sich somit den Körpergegebenheiten an.

Die Klettverschlüsse verhindern ein Verrutschen.

Die sachgerechte Positionierung verhindert Lagerungsschäden während des Eingriffs.

Technische Daten:

Maße:

ca. 1,25 lang und ca. 0,90 breit

Ummantelung aus Polyurethan:

einsetzbar bei Bakterien (MRSA) und Viren, da bakterien dicht

komplett eingenäht in zertifiziertem Polyurethan-Bezug (BiStretch blau=Inkontinenzbezug) mit Zertifikat.

- angenehmer Liegekomfort (atmungsaktiv-kein Schwitzen)
- Reduktion der Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- elastisch und keine Faltenbildung
- Urin, Blut und Sekret undurchlässig
- abwaschbar und wischdesinfizierbar
- für Allergiker geeignet
- PVC-frei
- schwer entflammbar nach Crib 5 (zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall)



Füllung:

- Flocken aus visco-thermo-elastischem Reaktivschaum
- EPS-Kügelchen in den Zwischenräumen

Pflegehinweise:

- kochfest
- tumblerbeständig
- chemische Reinigung möglich
- desinfektionsbeständig, sterilisierbar
- Chlorbleiche nicht möglich
- nicht heiß bügeln

Art.-Nr.:

Preis: 521,00 Euro netto komplett

Neu: *Positionierungs-Kissen für den Unterarm*



Kissen Länge: 45 cm gesamte Auflagefläche
Kissen Innenmaß: 12 cm breit - durch Klett verstellbar
Kissen Höhe außen 12 cm

Mittig zwischen den beiden Klettverschlüssen
7 cm Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum Sekundenreaktion eingearbeitet
Höhe der Keilform inliegend 5 cm



INDIKATION:

- ▶ Apoplex, betroffene Seite (**Schlaganfall**)
- ▶ Vermeidung von Kontrakturen, Fehlstellung des Armes
- ▶ Schmerztherapie, Schonhaltung,
- ▶ vielseitig einsetzbar und durch Klettsysteme verstellbar.



- ▶ komplett eingenäht in Polyurethan dunkelblau mit MRSA-Zertifikat (abwasch- /abwischbar, wischdesinfizierbar, atmungsaktiv, flüssigkeitsundurchlässig, viren- / bakteriendicht u.a.m.)
- ▶ Siehe beigefügtes Zertifikat
- ▶ Ellenbogen wird druckentlastet
- ▶ Vermeidung von Rötungen/Druckstellen (Dekubituspräphylaxe)



- ▶ **Handauflagekeil:** Visco-Thermo-Reaktiveschaum innenliegend eingearbeitet
- ▶ Physiologische Unterstützung des Handgelenks / Handauflage
- ▶ Korrektur und Vermeidung von Fehlstellung / Kontraktionen



Unterseite

- ▶ aufgebrachte Rutschbremse
- ▶ 2-fach Klettsystem zum befestigen an einer Lehne (Stuhl, Rollstuhl, Sessel)
- ▶ Positionierungssicherung der Extremitäten

Entwicklung mit Ergotherapeuten, PDL und dem Chefarzt der Markus Klinik (Rehabilitation)

Art.-Nr.: Chris U001

Preis 158,00 € netto

Mit Wenig viel erreichen

Druckentlastungselement/Keilform

Aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum (Sekunden Reaktion)



Keil

Maße ca. L 25cm, B 12cm, H 4 cm
in zertifizierte PU -"light"
Ummantelung, weiß
wischdesinfizierbar
autoklavierbar / atmungsaktiv
Sekundenreaktion in der Rückstellung



Indikationen:

< Gelenkunterstützung
< vorbeugende Maßnahmen
von Kontrakturen

Individuelle Einstellungen
durch Klettverschluss



<Handauflage und Unterstützung bei
Hemiplegie
<Versteifte Handhaltung im
Streckbereich



Druckaufhebungen in
Sitzpositionen



<Druckverteilung unterm
Rollhügel
<Aufhebung vom Aufliegedruck



Schulter spitzen Einsatz
Punkt druckverteilung

<Spitzfußprohylaxe
<Fersendruckaufhebung
<Entlastung für
Knochenvorsprünge
(Knöchel/Dornfortsätze)



Embryonalhaltungen

Art.-Nr.: Keil

Preis: 54,80 Euro netto

Produkte für Beschäftigung, Anregung der Sinne, Menschen mit Demenz

Bei Interesse an unseren Ergotherapie- und Snoezelen-Produkten fordern Sie gerne den entsprechenden Sonderkatalog an.

Risiko: Bitte beachten!

Vor oder nach jedem Wasch- oder Reinigungsvorgang bitte Nähte nachsehen.

Bei geplatzten Nähten besteht bei größerer Entnahme von EPS-Perlen und Verschlucken derselben, Erstickungsgefahr. Für geplatzte Nähte übernimmt der Hersteller keine Garantie bzw. Gewährleistung – keine Entschädigung!



Spiel- und Therapiebälle

für verschiedene Einsatzmöglichkeiten

- Wahrnehmungsförderung
- Hand- und Fingertraining
- zur Beschäftigung, Anregung,
- auch für Menschen mit Demenz

Material und Pflege:
siehe unter „Wohlfühl-Kissen“

Art.-Nr.: TB

7,80€ netto / Stück



Wohlfühl- /Therapiekissen

- Beschäftigungstherapie,
- Wahrnehmungsförderung,
- Bewegungsanregung durch weiche fließende Bewegungen,
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: Quadrat ca. 38 x 38 cm

Gewicht: Quadrat 178 g

Sonderpreis

Art.-Nr.
Wohlfühl-K.

quadratisch

28,95 € netto

TherapieKissen - Herz

- wird eingesetzt bei Überstreckung des Kopfes
- Halswirbel liegt frei um Reizungen zu vermeiden
- stimulierend, anregend, spannungssenkend

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: Herzform ca. 38 cm

Gewicht: ca.180g



Art.-Nr.:
Wohlfühl-K.H.

29,50 € netto



Art.-Nr.:
EPS

Wellness- /Therapiekissen

Bauchkissen/ Wahrnehmungs- und Stimulationskissen, groß

- verhindert Überbeugung/ Wegfallen nach vorn
- fördert die Wahrnehmung (z. B. Körperhaltung)
- fördert Finger- und Armbewegungen.
- Positionierung im Sitzen
- Fördert die Entspannung

Material: hochelastisches Elasthan mit Mini-EPS-Kugelfüllung

Farben: je nach Lagerbestand der Elasthanstoffe

Pflege: bei 40° waschbar

Maße: ca. 60 x 40 cm

Sonderpreis

71,50 € netto



► für spastische Haltung
– Wahrnehmung-Fehlstellung

Spezial-Kopf-Lagerungs-Kissen

Therapeutischer Einsatz

1-seitig verstärkt mit Seitenstabilisierung
ingenäht in Polyurethan Bezug wischdesinfizierbar

mit Seitenverstärkung zur Vermeidung
von Fehlstellungen des Kopfes.

Maße ca. 25 x 60 cm

Kopflagerungskissen für rechts oder links,
zum positionieren der Kopfhaltung um
z.B. Sehnenversteifungen/Überstreckungen zu vermeiden

Fehlhaltung ist über Wahrnehmung korrigierbar.

Auch dieses Therapiekissen ist auf Wunsch mit
Befestigungen lieferbar.

z.B. Fehlstellung des Kopfes
Therapie

Art.-Nr.
Chris 5001

95,00€ netto



Maße: 7,5 x 45 cm



Halbrolle (für Mikrolagerungen + Pflege)

Art.-Nr.:
HR

Medical-Schaum zertifiziert

- ▶ auch einsetzbar für Armkontrakturen
- ▶ rückfedernde Wirkung in seitlicher Sitzposition
- ▶ Entlastungen für Nacken, Knie, Fersen, Rücken

22,95 € netto/Stück

Material:
hochatmungsaktiver Qualitätsschaum 8000
mit höchster Pflege-Zertifikatsstufe, sehr weich
komplett eingenäht in hochwertigem Baumwollbezug
mit angenähten Bändern für Einstellung und Optik

Farben: grün, braun, terracotta, creme

Pflege:

komplett waschbar bis 60°!
Trocknergeeignet



Armlagerung



für den Rücken



Knie-, Bein-



und Fersenlagerung



«Chrispal» Pflege-Nackenkissen

Art.-Nr.
Chris 12a

- Optimale Druckentlastung (Nackengebiet, Ohren usw.)
- höchster Schlafkomfort durch Sofortreaktionen
- mit 2 Distanzplatten für die individuelle Einstellung der Höhe

Material: visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich mit eingeschnittenen Kanälen/ Rillen zur Luftzirkulation, kpl. eingenäht in zertifiziertem POLYURETHAN hochatmungsaktiv für 100%-Schutz

Gewicht: 650 g

kpl. eingenäht in zertifiziertem PU hochatmungsaktiv für 100%-Schutz

73,50 € netto



mit Inkontinenzauflage

Gleit-Transfer-Matte

Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung März 2008

Art.-Nr.:

Gleitmatte 1

- Transfers in jede Richtung des Bettes (Kopfende, Fußende, beiden Bettseiten und Diagonale) ohne Seitenwechsel der Gleitmatte
- Positionswechsel in Seiten-, Rücken- und 135°-Lage
- Transfers auf die Bettkante
- Ermöglicht Einbeziehung von Bewegungsressourcen und physiologischen Bewegungsmustern
- Rückenschonende Arbeitsweise durch hohe Gleitfähigkeit
- keine Reibungs- und Scherkräfte
- 1 sichere Eingriffsschlaufen auf jeder Seite
- Variante für Menschen mit Adipositas
- Leichte Anwendung und Einsatzerweiterung nach Grundeinführung

69,00 € netto

**ab 5 Stück
65,00 €
netto/Stück**

Material: hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)

Maße: 125 x 88 cm (Standard)
20 x 5 cm Schlaufengröße

Pflege: wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung
Gewicht: 50 g

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.



Gleitschlauch

Art.-Nr.:

Die einfache und schonende Gleithilfe zum Positionswechsel des Patienten/ Bewohners. – Eigenentwicklung 2016

Beschreibung

siehe

Gleit-Transfer-Matte oben

Gleitschlauch 2

Maße:

Gleitschlauch 2 = 150 cm x 75 cm

**79,00 €
netto/Stück**

Material: hochreißfeste, witterungsbeständige, wasserdichte Fallschirm-Ballonseide (100% Polyamid)


Pflege: wischdesinfizierbar, waschbar bei 60°, nicht trocknergeeignet aufgrund einseitiger Gleitbeschichtung

Aufgrund der Gleitfähigkeit

nicht zu Transportzwecken oder als Liftereinsatz zu verwenden.



Angefertigt nach den Richtlinien der Krankenkassen z.B. AOKs Bayern, Thüringen, Niedersachsen



Als Standardpflegebett-Matratze geeignet
Einsatz im Bereich der Dekubitusprophylaxe


Standardmaß: 90x200x12cm
Auch Sondermaße erhältlich

- 7 Jahre Garantie gegen Kuhlenbildung**
- offenporiger Kaltschaum RG 40
nach DIN ISO 84548**
- schwer entflammbar
nach DIN ISO 597 Teil 1 und 2**
- inklusive Trikot Unterbezug aus Trevira
schwer entflammbar nach DIN EN 4102**

Technische Daten

Patientengewicht: 40 - 135 kg
Raumgewicht (DIN EN ISO 845): 40 kg/m²

Stauchhärte 3,0kPa
Zugfestigkeit: 120 kPa
Bruchdehnung: 160%
Druckverformungsrest: 4%
Gewicht: ca. 8 kg



Art.-Nr.: Matratze AOK

Preis: 135,00 Euro netto
Aufpreis 42,50 Euro netto mit PU-Hülle blau

Matratzenhüllen

- Hochatmungsaktiv
- pflegeleicht



Material: POLYURETHAN-„Ultra“
Matratzenhülle mit 2-seitigem, verdecktem
Reißverschluss (siehe Technisches Infoblatt
für Matratzenschutzhüllen – Vita Trend Ultra)
Pflege: Wischdesinfektion
Maße: 90 x 200 x 12 cm / 16 cm

Art.-Nr:
Matratzenhülle

51,95 € netto

ab 10 Stück
47,65/Stück
Sondergrößen
auf Anfrage



Die 5 cm starke Matratzen-Auflage wird auf die vorhandene Matratze aufgelegt.



Antidekubitus–Therapie-Lagerungsauflage

- Weichlagerungsauflage

(Sekundenreaktion - modulierbar)

Schmerztherapie

auch ein ideales Lagerungsprodukt

für die Palliativpflege und in der Finalphase

für Hospize, Reha-Kliniken und Palliativ Stationen oder Bewohnersich schwer lagern lassen

Hilfsmittelgruppe zuordbar: 11.29.01.1000

auch in Sondergrößen lieferbar 11.29.01.5000

Art.-Nr.: Chris 99

- für vorhandene Matratzen
- leichte und flexible Handhabung
- einfach auf die vorhandene Matratze auflegen
- verbessert das Liegen von schmerzempfindlichen Menschen.
(Rheuma- Osteoporose)
- auch als therapeutisches Lagerungselement einsetzbar
- vielseitig modulierbar z.B. schiefe Ebene, Fersenfreilagerung
- hochvariabel für Mikrobewegung/ Mikrolagerung
- Sekundenreaktion
- auch minimale Eigenbewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- schonende Druckwechsel bei Menschen mit Schmerzen und bei Sterbenden
- Schmerzreduktion
- positive Beeinflussung von Medikamentenwirkungen

**285,50 € netto /
Stück**

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, weich, offenporig (Sofortreaktion),
- komplett mit hochatmungsaktiver, Polyurethan – Matratzenhülle mit 2-seitig verdecktem Reißverschluss (siehe

„Technisches Infoblatt für Matratzenschutzhüllen “)

- auch in anderen Schäumen lieferbar

- **Pflege:** Wischdesinfektion – Rohschaum
Dampfsterilisation durch autoklaven (siehe Datenblatt)

Maße: 90 x 200 x 5 cm
auch andere Maße lieferbar

Gewicht: 5 kg

auch in anderen Schäumen lieferbar
z.B. Schaum 8000 – zertifizierter Kaltschaum
Produktklasse I
Öko-Tex-Standard 100 - für Babyartikel
Die zertifizierten Artikel erfüllen die Anforderungen der existierenden europäischen Gesetzgebung bezüglich dem Gebrauch von Azofarbstoffen

Hinweis:

ISO-Nr.: DIN-EN 14971

➔ Risiko nicht bekannt

Aus materialtechnischen - und hygienischen Gründen ist ein Antidekubitus-System immer mit einer Polyurethan-Schutzhülle einzusetzen. Viscoelastischer Thermoreaktivschaum ohne Schutzhülle könnte ansonsten durch verkehrtes Handling (verschieben oder ziehen des Bewohners/Patienten) Einrisse bekommen. Hierfür wird von der Chrispal-Ambiente keine Haftung übernommen.



Technische Informationen


Wischdesinfektion

Matratzen-Schutzhüllen „Ultra light“ (2009)

Gewirke: 100 % PES mit einseitiger PU-Beschichtung

Warengewicht: ca. 120 g/m²

Pflegehinweise:



Kochfest

tumblerbeständig
nicht heiß bügeln
Chemische
Reinigung möglich
sterilisierbar
Chlorbleiche nicht
möglich

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENSKS-Standard SS 876 00 19

Eigenschaften:

- atmungsaktiv
- flammhemmend Crib 5
- Ökotex 100 II zertifiziert
- viren- und bakteriendicht
- PVC- frei
- blut-, sekret- und urinundurchlässig
- wischdesinfizierbar
- elastisch und keine Faltenbildung
- angenehmer Griff

Nutzen:

- angenehmer Liegekomfort
- kein Schwitzen
- reduzierte Dekubitusgefahr
- zusätzlicher Schutz und Sicherheit im Brandfall
- für Allergiker geeignet
- kein möglicher Pilzbefall
- ökologisch unbedenklich
- keine Sonderentsorgung
- vielfältig einsetzbar
- kostengünstiges Handling
- Krankeneinsatz
- einfache Handhabung
- keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung
- keine Geräuschentwicklung




Atmungsaktiv



Schwer entflammbar nach Crib 5




Ökotex 100 / II




Bakteriendicht



PVC frei



Blut und Urin undurchlässig



Desinfektionsbeständig



Flüssigkeitsbarriere

Multifunktionales Innen-Außen-Rotations-Element



Maße: ca. 80 x 31 cm
auch in anderen Größen/Stärken lieferbar

- Allround – Ganzkörper – Lagerungselement (universell, schnell und überall einsetzbar)
- individuelle Positionierung nach vorgegebenem Krankheitsbild
- schmerzlindernd und bewegungsfördernd bei z.B. Arthrosen, Schulter-, Gelenk- und Armoperationen
- Rückbeantwortung kleinster Bewegungen durch Reaktion des visco-thermo-elastischen-Schaums (Sekundenreaktion)
- Kontrakturrenprophylaxe
- Förderung der Blutzirkulation
- Förderung der Wahrnehmung
- Förderung der Eigenbewegung
- Thromboseprophylaxe durch Unterstützung des Venenrückflusses
- Vermeidung von Scherkräften
- auch im Stuhl oder Sessel als Antidekubitus-Sitzkissen einsetzbar zur Aktivierung / Mobilisierung

Art.-Nr:

Chris 157

168,00 € netto

**in blauer Ummantelung
(MRSA)**

Aufpreis

7,00 € netto

Material:

- visco-thermo-elastischer Reaktivschaum
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“
- **oder**
- * kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan (blau)

spezielle Herstellung siehe S 37 Zertifikat MRSA

Anwendungsbeispiele für das multifunktionale Innen-Außen-Rotationselement:

Spitzfuß – Prophylaxe



Innen-Rotation



Außen-Rotation



Blutflussunterstützung



Schulter – Arm – Handmodulation möglich durch Einarbeitung des Schaumes:



* kompl. eingenäht in zertifiziertem Polyurethan
- z.B. Problemlösung Hygiene bei MRSA, Bakterien, Pilze, Blut, Urin, Gerüche, ...

Funktions-Rückstellungs-Element Hemi – Armkissen



▲ 10 cm ▲ 6,5cm ▲ 8 cm



Therapie Lagerungskissen

- schon minimale Bewegungen werden rückbeantwortet (Sekundenreaktion)
- Hohe Rückstellungseffekte durch den Schaum bei Spasmen und Kontrakturen
- Spastische Haltungen in den Armen
 - Fehlhaltungen
 - Kontrakturen
 - nach operativen Eingriffen Arm-/ Schulterbereich oder Brust OP
 - Onko-Ambulanz
 - Arm- / Fersen- und Fußlagerungen

Material:

- visco-thermo-elastischer-Reaktivschaum, mittelhart
- entweder komplett eingenäht in zertifiziertem, flüssigkeits- undurchlässigen und wischdesinfizierbarem POLYURETHAN „light“ zertifiziert

➤ auf Wunsch: kompl. eingenäht in zertifizierten Polyurethan (blau);

- spezielle Herstellung und nur in größeren Mengen

- Biberbezug (mit Aufpreis)

➤

➤ **Neu**

- (für MRSA) in blauer POLYURETHAN-Hülle
- zertifiziert

Maße:

b) 47 x 30 cm für Klinik
Höhen siehe Abb. links oben

Gewicht:

a) 495 g

Art.-Nr:
Chris 157b

b) 71,99 € netto

Fingerseparator – Visco Rolle mit Klett



Chris 136B

Material + Maße :

siehe bei Handrolle Visco Thermo

Seite 27

49,50 € netto

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug
- 40 – 60° waschbar
- Trockner niedrigste Stufe

Kegel- und Fingerseparator

Art.-Nr: Chris H



- feste, kegelförmige Anti-Kontrakturvorrichtung
- passt sich optimal der natürlichen Form der Hand an und separiert gleichzeitig die Finger
- Schweiß/ Feuchtigkeit wird aufgenommen, die Hand bleibt trocken.
- Für alle Handgrößen passend
- Mikrobewegungen

39,50 € netto

Material:

- Kegel aus HR-Schaum
- Fingernoppen aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Eingenäht in einem weichen Frottee- oder Biberbezug, auch mit angenähtem Band für einen sicheren Halt mit Aufpreis lieferbar,

Pflege: in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

Gewicht: 46 g

mit Band

41,50 € netto

neu: mit Daumenverlängerung

46,50 € netto

Fuß- / Zehenseparator aus Schaumstoff



- separiert die Zehen, trennt verlagerte bzw. eng anliegende Zehen
- schützt vor Wundreiben
- saugt Schweiß/ Feuchtigkeit auf, hält die Fuß- und Zehenzwischenräume trocken.

Art.-Nr: Chris Z

Material:

- aus Visco-Thermo-Reaktiv-Schaum
- Biberbezug

Pflege: in der Maschine waschbar 40-60°

Trockner niedrigste Stufe

Gewicht: 50 g

28,50 € netto/Stück

Mit Wenig viel erreichen

Druckentlastungselement „Molle“

Aus Visco-Thermo Reaktiv Schaum (Sekunden Reaktion)



Molle Maße ca. L30cm , Höhe Mittig 11cm
Ausschnitt 27cm längst
Ausschnitte 8-9 cm in der Breite
jede minimierte Eigenbewegung wird rückbeantwortet



<Fußlagerung mit Seitenbegrenzung
<Vorbeugende Maßnahmen von Gelenkfehlstellungen
<Fersendruckaufhebung



<Druckentlastung im Kniebereich
(Kachektisches Krankbild)
<leichte Anmodellierung durch Molleform



<Schmerztherapie im
Kniegelenk/-bereich, Schulter
<Vermeidung von Hohlagerung
<Unterstützt Streckstellung



Seitenunterstützende Unterarmlagerung



<Ummantelt mit PU blau, zertifiziert
<MRSA resistent
<wischdesinfizierbar
<autoklavierbar

Art.-Nr.: Molle

75,00 € netto



Pflege-Fersenschuh

Therapeutischer Einsatz nach Expertenstandard chronischer Wunden 2009

Art.-Nr:
Chris FS

mit mehreren Funktionen

- prophylaktischer und therapeutischer Einsatz bei Wunden (Dekubitus, Ulcus cruris,...)
- Korrektur der Fußhaltung (auch Spitzfußprophylaxe)
- flexible Größeneinstellung durch einstellbare und austauschbare Klettverschlüsse
- volle Bewegungsfreiheit
- kein Verrutschen
- Luftzufuhr

81,50 €
netto/Stück

Material:

- ummanteltes Fußteil aus HR-Schaum eingenäht in PU blau = wischdesinfizierbar
- (Datenblatt siehe Seite 46)
- 2 halbe 8000er- Platten mit **Öko-Zertifikat I**
- 1 Keil zur Fersenabstandserhöhung (visco-thermo-elastischem-Reaktivschaum mit PU ummantelt und Rutschbremse) zur Weichauflage der Wade und korrigieren der Fußhaltung
- Keil aus Visco-Schaum als Rutschbremse

Pflege: waschbar von 40-70°(nur die 8000er Platten)

Gewicht: 220 g

PU blau (PU zertifiziert)



Technische Informationen für blauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m²

Pflegehinweise:



Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19

| Eigenschaften | Einsatzgebiete |
|--|---|
| angenehmer Liegekomfort kein Schwitzen Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig | Bettbezüge Matratzenbezüge Kissenbezüge Bettlaken |
| zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher Sicherheit im Brandfall | Krankenhäuser /Psychiatrie Alten- u. Pflegeheime häusliche Pflege |
| für Allergiker geeignet kein möglicher Pilzbefall Viren - u. Bakteriendicht wischdesinfizierbar | Hotels Herbergen etc. |
| elastisch und keine Faltenbildung keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung | |
| Keine Sonderentsorgung | |



Medizinische Trinkhilfe

- skaliert
- hitze- und kältebeständig
- spülmaschinenfest
- sterilisierbar
- Wölbung für Nasen
- langes Trinkröhrchen

Material: Polypropylen (PP)
Volumen: 0,2 l

Art.-Nr:
Chris 2020

7,50 € netto



Haltehilfe mit 2 Griffen

passend zu unseren „Gläsern“ (siehe unten)



Art.-Nr: Haltegriff

9,80 € netto



„Glas – unkaputtbar“

- transparent zum Einschätzen des Füllmenge beim Trinken und Anreichen

Material:

- Behälter: Polycarbonat (PC)
- Schnabelaufsatz: Polypropylen (PP)

Volumen: 0,25 l

Art.-Nr:
Chris AT 01426

Glas
2,95 € netto

Aufsatz
1,95 € netto

Therapie-Puppen

Rubens Baby



Fantasie, Eingebung, Gefühl, Inspiration, Geborgenheit, Nähe.....

mit den unvergleichlichen Rubens Barn Puppen lässt sich all dies erleben und erfahren.

Alle Puppen reflektieren das besondere, innovative Design-Konzept: fein modellierte, sanfte Gesichter und sorgfältig ausgearbeitete Augen begründen den liebevollen, lebensechten und realistischen Ausdruck. Jeder Puppencharakter hat einen besonderen, eigenen „Look“ und eine eigene Persönlichkeit, die sofort jeden für sich einnimmt. Trotz dieser charismatischen Ausstrahlung lässt jede Rubens Barn Puppe Ihrem Besitzer einen großen Freiraum, der individuell mit den jeweiligen spezifischen Gefühlen, Inhalten, Anforderungen und Situationen ausgefüllt werden kann.

1010420
Rubens Baby,
light boy - Erik |



Die hübschen Rubens Babys passen perfekt in das Konzept der Rubens Barn Puppen.

Die Körper sind so realistisch wie möglich ausgeformt mit runden Babypopos und niedlichen Babygesichtern.

Natürlich können alle Babys am Daumen lutschen!

Die Babys tragen Baumwollwindeln und Lätzchen mit hübschen Mustern, die zu den flauschigen Fleece-Oberteilen passen.

Größe 45 cm, Gewicht 700 g.

ohne Altersbeschränkung.

Material: Polyester Fleece gefüllt mit Polyester Fibre.

Alle Puppen sind bei 30° in der Waschmaschine waschbar, für die Kleidung wird Handwäsche empfohlen.

Art.-Nr. TP

zum Preis von

58,90 € Stück
netto

1010421
Rubens Baby,
light girl - Emma



Einsatzbereiche

Therapie- Überstreckungselement mit Kammersystemen



Medizinische Indikation für den Einsatz:

Monoparese

Hemiparese rechts
 links

Tetraparese

Paraparese Beine

Arme

Neglect

Pusher- Syndrom

Spastische Lähmungen

OP-Nachsorge

SHT

Chorea Huntington

Epilepsie

Multiple Sklerose

Appalisches Syndrom

COPD

Amyotrophe Lateralsklerose

Bronchial CA

Pneumonie

ARDS

Beatmung

(Perfusions/Ventilationsverhältnis)

Pflegerische Indikation für den Einsatz:

Dekubitus / -prophylaxe

Kontraktur / -prophylaxe

Pneumonie / -prophylaxe

Thrombose / - prophylaxe

Kachexie

Adipositas

Langzeit Bettlägrigkeit

Wahrnehmungsförderung

Unterstützung der Orientierung

Tracheostomapflege

Trachealkanülenwechsel

Lagerungsdrainage

(Beatmungspflege)

„Rutschbremse“ des Materials

Oberkörperhochlagerung

Technische Informationen für blauen Polyurethan

Gewirke: 100% PES mit einseitiger PU Beschichtung

Warengewicht: ca. 190 g/m²

Pflegehinweise:



Antimikrobielle Wirkung gegen den Test kein Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 nach Hohenstein-Prüfung SN 195920:1994 "Agardiffusionstest" (Zertifikat vom 25.07.2007)

Bakterien- und Virendichtigkeit nach SVENKS-Standard SS 876 00 19

| Eigenschaften | Einsatzgebiete |
|--|---|
| angenehmer Liegekomfort kein Schwitzen Urin-,Blut- u. Sekretundurchlässig | Bettbezüge Matratzenbezüge Kissenbezüge Bettlaken |
| zusätzlicher Schutz und Spannbetttücher Sicherheit im Brandfall | Krankenhäuser /Psychiatrie Alten- u. Pflegeheime häusliche Pflege |
| für Allergiker geeignet kein möglicher Pilzbefall Viren - u. Bakteriendicht wischdesinfizierbar | Hotels Herbergen etc. |
| elastisch und keine Faltenbildung keine Dekubitusgefahr, da optimale Anpassung | |
| Keine Sonderentsorgung | |

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für jeden Verkauf und jede Lieferung der *Chrispal-Ambiente*

Jegliche Ausnahme hiervon bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen der *Chrispal-Ambiente* und dem Käufer.

Angebot und Abschluß

Zwischen dem Kunden und dem Unternehmen *Chrispal-Ambiente* gilt ausschließlich das, was schriftlich vereinbart wurde. Fernmündliche oder durch Email erteilte Auskünfte und Absprachen sind für *Chrispal-Ambiente* nur nach schriftlicher Bestätigung verbindlich. Angebote der *Chrispal-Ambiente* sind stets freibleibend.

Preise

Die Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer. Verpackung, Porto und Versicherung bzw. Versandkosten trägt der Auftraggeber.

Der Kaufpreis ist fällig mit Rechnungsstellung 14 Tage netto.

Unter einem netto Auftragswert von 50,00 € netto berechnen wir einen Bearbeitungszuschlag von 8,00 € netto.

Die Rechnung wird am Tage der Bereitstellung der Ware zur Auslieferung erstellt.

Bezahlt der Käufer/Wiederverkäufer nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum, ist er verpflichtet der *Chrispal-Ambiente* (unabhängig vom Eintreten des Zahlungsverzuges) auf die gesamte offenstehende Forderung Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 31. Tag nach Rechnungsstellung zu erstatten.

Außendienstmitarbeiter der Verkäuferin haben keine Geldempfangsvollmacht.

Lieferung

Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn diese von der *Chrispal-Ambiente* als verbindlich schriftlich bestätigt sind.

Das Verstreichen verbindlicher Lieferfristen oder Lieferterminen befreit den Käufer nicht davon, eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen, sofern er aus der Nichteinhaltung der Lieferfristen Rechte herleiten möchte.

Die Nachfrist muss zumindest zehn Kalendertage betragen.

Die *Chrispal-Ambiente* ist zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Käufer nicht unzumutbar ist (bedarf vorheriger Absprache)

Versand

Versandweg und Versandart sind, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist, der Wahl der *Chrispal-Ambiente* überlassen.

Die Ware ist über den jeweilig beauftragten Kurierdienst / Spediteur versichert, so dass der Versandweg und die Anlieferung über den Kurierdienst / Spediteur nachzuweisen ist = Nachforschungsauftrag.

Eigentumsvorbehalt

Die *Chrispal-Ambiente* behält sich das Eigentum der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit erworben hat, behält sich die *Chrispal-Ambiente* das Eigentum vor, bis sämtliche Forderungen gegen den Käufer ausgeglichen sind.

Verletzt der Käufer wichtige Vertragspflichten, ist die *Chrispal-Ambiente* nach Mahnung zur Rücknahme der Ware berechtigt. Als wichtige Vertragspflicht gilt insbesondere die Pflicht zur rechtzeitigen Zahlung.

Der Käufer hat die Ware unmittelbar nach Erhalt zu untersuchen und innerhalb von 14 Tagen bestehende offensichtliche Mängel schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden, andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die

Ausdrücklicher Hinweis

Alle Zusagen und Zusicherungen, welche Zertifikate, Öko-TEX Standard 100, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Pflegehinweise betreffen, beziehen sich auf die Aussagen unserer Hersteller/Lieferanten, die dieses für die verwendeten Materialien nachgewiesen haben. Dieses kann nach Bedarf von Chrispal-Ambiente zur Verfügung gestellt werden.

Erfüllungsort/Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Gerichtsstand **Lemgo**.

Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien richtet sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

rechtzeitige Absendung.

Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.

Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen!

Unfrei zurückgesandte Ware wird nicht angenommen! (Frei nur bei vorheriger Absprache)

Bei berechtigter Reklamation unter Berücksichtigung der Garantie- und Gewährleistungszeit wird der Betrag erstattet.

Dem Käufer steht nur bei rechtzeitiger Rüge oder bei nicht offensichtlichen Mängeln ein Recht auf Nacherfüllung zu. Im Rahmen der Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* das Recht zu, dies nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder Neulieferung durchzuführen. Zur Nacherfüllung steht der *Chrispal-Ambiente* ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen zur Verfügung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder Herabsetzung des Kaufpreises

(Minderung) verlangen. Die handelsüblichen Abweichungen der Ware in Menge und Qualität stellen keinen Mangel dar und lösen keine Gewährleistungsansprüche aus (z.B. Farbe, Gewicht, Ausrüstung, Design), sofern nicht besondere Vereinbarungen bestehen.

Die Garantie erlischt bei Mängeln, die durch unsachgemäße Behandlung z.B. Reinigungs-/Waschvorgängen verursacht werden.

Haftung

Soweit die Haftung der *Chrispal-Ambiente* (Inh. Chr. Hördemann) in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gelten diese Ausschlüsse oder Beschränkungen auch für die persönliche Haftung aller Arbeitnehmer der *Chrispal-Ambiente*.

Bei Produkten, die nicht von der Chrispal-Ambiente produziert werden wird keine Haftung seitens der Chrispal-Ambiente übernommen. Die Haftung geht voll zu Lasten des Herstellers. Dieser ist bei der Reklamation von dem Unternehmen Chrispal-Ambiente dem Kunden bekannt zu machen.

Datenschutz

Die *Chrispal-Ambiente* verarbeitet personenbezogene Daten, die Sie zur Abwicklung von Bestellungen und zur Pflege der Kundenbeziehungen benötigt. Diese Daten werden von der *Chrispal-Ambiente* nicht an Dritte weitergegeben.

